

# BD PosiFlush™



Seringues pré-remplies d'une solution de Chlorure de Sodium 0,9%

Matériel stérile à usage unique

## FICHE TECHNIQUE

### Description

BD PosiFlush™ XS et BD PosiFlush™ SP sont des seringues pré-remplies de NaCl 0,9%, destinée pour un usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.



### Caractéristiques Générales

La seringue BD PosiFlush™ XS est stérile à la fois intérieurement et extérieurement. Elle est préconisée pour tout rinçage en soins stériles.

La seringue BD PosiFlush™ SP est stérile intérieurement. Elle est préconisée pour l'utilisation hors champ stérile, notamment en soins propres.

Les deux types de seringues sont identifiés par leur nom, la couleur de l'écriture sur la seringue et par l'emballage du conditionnement primaire (cf. tableau au verso).

Le diamètre du corps des seringues BD PosiFlush™ (3, 5 et 10 ml) est identique à celui d'une seringue conventionnelle de 10ml, ce qui permet de limiter tout risque de surpression lors des rinçages.

### Composition

| Composant            | Matériau                      |
|----------------------|-------------------------------|
| Solution Saline      | NaCl 0,9% isotonique          |
| Corps de la seringue | Polypropylène (PP)            |
| Piston               | Polypropylène (PP)            |
| Joint de piston      | Elastomère                    |
| Lubrifiant           | Silicone                      |
| Capuchon             | Polypropylène (PP) + Colorant |

 Usage unique

 3 ans après stérilisation

### Matériaux d'emballage

| Composant   | Matériau  |
|---|---|
| Emballage unitaire (film plastique)<br>PosiFlush SP | Polypropylène (PP)  |
| Emballage unitaire (sous blister)<br>PosiFlush XS   | Film supérieur : Papier en cellulose<br>Film inférieur : Polypropylène (PP) |
| Boîte   | Carton aggloméré  |
| Carton  | Carton ondulé   |

## Informations administratives

| Référence                                       | Fabricant légal et certification ISO 13485   | Certificat CE et organisme de notification  | Site de fabrication et certification ISO 13485  | Mandataire Européen  |
|---|--|---|---|--|
| <b>306573</b><br><b>306574</b><br><b>306275</b> | Becton Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes New Jersey 07417 United States<br><br>Certificat ISO : ISO 13485 Certificate n° MD19.2305 | Certification CE N°252.780, NSAI 0050 Et N°16730, GMED 0459<br><br>Classe III (Règle 13, Annexe IX, Directive européenne 93/42/CEE) | BD Medical Surgical, 2153 12 <sup>th</sup> Avenue, Columbus, NE 68601 United States<br><br>Certificat ISO : ISO 13485 n° MD19.2143<br><br>OU<br><br>Becton Dickinson and Company 12 Av Mequinenza 22520 Fraga, Hesca, Spain<br><br>Certificat ISO : ISO 13485 n°2015 05 0047 EN | Becton Dickinson and Company Donore Road Drogheda, Co Louth, Ireland |
| <b>306575</b>                                   |  | Becton Dickinson and Company Donore Road, Drogheda, Co Louth, Ireland<br><br>Certificat ISO : ISO 13485 n° MD19.1609                |   |  |
| <b>306570</b><br><b>306571</b><br><b>306572</b> |  | Certification CE N°252.780, NSAI 0050 Et N°14879, GMED 0459<br><br>Classe III (Règle 13, Annexe IX, Directive européenne 93/42/CEE) | Becton Dickinson and Company Donore Road, Drogheda, Co Louth, Ireland<br><br>Certificat ISO : ISO 13485 n° MD19.1609  |  |

Stérilisation par chaleur humide. Ne pas restériliser.

Composition : apyrogène, sans latex, sans phtalate, sans PVC ajouté.

A conserver à température ambiante (15-25°C), sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

|                         |                                       |          | CONDITIONNEMENT                     |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Réf.                    | Couleur de l'écriture sur la seringue | Capacité | Unités par Boîte / Carton / Palette |
| <b>BD PosiFlush™ XS</b> |                                       |          |                                     |
| <b>306570</b>           | Bleue                                 | 3 ml     | 30 / 240 / 3840                     |
| <b>306571</b>           |                                       | 5 ml     | 30 / 240 / 4 800                    |
| <b>306572</b>           |                                       | 10 ml    | 30 / 240 / 3 360                    |
| <b>BD PosiFlush™ SP</b> |                                       |          |                                     |
| <b>306573</b>           | Orange                                | 3 ml     | 30 / 480 / 11 520                   |
| <b>306574</b>           |                                       | 5 ml     | 30 / 480 / 11 520                   |
| <b>306575</b>           |                                       | 10 ml    | 30 / 480 / 8 640                    |