


FICHE TECHNIQUE

Description



Caractéristiques générales

Les bouchons selon la référence disposent de :

- Un site d'injection
- Un Luer lock mâle
- Un Luer lock mâle/femelle
- Un Luer lock femelle
- Un Luer lock mâle/mâle

Composition

Références	Composants	Matériaux
TP	Bouchon obturateur Luer Lock mâle	Polyéthylène
TP-MF	Bouchon Luer Lock mâle/femelle	Polypropylène
TP-MF-B	Bouchon Luer Lock mâle/femelle	Polypropylène
TP-MF-C	Bouchon Luer Lock mâle/femelle	Polypropylène
TP-MF-O	Bouchon Luer Lock mâle/femelle	Polypropylène
TP-INTER-X	Bouchon obturateur	ABS
	Site d'injection	Polysoprène
TP-P-Y	Bouchon Luer mâle / Luer Femelle	Polypropylène



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Usage unique



4 ans après stérilisation

Caractéristiques techniques :

Références	Description	Couleur	Longueur totale (cm)	Conditionnement
TP	Bouchon luer lock mâle	Blanc	N/A	1000 (100x10)
TP-MF	Bouchon luer lock mâle / femelle	Rouge	N/A	1000 (100x10)
TP-MF-B	Bouchon luer lock mâle / femelle	Blanc	N/A	1000 (100x10)
TP-MF-C	Bouchon luer lock mâle / femelle	Bleu	N/A	1000 (100x10)
TP-MF-O	Bouchon luer lock mâle / femelle	Orange	N/A	1000 (100x10)
TP-INTER-X	Bouchon luer lock mâle avec site d'injection sans latex	Blanc	N/A	2400 (200x12)
TP-P-Y	Bouchon luer mâle / femelle	Jaune	17,08	5000 (100*5)

Composition : sans DEHP ajouté, sans Latex

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil

Informations administratives

BD Catalog Number	BD Legal Manufacturer and ISO 13485 Certification	CE Certificate Number And Notified Body Brief Name	BD Manufacturing Site (Country of Origin) and ISO 13485 Certification	EC Representative (if applicable)
TP TP-MF TP-MF-B TP-MF-C TP-MF-O TP-P-Y	Zibo Qiaosend Medical Articles Co., Ltd No.2, Gaoyuan East Road, 256300 Gaoqing County, Shandong Province, People's Republic of China ISO 13485	CE certified with TÜV SÜD Certificate No.: G2S 088861 0010	Address: Zibo Qiaosend Medical Articles Co., Ltd No.2, Gaoyuan East Road, 256300 Gaoqing County, Shandong Province, People's Republic of China ISO 13485	MedNet EC-REP GmbH Borkstraße 10 48163 Münster Germany Tel : +49 (0) 251 322 66 64