

## **FICHE TECHNIQUE**

## PRODUIT CROCHET EN PLASTIQUE POUR POCHES URINE

Matières premiers: plastique


Couleur: bleu

**Utilisation:** 1. Appliquer le crochet sur la poche à urine en perçant les œillets sur le bord supérieur de la

poche avec les dents spéciales ;

2. Placez la poche avec le crochet sur la barrière de lit.

## **DESSIN TECHNIQUE**



## **CONDITIONNEMENT**

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
514SUP06	Crochet en plastique pour poche à urine avec tubulure de diamètre 6,6 mm	Carton de 100 pcs
514SUP05	Crochet en plastique pour poche à urine avec tubulure de diamètre 9,0 mm (poches système clos)	Carton de 100 pcs