

Fiche Technique



Aiguilles BD Vacutainer® Flashback pour le prélèvement de sang 301746 – 301747 – 301748

Usage

Aiguille stérile à usage unique pour prélèvement de sang multiple avec indicateur de reflux veineux. Conçue pour faciliter le prélèvement de sang veineux avec aiguille en technique sous-vide.

Caractéristiques générales

Matériaux	Canule intraveineuse et perce-bouchon	Acier inoxydable de grade chirurgical
	Protecteur d'aiguille de veine	Polypropylène
	Protecteur d'aiguille perce-bouchon	Polyéthylène
	Embase de l'aiguille	Polystyrène
	Chambre de visualisation	Polystyrène
	Manchon (aiguille perce-bouchon)	Elastomère synthétique Isoprène (sans latex)
	<i>Ne contient pas de latex</i>	
Fabriquant	BD, 30 Tuas Ave 2, Singapore - Certification ISO 9001:2000 (BSI n° FM 29147) ISO 13485:2003 (BSI n° MD 81426)	
Représentant Européen	BD, The Dorcan Complex, Faraday Road, Swindon, Wiltshire SN35JH - UK	
Stérilité	Niveau de stérilité : 10 ⁻⁶ SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Mode de stérilisation: par irradiation (rayon Gamma) conforme à la directive de contrôle européenne EN 552	
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa - Directive européenne 93/42/CEE. Certificat de marquage CE n°01487 délivré par le BSI - National Standards Authority of Ireland - n° 0086. <i>Disponible sur demande</i>	
Conservation	Protéger des rayons solaires et des températures extrêmes	
Conditionnement	Unitaire: Gaine de protection polyéthylène / polypropylène avec sceau de stérilité. Boîte cartonnée: 50 unités Carton : 1000 unités (20 boîtes de 50 unités)	
Durée de vie	2 ans	
Fiche de données de sécurité	Non Applicable	

Caractéristiques Spécifiques


	301746	301747	301748
Dimensions canule intra-veineuse : Ø (G, mm) x longueur (pouces, mm)	21G (8/10mm) x 1" (25mm)	22G (7/10mm) x 1" (25 mm)	22G (7/10mm) x 1¼" (32 mm)
Code couleur	Vert	Noir	Noir

Code couleur selon la norme ISO 6009.

Fiche Technique (suite)

Etiquetage	Unité	Boîte de 50 unités	Carton de 20x50 unités
<i>Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)</i>			
Nom du fabricant et adresse, Pays de fabrication		●	●
Nom du représentant européen et adresse		●	●
Marque déposée Vacutainer®		●	●
Nom du produit	●	●	●
Référence du produit	●	●	●
Dimensions aiguille	●	●	●
Code couleur	●	●	●
Mention "STERILE" et mode de stérilisation (symbole)	●	●	●
Visualisation du produit	●	●	●
Marquage CE et n° de l'organisme notifié (0050 = NSAI)		●	●
N° de lot, date de péremption, Produit à usage unique	●	●	●
Recommandations d'utilisation sous forme graphique		●	
Application		●	●
Conditions de conservation avant utilisation (symbole)		●	●
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		●	●
Code à barres primaire (UCC/EAN 128): identification produit		●	●
Code à barres secondaire (UCC/EAN 128) : quantité, date de péremption, lieu de fabrication, n° de lot			●

Recommandations d'utilisation



Bibliographie non exhaustive

NCCLS, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture. H3-A5 Vol.23 No 32

AV10 / Aiguilles FBN / Septembre 2008