

BD™ Seringues orales 1, 3, 5, 10 mL

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)



Matériel non stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE



Description

La BD™ Seringue orale opaque a été spécialement conçue pour l'administration de médicaments par voie orale uniquement.

Ne pas utiliser pour l'injection hypodermique.

Caractéristiques Générales

Ces seringues sont à embout spécial (non luer) qui empêche le montage d'une aiguille hypodermique. L'opacité des seringues permet la protection de médicaments photosensibles.

Composition

Composant	Matériau
Corps de la seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polypropylène (PP)
Joint de piston	Isoprène synthétique (sans latex)
Colle	Epoxyde
Lubrifiant	Silicone <0.25µg/mm ²
Bouchon	Polypropylène (PP)
Marquages	Encre permanente



Usage unique



5 ans après fabrication

Informations administratives

BD™ Seringue orale opaque

Marquage CE n°252.308, NSAI 0050 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Canaan, USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA

Certification : ISO 9001 : 2008 certificat MD19.2305 ; ISO 13485:2003 certificat n°MD 19.2305, certifié par NSAI.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

					CONDITIONNEMENT
Capacité	Réf.	Désignation	Caractéristiques	Graduation	Unités par Boîte
1mL	305207	1mL opaque	Seringue orale (ne permettant pas le montage d'une aiguille hypodermique)	Au 1/50 mL	500
3mL	305210	3mL opaque		Au 1/5 mL	
5mL	305208	5mL opaque			
10mL	305209	10 mL opaque			