

## FICHE TECHNIQUE

### Description

L'aiguille spinale BD Yale™ peut être utilisée :

- pour la rachianesthésie,
- pour des prélèvements de liquide céphalo-rachidien.



### Caractéristiques Générales

La pointe Quicke de l'aiguille BD Yale™ est composée d'un biseau court et tranchant.

L'embase transparente de l'aiguille BD Yale™ permet la visualisation du reflux du LCR.

### Composition

Composant	Matériau
Aiguille	Acier inoxydable
Embase de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Capuchon de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase du stylet	Polypropylène (PP) + colorant



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### BD Yale™

Pour toutes les références sauf : 405234, 405260, 405261, 400368, 400366, 400367, 400369, 405260 et 405261

**Certification CE** : n°2010 02 0701 ET et n°95 06 0005CP, AEMPS 0318

Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

**Fabricant Légal** : Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Augustin del Guadalix, Espagne.

**Sites de fabrication** : Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Augustin del Guadalix, Espagne

Sauf pour les références 405244, 405243 et 405245 le site de fabrication est BD Caribe, LTD. Road 31 km 24.3 P.O. Box 4010 Juncos, Puerto Rico 00777-4010

**Certification ISO** : ISO 13 485 : certificat n°2012 07 0013EN pour toutes les références + ISO 13485 certificat n°MD19.1805 pour les références 405244, 405243 et 405245

Pour les références : 400368, 400366, 400367 et 400369

**Certificat CE** : n°252.797, NSAI 0050 / n°2010 02 0698 ET, n°2010 02 0699 ET, AEMPS 0318

Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

**Fabricant Légal** : Becton Dickinson and Co. 1 Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA

**Site de fabrication** : BD Caribe, LTD. Road 31 km 24.3 P.O. Box 4010 Juncos, Puerto Rico 00777-4010 USA

**Mandataire Européen** : Becton Dickinson Distribution Center Laagstraat 57 B-9140 Temse, Belgique

**Certification ISO** : ISO 13 485 : certificat n°MD19.2305 et n°MD19.1805

Pour les références 405260 et 405261

**Certificat CE** : n°95 06 0005 CP, AEMPS 0318

Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

**Fabricant Légal et Site de fabrication** : Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Augustin del Guadalix, Espagne.

**Certification ISO** : ISO 13 485 : 2012 certificat n°2012 07 0013 EN, certifié par AEMPS 0318.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate. A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Référence	Gauge	Couleur	Longueur		Ø interne	Ø externe	Conditionnement (Boîte /Carton)	
			En mm	En inch	En mm	En mm		
<b>Aiguille BD Yale™</b>								
405247	18G	Rose	75	3	0,86	1,20	25 / 200 Unités	
405248			90	3 ½	0,86	1,20		
405249	19G	Crème	75	3	0,71	1,10		
405250			90	3 ½	0,71	1,10		
405251	20G	Jaune	38	1 ½	0,63	0,90		
405252			75	3	0,62	0,90		
405253			90	3 ½	0,62	0,90		
400368	20G	Marron	152	6	-	0,5		10 / 50 Unités
405244	22G	Noir	63	2 ½	0,43	0,70		25 / 200 Unités
405255			75	3	0,43	0,70		
400366			127	5	-	0,70	10 / 50 Unités	
400367			178	7	-	0,70		
405254			38	1 ½	0,43	0,70	25 / 200 Unités	
405256			90	3 ½	0,43	0,70		
405240			23G	Turquoise	90	3 ½	0,39	0,64
405243*	25G	Bleu	25	1	0,24	0,50		
405245*			51	2	0,24	0,50		
405246	25G	Orange	75	3	0,28	0,50		
405257			90	3 ½	0,28	0,50		
400369	25G	Bleu	119	4 11/16	-	0,5	10 / 50 Unités	
405258	26G	Bronze	90	3 ½	0,28	0,45	25 / 200 Unités	
405259	27G	Gris	90	3 ½	0,28	0,40		
<b>Introduceurs</b>								
405260	20G pour les aiguilles 25G	Blanc	32	1 ¼	0,62	0,90	25 / 200 Unités	
405261	22G pour les aiguilles 27G	Blanc	32	1 ¼	0,43	0,70		
<b>Kit aiguille BD Yale™ et Introduceurs</b>								
405084	Aiguille 25G Introduceur 20G	Orange	90	3 ½	0,24	0,50	25 / 200 Unités	
405065	Aiguille 26G Introduceur 20G	Bronze	90	3 ½	0,24	0,45		
405069	Aiguille 27G Introduceur 22G	Gris	90	3 ½	0,19	0,40		

\*Aiguille BD Yale Néonatale

