

FICHE TECHNIQUE

**Description:**

50004 – SV50A: lunettes montées
50002 – SV100F: Montures
50001 – SV250L: Visières remplaçables

Lunettes avec visière remplaçable.
Montures colorées et de forme ergonomique.
Peuvent être portées au-dessus de lunettes correctives.

Indication:

Ces lunettes protègent les yeux des éclaboussures ou pulvérisations de liquides.

Léger pour plus de confort d'utilisation. Se porte facilement avec la plupart des lunettes de vue.

Contre-indication:

Aucune en particulier.

Matériaux principaux:

Visière: polyester (épaisseur 0.1 mm)
Monture: polypropylène.
Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel.
Ne contient pas de DEHP.

Stérilisation:


Produits non-stériles.

Fabrication:

SV250L et SV50A Fabriqué aux Mexique.
SV100F Fabriqué aux USA.

Informations réglementaires:

Produit marqué CE selon la réglementation EPI 2016/425.
Classification : EPI de catégorie II

**Emballage:**

50004: Carton d'expédition de 50 unités.
10 lunettes montées dans 1 sachet en polyéthylène fermé,
5 sachets en polyéthylène sont placés dans 1 carton d'expédition.
Code-barre: Symbologie GS1-128, linéaire, sur carton d'expédition.

50002: Carton d'expédition de 100 unités.
10 montures dans 1 sachet en polyéthylène fermé,
10 sachets en polyéthylène sont placés dans 1 carton d'expédition.
Code-barre: Symbologie GS1-128, linéaire, sur carton d'expédition.

50001: Carton d'expédition de 250 unités.
25 visières dans une 1 enveloppe,
10 enveloppes sont placées dans 1 carton d'expédition.
Code-barre: Symbologie GS1-128, linéaire, sur carton d'expédition.

Stockage:

Aucune exigences spécifiques pour le stockage, transport et obsolescence.

Durée de vie:

Aucune spécifiée.