

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile White

C o n c e p t i o n   f i n e

## Gant d'examen blanc en nitrile non poudré plus solide à l'ajustement et au toucher

Ce gant non stérile est une formulation en nitrile standard. Plus épais et plus solide, il offre un ajustement et un toucher supérieurs. L'enduction polymère interne facilite le gantage, tandis que l'absence de poudre réduit considérablement les risques d'abrasion cutanée.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Barrière de protection efficace contre la perforation et une vaste gamme de produits chimiques
- Protection contre les allergies au latex de type I
- Réduction du gaspillage grâce au conditionnement par boîte de 150 gants
- Résistance à différents agents de chimiothérapie\*

\* Consultez l'emballage du produit ou contactez le service client d'Ansell pour connaître les temps de perméation spécifiques des agents de chimiothérapie et obtenir des recommandations

**AVERTISSEMENT :** aucun gant n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation de ce produit à des produits chimiques spécifiques et à l'environnement d'utilisation.

### Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Sites respectueux de l'environnement
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



## MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH<sup>®</sup> sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH<sup>®</sup>, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile White

Conception fine

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Blanc	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/in)	0.07 / 2.8
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.10 / 3.9	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	700151	700152	700153	700154	700155

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	150 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, EN 455 1-4, EN 374-2 and -4, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, Type alimentaire: Caoutchouc

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail :  
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail :  
protection@ap.ansell.com