

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile Accelerator-Free

Gant d'examen en nitrile non poudré offrant une protection avancée contre les allergies

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Matériau	Nitrile
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Bleu
Forme	Ambidextre
Surface interne du gant	Chlorée
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Modèle de manchette	Bord roulé

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur Paroi type (mm/mil)	Doigt	Paume	Manchette
	0.12 / 4.7	0.08 / 3.1	0.07 / 2.8
Longueur du gant Type (mm/po)	240 / 9,5		
Résistance Minimum	Avant vieillissement/Neuf		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	-	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6	
Résistance à la traction (MPa)	-	-	
	Après vieillissement/Après test d'épreuve microbiologique		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	-	-	
Force à la rupture (N)	-	-	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 6	-	

## PROFIL DE SÉCURITÉ ALLERGIQUE

Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Sans accélérateur
Irritation cutanée primaire	Produit considéré comme irritant négligeable en vertu de la norme ISO 10993-10
Sensibilisation cutanée	Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à l'ASTM F720
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Prévention des allergies	Latex (Type I), produits chimiques (Type IV)

## NORMES DE SÉCURITÉ

Absence de perforation (NQA)	NQA 1,5
Méthode de stérilisation	Non applicable
Homologation pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Pénétration virale	Conforme à la norme ASTM F1671 avec le bactériophage PhiX174, Conforme à la norme ISO 16604 avec le bactériophage PhiX174

## NORMES ET CERTIFICATIONS

Normes relatives au produit	CE 0493, Catégorie III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001
Normes de qualité/environnementales	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks

<sup>1</sup> ASTM standards refer to ASTM D3577. <sup>2</sup> EN standards refer to EN 455-2. <sup>3</sup> ISO standards refer to ISO 10282.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord  
États-Unis : 800 952 9916  
Canada : +1 844 494 7854  
insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud  
+52 (442) 296 20 50  
cslac@ansell.com  
Brésil  
+55 11 3356 3100  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique  
+32 (0)2 528 74 00  
info@ansell.eu

Asie-Pacifique  
+ 603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande  
+ 61 3 9270 7270  
protection@ap.ansell.com

ansell.com

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou d'une de ses filiales. © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.



# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile Accelerator-Free

Gant d'examen en nitrile non poudré offrant une protection avancée contre les allergies

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## RÉFÉRENCES ANSELL

Taille	Référence	Taille	Référence
XS (5.5 - 6)	700101	S (6.5 - 7)	700102
M (7.5 - 8)	700103	L (8.5 - 9)	700104
XL (9.5 - 10)	700105		



NO RUBBER LATEX

CE 0493



EN 421

EN ISO 374-1/Type C



EN ISO 374-5



VIRUS



ISO 13485



ISO 9001

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord  
États-Unis : 800 952 9916  
Canada : +1 844 494 7854  
insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud  
+52 (442) 296 20 50  
cslac@ansell.com  
Brésil  
+55 11 3356 3100  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique  
+32 (0)2 528 74 00  
info@ansell.eu

Asie-Pacifique  
+ 603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande  
+ 61 3 9270 7270  
protection@ap.ansell.com

**ansell.com**

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou d'une de ses filiales. © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.