



# BOMBE DE FROID FICHE TECHNIQUE

## Définition

- Bombe de froid

## Caractéristiques générales

- Agit immédiatement en cas de contusions et d'entorses
- Disponible en 150 ml et 400 ml

## Instructions d'utilisation

- Vaporiser sur la blessure à une distance de 25 cm pendant au maximum 5 secondes
- Éviter d'appliquer le produit sur des brûlures, des plaies et des muqueuses.

## Dispositif médical selon la directive 93/42 CEE

### Modifiée par la directive 2007/47/CE

### Mise en œuvre par le D.L. italien n°37 du 25-01-2010 CE 0546

Classe II A

## Conformité

- DIRECTIVE CEE 93/42
- Système Assurance qualité : certifié conforme ISO 9001
- Système Assurance qualité : certifié conforme ISO 13485

## Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Composition	Menthol 0.06% Alcool isopropylique 2,06% Myristate d'isopropyle 2% Butane/propane 3,2 bars 95,88%
Validité du produit	5 ans à partir de la date de production indiquée sur l'arrière
Etat microbiologique	Non stérile
Stérile	Non
Présence de latex dans le produit	Non
Présence de latex dans l'emballage	Non
Validité	5 ans
Modalité de conservation	Protéger le produit contre les rayons du soleil et ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C

## Élimination

- Selon les normes en vigueur.





## BOMBE DE FROID FICHE TECHNIQUE

### Mises en garde

- Ne pas perforer ni brûler après usage
- Conserver à l'abri de toute source de combustion
- Tenir hors de portée des enfants
- Si le temps d'application du produit est dépassé ou si le produit est vaporisé à une distance inférieure, des lésions dues au froid peuvent survenir
- Inflammable
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent

### Contrôles de qualité

- Chaque lot est soumis aux contrôles selon des procédures codifiées. Les contrôles sont effectués d'abord sur les matières premières puis durant la phase de fabrication.

### Emballage

#### Les étiquettes et/ou les emballages portent les mentions suivantes :

Nom de vente  
Distributeur  
Fabricant  
Date et lot de fabrication  
Validité  
Modalité de conservation  
Code-barres de l'article

### Matériau d'emballage

- Bombe de la marque PiC

### Fabricant

- Tosvar S.r.l.- via Del Lavoro,10 20060 Pozzo D'Adda (MI) Italy

### Distributeur

- Pikdare S.p.A. - Via Saldarini Catelli 10 - 22070 Casnate con Bernate (Como) - Italy

### Assortiment

CODE	CAPACITE	EMBALLAGE	UNITÉ
02 022245 100 000	150 ml	1 pièce	12 pièces
02 022246 000 000	400 ml	1 pièce	6 pièces

Directeur technique

PIKDARE S.p.A.  
Dr. MAURO CASSANI  
Medical Devices Department  
Technical Director