

FICHE TECHNIQUE Bouillotte

Description du produit

- Bouillotte.

Caractéristiques générales

- Bouillotte en caoutchouc naturel
- Conserve la chaleur durablement
- Bouchon avec joint en caoutchouc naturel
- Structure bilamellaire permettant une diffusion progressive de la chaleur
- Également disponible dans une version avec une douce housse

Applications

- Dévisser le bouchon.
- Remplir la bouillotte avec de l'eau chaude (non bouillante) jusqu'au 2/3 de sa capacité (1,1 l).
- Chasser complètement l'air de la bouillotte en l'appuyant délicatement contre une surface plane jusqu'à ce que l'eau apparaisse au niveau du goulot.
- Revisser le bouchon et placer la bouillotte sur le site d'application souhaité.

CONFORMITÉ

- BS 1970

Spécifications techniques

| | MATIÈRE PREMIÈRE |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bouillotte | Caoutchouc naturel |
| Bouchon | Polypropylène |
| Joint (anneau) | Caoutchouc naturel |
| Écrou | Cuivre |
| Revêtement | 89 % polyester, 11 % polyamide |

| | |
|---|--|
| Stérile | Non |
| Présence de latex dans le produit | Oui |
| Présence de latex dans l'emballage | Non |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des sources de chaleur |

Mise au rebut

- Conformément à la réglementation en vigueur.

Contrôles de qualité

- Chaque lot fait l'objet de contrôles conformément aux procédures internes. Ces contrôles sont effectués aussi bien à l'entrée sur les matières premières que pendant la phase de fabrication. Préalablement au conditionnement, des examens physiques visuels et dimensionnels sont réalisés.

1/2

Rév. 02 – 15/11/2019

Pikdare S.p.A. estime que les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier le présent document sur la base des développements techniques et des modifications apportées aux normes de produit correspondantes.





FICHE TECHNIQUE Bouillotte

Emballage

Les étiquettes et/ou emballages comportent les informations suivantes :

| |
|------------------------|
| Nom commercial |
| Fabricant |
| Lot de fabrication |
| Conditions de stockage |
| Code-barre article |

Matériaux d'emballage

- Pochette plastique transparente avec poignée en plastique et carton intérieur portant la marque Pic.

Fournisseur

- Pikkare S.p.A. - Via Saldarini Catelli 10- 22070 Casnate con Bernate (Como) - Italie

Gamme

| CODE | EMBALLAGE | LOT |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 02 012409 000 000 - standard | 1 unité | 6 boîtes |
| 02 012409 100 000 - avec housse | 1 unité | 6 boîtes |

Directeur technique