

# Cotopads® par Velpeau®

## Carrés et Rectangles de coton

REF : 90000, 90001, 109300, 190100

---

**PRODUIT :**

REF 90000, Cotopads® carrés de coton 5 cm x 5 cm, sachet de 500,  
REF 90001, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 200,  
*REF 109300, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 100,*  
*REF 190100, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 240.*

---

**COMPOSITION :**

100 % coton.

---

**CARACTERISTIQUES :**

Capacité d'absorption minimale : 10 g/g.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

---

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Sous sachet plastique et carton de transport.

Cotopads®	REF	Cotons/ Sachet	Sachets/ Carton
	90000	500	24
	90001	200	16
	<i>109300</i>	<i>100</i>	<i>24</i>
	<i>190100</i>	<i>240</i>	<i>14</i>

*Les articles en italique sont en instance de suppression ou supprimés.*

---

**INDICATIONS :**

Soins infirmiers et hygiène corporel.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Aucune réserve particulière si les conditions de stockage sont respectées.

---

**STEILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.