

FICHE TECHNIQUE

Lunette à oxygène

CARACTERISTIQUES GENERALES

Lunette à oxygène non stérile

11914020101 Lunette non stérile - Verte - L 180 cm - Lumière en étoile

DESCRIPTIF

Les lunettes à oxygène sont destinées à l'administration d'oxygène par voie nasale.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

Tubulure :

- Souple, résistante aux plicatures en PVC (Polychlorure de vinyle)

Canules nasales :

- S'adaptent parfaitement aux narines.
- Fabriqué en PVC

Raccord 2 voies parallèles :

Fabriqué en PVC rigide et transparent

Sans latex

Usage unique

Fabriqué par : Securmed (Italie)

Normes CE 0123

Classe I

CONDITIONNEMENT

- Carton de 100 unités

