



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Adaptateurs pour Humidificateurs Aquapak®

000-40F Adaptateur pour humidificateur Aquapak® - Stérile						
Référence	Volume	Configuration	Soupape de décompression	Type de connexion	A utiliser avec:	Unités/carton
400040	N/A	Stérile	350-700 (cm H ₂ O)	Non	400340 ou 400640, 400301 ou 400601	120
000-40F	N/A	Stérile	350-700 (cm H ₂ O)	Non	003-40F ou 006-40F	120

Description

L'adaptateur d'humidification est utilisé avec l'humidificateur Aquapak. L'adaptateur se fixe sur le flacon, pour ensuite être fixé sur le débitmètre. L'humidificateur à oxygène est prêt à être utilisé. La connexion entre l'adaptateur et le flacon maintient l'intégrité du système clos pendant la procédure.

Les adaptateurs Aquapak: sont disponibles en 2 versions et permettent une connexion directe au débitmètre:

- 9/16 pouces (États-Unis / International)
- 12/125 pouces (français)

Matière(s)

Percuteur: Polymère à base d'acrylique ou de polystyrène
Adaptateur de débitmètre: Polypropylène
Manchon extrudé: Silicone

Conditionnement

Veillez vous référer au tableau

Emballage

Tyvek

Fabricant

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, Etats-Unis – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



STERILE R

1639

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Adaptateurs pour Humidificateurs Aquapak_FR01