



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr/



Fiche technique

Masques aérosol sans DEHP

Référence(s)	Référence	Catégorie	Compatible avec la tubulure pour aérosol 22mm	Connecteur pivotant ou non pivotant	Unités / carton
	1083P	Adulte	Oui	Non pivotant	50

Description	Masques destinés à l'administration d'aérosols. Masques flexibles de forme anatomique, transparents, fournis avec un connecteur 22M pour la connexion à un nébuliseur.
Composition	Masque aérosol: Chlorure de polyvinyle (PVC) avec phtalate de di-isononyle (DINP), sans DEHP Elastique : Polychloroprène
Conditionnement	50 unités par carton
Emballage	Emballage en polyéthylène non stérile (PE)
Fabricant	GaleMed Corporation, 87, Li-gong 2 nd Road, Wu-jia, I-Lan 268, Taiwan – EN ISO 13485
Réglementation	Conforme à la Directive 93/42/CEE Classe du dispositif: IIa Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Révision : 5

Titre du document: FINT.441 - Technical sheet

Numéro du document: EU1-00004-F-00025



2460



© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Aerosol masks_DEHP free_1083P_FR01