




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr/](http://www.medline.eu/fr/)



## Fiche technique

## Masques aérosol

### Référence(s)

Référence	Catégorie	Compatible avec la tubulure pour aérosol 22mm	Type	Connecteur pivotant ou non pivotant	Unités / carton
1075	Adulte	Oui	Trachéotomie	Pivotement à 360°	50
41076	Pédiatrique	Oui	Trachéotomie	Pivotement à 360°	50
1083	Adulte	Oui	Masque allongé	Non pivotant	50
41085	Pédiatrique	Oui	Masque allongé	Non pivotant	50
41095	Adulte	Oui	Tente faciale	Non pivotant	50

### Description

Masques destinés à l'administration d'aérosols. Masques flexibles de forme anatomique, transparents, fournis avec un connecteur 22M pour la connexion à un nébuliseur.

Masques allongés: Une bonne flexibilité du vinyle transparent assure le confort et la sécurité du patient. Ils couvrent aussi le menton.

Masques de trachéotomie: Ils peuvent être utilisés après une trachéotomie ou une laryngectomie et sont équipés d'un connecteur pivotant à 360° permettant une bonne mobilité pour le patient.

Tente faciale : Il est utilisé pour la thérapie par aérosol à forte humidité.

### Composition

Masque aérosol : Chlorure de polyvinyle (PVC)  
Connecteur : Polyéthylène (PE)  
Elastique : Spandex

### Conditionnement

50 unités par carton

### Emballage

Emballage en polyéthylène non stérile (PE)

### Fabricant

Teleflex Medical US  
3015 Carrington Mill Blvd  
Morrisville, NC 27560  
Etats-Unis – EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: IIa  
Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



1639



© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Aerosol masks\_1075\_41076\_1083\_41085\_41095\_FR01

Révision : 5

Titre de document: FINT.441 - Technical sheet

Numéro de document: EU1-00004-F-00025