

Manche "FINE" Swann-Morton

S'adapte aux lames de la gamme "FINE"



N° / Référence Produit	
SF1 longueur 13 cm Réf. 6051	SF2 longueur 10,2 cm Réf. 6052
SF3 longueur 7,7 cm Réf. 6053	SF4 longueur 5 cm Réf. 6054

N° / Référence Produit	
SF13 longueur 13 cm Réf. 6061	SF23 longueur 10,2 cm Réf. 6062

Produit	Manche "FINE" en acier inoxydable		
Unité de vente	Le manche		
Conditionnement usine	Fourni individuellement dans un emballage hermétique en polyéthylène.		
Stérilisation	Produit non stérile		
Matériau	Manche en acier inoxydable qualité 303 - diamètre 0,5 mm		
	<u>Composition de l'acier</u>		
	Silicium: 1% max.	Molybdène: 1% max.	Carbone: 0,12% max.
	Azote: 0,25% max.	Manganèse 2% max.	Souffre: 0,15% - 0,35%
	Phosphore: 2% max.	Chrome: 17% - 19%	Nickel: 8% - 10%
Composition emballage	Etui individuel		
Compatibilité	Montage des lames de la gamme « FINE »		
	1/ SM61 - SM61S - SM62 - SM62S - SM63 – SM64 - SM65 - SM65A - SM67 - SM68 - SM69 - SP90 - SP91		
	2/ Lame myringotomique (lame à paracentèse) Réf. 2102		
Maintenance	Les manches sont lavables en machines à laver standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame. Ils résistent à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.		
Directive	Classe I		
Normes	Marquage CE - Produit fabriqué par l'usine Swann-Morton Ltd à Sheffield - Représentant EU habilité : Emergo Europe		
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré en 2017 sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.		
Conservation	Environnement propre et sec		
Péremption	10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages		
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.		
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalāi - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com		

Classification et codes produits

CODE USINE	REF ARTICLE	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	CODE GMDN	CODE CLADIMED	NOMENCLATURE DOUANIERE	CODE UDI
6051	MFINE1	MANCHE gamme FINE SF1	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060510
6052	MFINE2	MANCHE gamme FINE SF2	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060527
6053	MFINE3	MANCHE gamme FINE SF3	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060534
6054	MFINE4	MANCHE gamme FINE SF4	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060541
6061	MFINE13	MANCHE gamme FINE SF13	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060619
6062	MFINE23	MANCHE gamme FINE SF23	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955060626