

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Capuchons Luer Lock doubles Sterile

Marque	: CURAS®
Catégorie	: Soins infirmiers
Gamme	: Thérapie IV
Produit REF	: 03800, 03801, 03802, 03803, 03804
Description du produit	: Dual Luer Lock Cap, Sterile, WardPak™



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouchons stériles à double luer lock en polypropylène. Disponibles en 5 couleurs différentes.

UTILISATION PRÉVUE

Le bouchon double luer lock est utilisé comme fermeture stérile sur les sets intraveineux (IV) mâles et femelles et peut également être utilisé pour boucher les seringues, les cathéters et d'autres dispositifs hypodermiques. Usage unique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçus avec deux extrémités, ils s'adaptent aux accès IV mâles et femelles des sets IV.
- Offre un bouchage de sécurité également pour les seringues, les cathéters et autres dispositifs hypodermiques.
- Stérilisés et emballés individuellement pour améliorer les performances hygiéniques, la commodité d'utilisation et la distribution.
- L'option à usage unique réduit le risque de contamination croisée et d'infections nosocomiales.
- Le film souple de l'emballage permet de saisir et d'enlever facilement le bouchon pendant l'application.
- Disponible en 5 couleurs : rouge, bleu, blanc, jaune et orange, pour une différenciation facile de l'utilisation.
- Conçu avec de larges nervures pour une bonne prise en main du bouchon.
- Boîte intérieure avec ouverture de distribution pour un accès facile et conçue pour tenir debout avec un faible encombrement pour économiser de l'espace.
- Fabriqué en PP de qualité médicale, solide et durable.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

REF	Couleur	Dimensions (Ø x W)	Poids moyen / Pc	Emballage
03800	Rouge	Ø19 x 10.8 mm ± 0.2mm	0.47 g ± 0.02 g	Paquet de pelage stérile (souple)
03801	Bleu	Ø19 x 10.8 mm ± 0.2mm	0.47 g ± 0.02 g	Paquet de pelage stérile (souple)
03802	Blanc	Ø19 x 10.8 mm ± 0.2mm	0.47 g ± 0.02 g	Paquet de pelage stérile (souple)
03803	Jaune	Ø19 x 10.8 mm ± 0.2mm	0.47 g ± 0.02 g	Paquet de pelage stérile (souple)
03804	Orange	Ø19 x 10.8 mm ± 0.2mm	0.47 g ± 0.02 g	Paquet de pelage stérile (souple)

Composition

- Polypropylène (PP) de qualité médicale

Pays d'origine

- Chine

Stérilisation

- Stérilisé par EtO.

Durée de conservation

- 5 ans

Normes et lignes directrices sélectionnées

- ISO 9001:2015
- EN ISO 13485:2016
- MDD 93/42/EEC, Class Is
- ISO 14971: 2019
- ISO 11135-1:2014
- EN ISO 11737-1:2018
- EN ISO 11607-1:2019
- EN ISO 11607-2:2020
- EN ISO 15223-1:2021
- ISO 20417:2021
- EN ISO 10993-1:2020
- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 80369-7:2021
- EN ISO 14698-1:2003
- EN 62366:2015

Conditions de stockage recommandées

- Conserver à température ambiante (15°C-25°C / 59°F-77°F) et éviter l'exposition à des températures élevées.
- Ne pas exposer le produit aux radiations, à la lumière du soleil et aux UV, car cela modifierait les propriétés du produit.

Méthode d'élimination proposée

- Éliminer le produit usagé dans un sac pour déchets cliniques ou conformément au protocole relatif aux déchets cliniques, par exemple par incinération.

Symboles des produits



INFO EMBALLAGE

REF	Couleur	Code-barres EAN-13	Boîte intérieure	Carton	Poids brut
03800	Rouge	5051400038006	300pcs/boîte	10 800 pcs/carton (36 boîtes intérieures)	~13 kg
03801	Bleu	5051400038013	300pcs/boîte	10 800 pcs/carton (36 boîtes intérieures)	~13 kg
03802	Blanc	5051400038020	300pcs/boîte	10 800 pcs/carton (36 boîtes intérieures)	~13 kg
03803	Jaune	5051400038037	300pcs/boîte	10 800 pcs/carton (36 boîtes intérieures)	~13 kg
03804	Orange	5051400038044	300pcs/boîte	10 800 pcs/carton (36 boîtes intérieures)	~13 kg

Composants / Propriétés des matériaux			Recommandations sur le traitement des déchets				
Emballage	Matériau	Contient du PVC	Incinérer	Décharge	Macérat	Recyclage	Réutilisation
Pochette de pelage	Papier + PE	--	√	(√)			
Boîte intérieure	Carton	--	(√)	(√)		√	
Carton extérieur	Carton ondulé	--	(√)	(√)		√	
Palette de transport	Bois	--				(√)	√

√ = Hautement recommandé

(√) = Recommended

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- HS Code: 9018908400
- Documentation disponible sur demande. Veuillez contacter : info@curas.com