



FICHE TECHNIQUE

COMPRESSES DE NON TISSE STERILE PAR 5 7.5x7.5- 4plis - 30 grs

Référence

07 02 71

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

Pansements RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Conforme aux normes ISO 9073-3 et EN 1644-1

Compresse de non tissé 7.5x7.5 4plis 30grs stérile par 5

Référence : 070271

Dimensions pliées: 7.5cm ±0.5cm x 7.5cm±0.5cm

Dimensions dépliées: 15cm±1cm x 15cm±1cm

Origine de la matière première : CHINE

Indication : Dispositif médical en contact avec une peau lésée.
Compresse de soins destinées à l'absorption, à la déterision et à la couverture des plaies.

CARACTERISTIQUES

- Temps d'immersion	<ou = 10 secondes
- Capacité d'absorption	>8 g/g
- Acidité alcalinité	pH = 7± 1
- Substances tensioactives	< 4 mm
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Fluorescence	quelques fibres isolés
- Amidon	pas de couleur bleue/verte au contact de solution iodé
- Humidité	<10%
- Cendres sulfuriques	<1.7%
- Minimum masse /m ²	28.0±3.0g per sq.m
- Résistance à la rupture (à sec)	sens marche:25 sens travers:17
- Résistance à la rupture (humide)	sens marche:20 sens travers:15
- Biocontamination	<10 ² CFU/g

COMPOSITION

67± 3% Viscose , 33 ± 3% Polyester

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée
Caractéristique papier : PGL médical 60+6g.
Caractéristique plastique : polyamide/polyéthylène 70 microns

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Blister	papier /PE		5 compresses
Boite	blanche		50 sachets
Carton	marron		12 boites
Poids			
Palette		30 colis	

08/09/2012