









FICHE TECHNIQUE :	DECHETS MEDICAUX	
Désignation :	Mini-collecteur 0.6L	
Gamme :	STIL'ECO ESSENTIA	
Réf. STIL'eco :	ST07004 (B) Date : 07/11/2019	

     <p>«Risque biologique»</p>	Dimensions : (L) 117 x (l) 73 x (h) 125 mm Poids : 91 gr Matière : PP Volume total : 0.63L Volume de remplissage : 0.51L Couleurs : Jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Normes : NF EN ISO 23907, NF X30- 511, NF302 et ADR UN3291 Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134° pendant 18 minutes
--	---

Composition : Kit 2 pièces	CODES GTIN	
Pièce 1 : Cuve 0,6L, jaune avec étiquette 0.6L Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe Remarque : Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.	GTIN Collecteur :  3 701206 500000	GTIN Carton :  3 701206 500109

Conditionnement :		
Dimensions carton : 600x300(h)x400 mm	Quantité par carton : 70 kits	Poids carton : 7,5 kg
Dimensions palette : 1200x800x2200 mm	Quantité par palette : 1960 kits	Poids palette : 219 kg
Nombre de cartons par palette : 28		

Description :
<ul style="list-style-type: none"> - Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ; - Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.

Accessoires / Options
<ul style="list-style-type: none"> - Support chariot fil inox rotatif : Réf ST04070 / pour tubes verticaux. - Plateau de soins : Réf ST04090 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient. - Support plan ventouses mini : Réf. ST04097 / Fixation sur plan (paillasse), grâce à 4 ventouses. - Support chariot universel : Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco - Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (MINI) : Réf. ST04122P - Support équerre pour chariot modulaire (MINI) : Réf : ST04122



Support chariot fil
inox rotatif



Plateau de soins




Support plan
ventouses mini



Support chariot
universel



Support équerre
avec système
d'accroche
horizontal et vertical
(MINI)



Support
équerre pour
chariot
modulaire
(MINI)