





<b>FICHE TECHNIQUE :</b>	<b>Déchets Médicaux</b>	
Désignation :	<b>Collecteur 4.5L</b>	
Gamme :	<b>PACTO +</b>	
Référence : <b>ST08045</b>	Date : 20/05/2021	

	<b>Dimensions (avec couvercle) :</b> 190 x 129 x (h) 270 mm
	<b>Poids :</b> 310 gr
	<b>Matière :</b> PP
	<b>Volume total :</b> 4.29L / <b>Volume de remplissage :</b> 3.30L
	<b>Couleurs :</b> Jaune et blanc
	<b>Résistances :</b> Perforation, chutes, fuites.
<b>Caractéristiques :</b> Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes	

	<b>Conforme aux normes :</b> NF EN ISO 23907-1 : 2019 Titulaire du label NF 302 (délivré par le LNE) Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)	
---	--	---

Composition : Kit de 2 pièces	Codes GTIN (code-barres)	
<b>Pièce 1 :</b> Cuve 4.5 Litres jaune, avec étiquette '4.5L'	GTIN collecteur :	GTIN carton :
<b>Pièce 2 :</b> Couvercle blanc avec trappe		
<b>Remarque :</b> Assemblage par pression, coin par coin. Les clics sonores assurent du bon montage du produit.	3 701206 500871	3 701206 500918

Conditionnement	
Nombre de pièces par carton : 45 pièces Dimensions carton en mm : 800 x 400 (h) x 400 Poids du carton : 15 kg	Nombre de pièces par palette : 675 pièces Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h) Nombre de cartons par palette : 15 cartons Poids palette : 235 kg

Description
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.</li> <li>- Deux systèmes de fermetures différents.</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles / lames de bistouris.</li> </ul>

Supports de fixation
<b>Support plan ventouses :</b> Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane <b>Support chariot fil inox rotatif :</b> Réf. ST04071 / Fixation sur tubes <b>Support chariot universel :</b> Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique) <b>Support équerre pour chariot modulaire (PACTO + / Maxi) :</b> Réf. ST04123 / Adaptable sur les chariots <b>Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (PACTO + / Maxi) :</b> Réf. ST04123P



ST03895



ST04096



ST04071



ST04123



ST04123P