




FICHE TECHNIQUE :	Déchets Médicaux	
Désignation :	Collecteur 2L	
Gamme :	PACTO +	
Référence : ST08020	Date : 20/05/2021	

	<p>Dimensions : 192 x 126 x (h) 130 mm</p> <p>Poids : 200 gr</p> <p>Matière : PP</p> <p>Volume total : 2L / Volume de remplissage : 1,56L</p> <p>Couleurs : Jaune et blanc</p> <p>Résistances : Perforation et chute</p> <p>Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes</p>
---	--

	<p>Conforme aux normes : NF EN ISO 23907-1 : 2019 Titulaire du label NF 302 (délivré par le LNE) Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)</p>	
---	---	---

Composition : Kit de 2 pièces	Codes GTIN (code-barres)	
<p>Pièce 1 : Cuve 2 Litres jaune, avec étiquette '2L'</p> <p>Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe</p> <p>Remarque : Assemblage par pression, coin par coin.</p> <p>Les clics sonores assurent du bon montage du produit.</p>	<p>GTIN collecteur :</p>  <p>3 701206 500857</p>	<p>GTIN carton :</p>  <p>3 701206 500895</p>

Conditionnement	
<p>Nombre de pièces par carton : 50 pièces</p> <p>Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400</p> <p>Poids du carton : 14 kg</p>	<p>Nombre de pièces par palette : 1400 pièces</p> <p>Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h)</p> <p>Nombre de cartons par palette : 28 cartons</p> <p>Poids palette : 210 kg</p>

Description
<ul style="list-style-type: none"> - Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable. - Deux systèmes de fermetures différents. - Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles / lames de bistouris.

Supports de fixation
<p>Support plan ventouses : Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane</p> <p>Support chariot fil inox rotatif : Réf. ST04071 / Fixation sur tubes</p> <p>Support chariot universel : Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)</p> <p>Support équerre pour chariot modulaire (PACTO + / Maxi) : Réf. ST04123 / Adaptable sur les chariots</p> <p>Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (PACTO + / Maxi) : Réf. ST04123P</p>



ST03895



ST04096



ST04071



ST04123



ST04123P