


<b>FICHE TECHNIQUE : DECHETS MEDICAUX</b>		
Désignation :	<b>Maxi-collecteur 9L préassemblé 50cm</b>	
Gamme :	<b>STIL'ECO MAXI</b>	
Référence : <b>ST08009</b>	Date : <b>31/03/2016</b>	

		<b>Dimensions :</b>	(L) 190 x (l)133 x (h) 495 mm
		<b>Poids :</b>	626 gr
		<b>Matière :</b>	PP 295
		<b>Volume total :</b>	8.10L
		<b>Volume de remplissage :</b>	6.81L
		<b>Couleurs :</b>	Jaune et blanc
		<b>Résistances :</b>	Perforation et chute
		<b>Normes :</b>	Conforme NF EN ISO 23907, NF X30-511 et NF 302
		<b>Caractéristiques :</b>	Cuve et entretoise assemblée
		<b>Stérilisation :</b>	Autoclave à 134°C pendant 18 minutes

<b>Composition : Kit 2 pièces</b>			
<b>Pièce 1 :</b>	Cuve jaune + 1 entretoise jaune	<b>Pièce 2 :</b>	Couvercle blanc
		<b>Etiquette :</b>	9 L

<b>Conditionnement :</b>			
<b>Dimensions carton :</b>	800x400(h)x400 mm	<b>Quantité par carton :</b>	18 kits
<b>Dimensions palette :</b>	1200x800x2100 mm	<b>Quantité par palette :</b>	270 kits
<b>Nombre de cartons par palette :</b>	15	<b>Poids carton:</b>	12.8 kg
		<b>Poids palette :</b>	205 kg
		<b>Remarque :</b>	

<b>Description :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'une entretoise jaune, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ;</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une sous-trappe de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (140x70mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.</li> </ul>	

<b>Accessoires / Options :</b>	
<b>Support chariot fil inox :</b> Réf. ST04071, fixation sur tubes.	
<b>Support chariot universel :</b> Réf. ST04096. Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)	
<b>Support équerre pour chariot modulaire (E+ / MAXI) :</b> Réf. ST04123.	
<b>Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (E+ / Maxi) :</b> Réf : ST04123P	



**Support Chariot fil inox**



**Support Chariot universel**



**Support équerre pour chariot modulaire (E+ / Maxi)**



**Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (E+ / Maxi)**



«Risque biologique»