



FICHE TECHNIQUE

C103

BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE GRAND CÔNE MANCHE BOIS 15CM RIGIDE SACHET DE 10 – BOITE DE 100 (10 x10)

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense, douce et souple de haute qualité avec forte capacité d'absorption
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser

Le Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche grand cône à usage unique assure un soin efficace pour les bouches saines des patients, permettant de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine. Assemblé par un collage fort, le bâtonnet peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, la mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTÉRISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour l'hygiène buccale des bouches saines.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse blanche grand cône: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en bois de Hêtre

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? non	
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

C103

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classe dispositif médical : I

Organisme notifié DM : NA

directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745

AQL : 1.5

OPERATEURS ECONOMIQUES :

DISTRIBUTEUR : DIDACTIC

FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	
C103	3760139501935	3760139502741	10	3760139500372	100	3760139503557	3200	

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C103					20.50 x 20.50 x 15.20	.404	80.00 x 40.00 x 62.00	12.550

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg