



## FICHE TECHNIQUE

C105P

### BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE ETOILE 8 RACLETTES MANCHE PLASTIQUE 15CM RIGIDE SACHET DE 10 – BOITE DE 100

#### DESCRIPTION

- Efficacité : mousse aérée et accrocheuse pour enlever les mucosités
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser
- Ergonomie patient : 8 raclettes pour décoller et enlever en douceur les mucosités

Doté d'une surface de contact importante, utilisée de façon rotative le Bâtonnet Etoile 8 raclettes permet de récupérer un grand nombre de mucosités sur les palais et d'enlever les dépôts en fond de bouche. Assemblé par un collage fort, il peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, sa mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

#### CARACTERISTIQUES

#### INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour le soin des bouches chargée (mucosités, sérosités, dépôts blanchâtres à extraire).

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

##### COMPOSITION

Mousse blanche grand cone: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en resine de PVC

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Durée de validité : 5 ans

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



## FICHE TECHNIQUE

C105P

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classe dispositif médical : I

Organisme notifié DM : NA

directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745

AQL : 1.5

OPERATEURS ECONOMIQUES :

DISTRIBUTEUR : DIDACTIC

FABRICANT : INTER.MED

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	EAN		EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
C105P	3760139501850		3760139502666	10	3760139500006	100	3760139503472	4000

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C105P					20.50 x 20.50 x 11.70	.300	61.00 x 40.50 x 79.00	13.890

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg