



FICHE TECHNIQUE

C106P

BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE MOUSSE A DENTS MANCHE PLASTIQUE 15CM RIGIDE SACHET DE 20 – BOITE DE 100

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense et souple de haute qualité avec forte capacité d'absorption.
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser,
- Ergonomie patient : Partie ciselée pour les dents, partie arrondie pour l'intérieur de la joue ; adaptée à la cavité buccale altérée du patient.

Le Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche Mousse à Dent à usage unique assure un soin efficace et délicat et sans douleur pour les bouches fragiles des patients, permettant d'assainir, la cavité buccale, de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine. Assemblé par un collage fort, il peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, sa mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour le soin buccal des bouches fragiles et altérées (bouches hémorragiques, mycosiques).

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse à dent blanches: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en resine de PVC

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? non	
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

C106P

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classe dispositif médical : I

Organisme notifié DM : NA

directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745

AQL : 1.5

OPERATEURS ECONOMIQUES :

DISTRIBUTEUR : DIDACTIC

FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	
C106P	3760139501911	3760139502727	20	3760139500143	100	3760139503533	4000	

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C106P					12.00 x 20.00 x 21.00	.313	62.00 x 42.00 x 81.00	13.270

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg