



COVIDIEN

positive results for life™

Genius™ 2 Vérificateur / Calibrateur

FONCTION

- Vérifie et se charge de la calibration du thermomètre tympanique Genius 2
- Exécute un processus complet avec des instructions étape par étape

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD, 16 langues disponibles
- Port USB
- Module énergie avec adaptateur AC
- Câble connecteur sonde
- Rapport de test et sauvegarde sur une clé USB
- Détermine l'état de calibration

GENIUS 2 VÉRIFICATEUR / CALIBRATEUR

Le Genius 2 Vérificateur / Calibrateur contrôle la calibration du thermomètre Genius™ 2. En cours de contrôle, le Vérificateur / Calibrateur admettra (réussite) ou recalibrera automatiquement le thermomètre aux normes ASTM et CEN de +/- 0.2°C. Le Vérificateur/ Calibrateur est compatible avec tous les versions software des thermomètres Genius™ et contient deux cibles de calibration infrarouge indépendantes.



SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Température de Commande

- Cible basse: 32.2°C +/- 0.3°C
- Cible haute: 40.6°C +/- 0.3°C

Précision de la température cible

- Limite initiale: +/- 0.03°C
- Après 1 an: 1 +/- 0.06°C

Pré-chauffage avant utilisation

- 15 minutes

Gamme de température ambiante de fonctionnement

- 21.1-26.7°C

Gamme d'humidité relative de fonctionnement

- 30-70% sans condensation

Gamme d'altitude

- Au dessous de 2000 mètres

Gamme de température de stockage

- -25°C-55°C 85% Humidité relative sans condensation

Dimensions

- Longueur 31,1cm
- Profondeur 15,9cm
- Largeur 26cm

Poids

- 3,3kg

Energie

- 100-240V 0,8-0,4A 47-63Hz

Fusible

- Schurter FSF 5 x 20mm Fast Blow
- 250 V, 3.15A

Intervalle recommandé de calibration

- 1an

Immunité ESD

- Conforme IEC 61000-4-2 Non-continuous Criteria C



Confiance

A propos de mon ancien vérificateur de calibration ?

Le vérificateur original (code 303099) peut être retourné au SAV pour un échange contre un en Vérificateur / Calibrateur. Pour plus d'information, merci de contacter votre responsable commercial ou le SAV.

INFORMATION DE COMMANDE

Référence	Description	Boitage
303097	Genius 2 Vérificateur / Calibrateur	1
303030	Couvre-sonde Genius 2	2112

Pour plus d'information, contacter votre responsable commercial

COVIDIEN, COVIDIEN avec son logo et "positive results for life" sont des marques déposées de Covidien AG ou de ses affiliés © Covidien AG ou affiliés. Tous droits réservés.

MED_2009_SS_0076FR TY0652



COVIDIEN S.A.S
2, RUE DENIS DIDEROT
CS 60075
78852 ELANCOURT CEDEX
FRANCE
01 30 79 80 00 [T]
01 30 79 80 30 [F]

COVIDIEN SWITZERLAND LTD.
ROOSSTRASSE 53
POSTFACH
CH-8832 WOLLERAU
SWITZERLAND
+ 41 (0) 44 786 50 50 [T]
+ 41 (0) 44 786 50 10 [F]

COVIDIEN BELGIUM BVBA/SPRL
GENERAAL DE WITTELAAN 9/5
2800 MECHELEN
BELGIUM
0032 (0)15 29 44 50 [T]
0032 (0)15 29 44 55 [F]
COVIDIEN.BELGIUM@COVIDIEN.COM [E]

WWW.COVIDIEN.COM