




2.6

- **Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)** :

Description :

- Tubulure de raccordement du compresseur SCD vers les manchons EXPRESS ou COMFORT.



- Dimensions :

**Tubulures SCD et AV Impulse**

				Unité de commande	Unité de Livraison
9528	Tubulure SCD EXPRESS / 700	Tubulure	Exp => Exp	1 paire	1 boîte
9595	Extension SCD EXPRESS / 700	Tubul 1,2 mètre => 9528	Exp => Exp	1 paire	1 boîte
9918	Tubulure Resp => Exp	Tubulure	Resp => Manc Exp	1 paire	1 boîte
9995	Extension SCD EXPRESS / 700	Tubul 1,2 mètre => 9918	95 cm	1 paire	1 boîte

- Tubulure en PVC – Transparent
- Absence de latex.

2.7

Références Catalogue :

Référence du carton : 295250

**Tubulures SCD et AV Impulse**

9528	Tubulure SCD EXPRESS	Tubulure	Exp => Exp	1	1
9595	Extension SCD EXPRESS	Tubul 1,2 mètre => 9528	Exp => Exp	1	1
9918	Tubulure Resp => Exp	Tubulure	Resp => Manc Exp	1	1
9995	Extension SCD EXPRESS	Tubul 1,2 mètre => 9918	95 cm	1	1

2.8

**Domaine - Indications :**

Connexion des manchons COMFORT ou EXPRESS avec le système de compression pneumatique Intermittente.

**3. Procédé de stérilisation :**

**DM stérile** Non  
**Mode de stérilisation du dispositif :**

Pas de stérilisation

<b>4. Conditions de conservation et de stockage</b>	
	Ne pas immerger – risque d’humidifier le compresseur Durée de la validité du produit : <b>Pas de date de limite</b> Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. <b>Non</b>

<b>5. Sécurité d’utilisation</b>	
<b>5.1</b>	<u>Sécurité technique</u> :  Ne pas les percer – fuite d’air et mise en alarme du compresseur
<b>5.2</b>	<u>Sécurité biologique (s’il y a lieu)</u> : -