

RASOIR 1 LAME

Rasoir jetable équipé d'une lame en acier inoxydable.



RÉFÉRENCE(S)	PRODUIT(S)
APO5001	RASOIR 1 LAME

CONDITIONNEMENT

- Par boîte : 100 pcs
- Dimension boîte : 18,5x15x11,5 cm
- Poids boîte : 0.5 kg
- GTIN(01)16973911696963

CARACTÉRISTIQUES

Rasoir 1 lame, sans bande lubrifiante

- Bleu
- Dimension rasoir : 98 x41 mm
- Stérile : Non
- Poids : 0.1 g / pc

Composition :

- Manche : ABS
- Lame : Acier inoxydable
- Protège-lame : Propylène

NORMES ET CERTIFICATIONS

Fabriqué par : FINESS HEALTHCARE (Chine)

EC REP : ZOUSTECH S.L Pso. Castellena (Espagne)

- Durée de validité : 5 ans
- Conservation : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- Classe : I
- Selon la réglementation MDR (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux