

TAMPONS D'ALCOOL

Tampon à usage unique pour nettoyer / désinfecter la peau.



RÉFÉRENCE(S)

APO9001

PRODUIT(S)

TAMPON ALCOOL

CONDITIONNEMENT

- Par boîte : 100 pcs
- Dimension boîte : 5 x 10 x 5,5 cm
- Poids boîte : 0,1 kg
- GTIN(01)06951933490274

CARACTÉRISTIQUES

Tampons d'alcool (2x50 sachets)

- Blanc
- Dimension tampon : 30 x30 mm
- Stérile : Non

Composition :

- Saturé d'alcool isopropylique à 70%

NORMES ET CERTIFICATIONS

Fabriqué par : FINESS HEALTHCARE (Chine)

EC REP : SUNGO Europe B.V. (Pays-Bas)

- **Durée de validité :** 5 ans
- **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- Normes CE
- **Classe :** I
- Selon la réglementation MDR (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux