

COMPRESSES EN NON-TISSÉES | NON STÉRILES

Produit à usage unique pour la désinfection, le soin des plaies et l'élaboration de pansement.



RÉFÉRENCE(S)	PRODUIT(S)
INNO130008	COMPRESSES x100 NS - 5X5CM - 30G
INNO130009	COMPRESSES x100 NS - 7.5X7.5CM - 30G
INNO130010	COMPRESSES x100 NS - 10X10CM - 30G
INNO130011	COMPRESSES x100 NS - 5X5CM - 40G
INNO130012	COMPRESSES x100 NS - 7.5X7.5CM - 40G
INNO130013	COMPRESSES x100 NS - 10X10CM - 40G

CONDITIONNEMENT

INNO130008 - NT 5x5cm - 30g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 5x5x8,5 cm
- Poids paquet : 0,03 kg
- GTIN : (01)06972403428115

INNO130009 - NT 7,5x7,5cm - 30g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 7,5x7,5x9,5 cm
- Poids paquet : 0,07 kg
- GTIN : (01)06972403428153
- Code LPP : 1387923
- Prise en charge : 4,03€

INNO130010 - NT 10x10cm - 30g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 10x10x10,5 cm
- Poids paquet : 0,11 kg
- GTIN : (01)06972403428177
- Code LPP : 1396655
- Prise en charge : 4,61€

INNO130011 - NT 5x5cm - 40g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 5,5x5,5x11 cm
- Poids paquet : 0,04 kg
- GTIN : (01)06972403428139

INNO130012 - NT 7,5x7,5cm - 40g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 7,5x7,5x11 cm
- Poids paquet : 0,1 kg
- GTIN : (01)06972403428092
- Code LPP : 1387923
- Prise en charge : 4,03€

INNO130013 - NT 10x10cm - 40g

- Par paquet : 100 pcs
- Dimension paquet : 10x10x12 cm
- Poids paquet : 0,16 kg
- GTIN : (01)06972403428214
- Code LPP : 1396655
- Prise en charge : 4,61€

CARACTÉRISTIQUES

Compresse non-tissées et stériles Innoset

- Taille disponible : 5x5cm | 7,5x7,5cm | 10x10cm
- Stérile : Non
- 4 plis - 30g ou 40g

NORMES ET CERTIFICATIONS

Fabriqué par : Henan Zhende Medical Product Co.

EC REP : Shanghai International Holding Corp. (Europe)

- Durée de validité : 5 ans
- Conservation : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- Normes CE
- Classe : I
- Selon la réglementation (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux