


**KELIS**  
MEDICAL



— DEPUIS —  
**40**  
*ans*



**APO**  
TECNIA



# CATALOGUE **RESPIRATOIRE**

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

EDITION 2024

# BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

## POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?


QUALITÉ, PRIX ET SERVICES

---



### ÉQUIPE TERRAIN

Un Interlocuteur unique pour toutes vos demandes grâce à une équipe commerciale réactive.




### EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



### RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



### FLEXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

# SOMMAIRE

05

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Oxygénothérapie .....	04
Trachéo .....	05

07

## ASPIRATION

Sonde d'aspiration bicakcilar .....	06
Aspirateur de mucosités .....	06

08

## DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE

Spiromètre voldyne .....	07
Capteur O <sub>2</sub> .....	07
Capteur O <sub>2</sub> pédiatrique .....	07
Oxymètre de pouls portable .....	07
Clip oreille réutilisable .....	07

09

## NÉBULISATION

<b>NOUVEAU</b> Mini nébuliseur .....	08
<b>NOUVEAU</b> Masque aérosol .....	08

10

## OXYGÉNOTHÉRAPIE

Humidificateur pour Aquapak .....	09
<b>NOUVEAU</b> Lunette O <sub>2</sub> pour adulte .....	09
<b>NOUVEAU</b> Lunette O <sub>2</sub> pédiatrique .....	09
<b>NOUVEAU</b> Masque à oxygène - Haute concentration .....	10
<b>NOUVEAU</b> Masque à oxygène - Moyenne concentration .....	10
Tubulure O <sub>2</sub> .....	10

13

## TRACHÉOTOMIE

Canule de shiley fenêtrée sans ballonnet et chemise interne réutilisable .....	11
Canule de shiley fenêtrée sans ballonnet et chemise interne réutilisable .....	11
Chemise interne pour canule de Shiley - Usage unique .....	11
Collier de fixation pour canule de trachéo .....	12
Valve de phonation .....	12
Bande de fixation pour canule de trachéotomie .....	12

# OXYGÉNOTHÉRAPIE

## LUNETTES À OXYGÈNE



## MASQUES À OXYGÈNE | MOYENNE CONCENTRATION



Celle-ci devient nécessaire lors de pathologies spécifiques :

- Apport d'oxygène artificiellement pour rétablir/maintenir un taux normal dans le sang
- Connexion à une source d'oxygène requise (bouteille, murale ou extracteur)
- Non stériles

### ADULTE

Embouts courbés  
droits ou évasés

Tubulure 210 cm

### PÉDIATRIQUE / NÉONATOLOGIE

Embouts courbés  
droits ou évasés

Tubulure 210 cm

### ADULTE

Avec/sans  
tubulure 210 cm

### PÉDIATRIQUE

Avec  
tubulure 210 cm

## MASQUES À OXYGÈNE | HAUTE CONCENTRATION



Celle-ci devient nécessaire lors de pathologies spécifiques :

- Réservoir souple : enrichir l'air inspiré en O<sup>2</sup>
- Valve unidirectionnelle anti retour : éviter réinspiration des gaz expirés
- Deux ouvertures latérales (avec valves anti retour) :
  - > Evacuer les gaz expirés
  - > Empêcher l'entrée d'air ambiant

### ADULTE

Tubulure 210 cm

Réservoir 750 ml

### PÉDIATRIQUE

## HUMIDIFICATEUR

- Augmenter taux d'humidité lors des oxygénations longues
- 2 types de connectiques : US ou FR\*



Usage  
unique



Avec  
adapateur



Sans  
adapateur



Adapteur pour  
humidificateur

## TRACHÉO

### DÉFINITION

Une trachéo correspond à une ouverture au niveau de la trachée maintenue par canule.

Celle-ci devient nécessaire lors de pathologies spécifiques :


- Obstruction des voies aériennes
- Cancérologie ORL
- Maladies neuromusculaires
- Ventilation assistée longue

Une trachéo à pour conséquence d'avoir les voies aériennes court-circuitées

- Impossibilité de filtrer et humidifier de l'air ce qui engendre une production importante de mucus épais
- Altération de la parole


La trachéo se divise en 2 parties :

### TRACHÉOTOMIE



Une petite ouverture est pratiquée au niveau du larynx pour insérer une canule pour améliorer la ventilation des poumons, avec ou sans machine, en contournant le nez et la bouche. La trachéotomie peut être permanente ou temporaire.


### TRACHÉOSTOMIE



Incision chirurgicale de la trachée, qui est reliée à la peau, réalisée dans le cadre d'une laryngectomie totale. Les trois premiers anneaux cartilagineux de la trachée sont amenés à la surface de la peau et suturés à la base du cou pour créer une stomie permanente.

### DÉFINITION

La canule de trachéo, disponible en tailles adulte (65 mm) et pédiatrique (35 à 56 mm), doit être changée toutes les deux semaines et peut être utilisée avec ou sans ballonnet, fenêtré, ou chemise interne.



#### Ballonnet

- Assure l'étanchéité entre la canule et la trachée
- ++ Troubles de la déglutition

#### Fenêtré

- Assure le passage de l'air expiré par le haut
- Permet la phonation

#### Chemise interne

- = deuxième canule à l'intérieur de la première
- Facilite le nettoyage
- Usage unique ou réutilisable

## SONDE D'ASPIRATION BICAKCILAR

Sonde d'aspiration trachéo-bronchique Bicakcilar. Glisse sans altérer les muqueuses. La sonde d'aspiration trachéo-bronchique à usage unique permet d'éliminer les sécrétions, aliments ou autres liquides obstruant le pharynx et les voies respiratoires. Elle est utilisée pour désencombrer les bronches et les voies aériennes en général.



1951021	Boite de 100 UVC
<b>CH6 50CM</b>   BICAKCILAR	
01951011	Boite de 100 UVC
<b>CH8 50CM</b>   BICAKCILAR	
01951031	Boite de 100 UVC
<b>CH10 50CM</b>   BICAKCILAR	
01952061	Boite de 100 UVC
<b>CH12 50CM</b>   BICAKCILAR	
01951051	Boite de 100 UVC
<b>CH14 50CM</b>   BICAKCILAR	
01951061	Boite de 100 UVC
<b>CH16 50CM</b>   BICAKCILAR	
1951071	Boite de 100 UVC
<b>CH18 50CM</b>   BICAKCILAR	

## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS

- Capacité de 20ml avec capuchon codé en couleur pour une identification facile de la taille du cathéter.
- Avec un entonnoir standard ou un connecteur de contrôle du vide pour se fixer à la source d'aspiration.
- Capuchon de rechange, vissage.



ME-8110	Boite de 75 UVC
<b>SONDE CH10</b>	
ME-8108	Boite de 75 UVC
<b>SONDE CH8</b>	





## SPIROMÈTRE VOLDYNE

Affiche les performances respiratoires du patient (boule, repères) et l'incite à prendre des respirations plus profondes et plus longues. Il est idéal pour toute kinésithérapie respiratoire post-opératoire ou pour améliorer le débit inspiratoire.



4719018CE

Boite de 12 UVC

**VOLDYNE 2.5L**

4719016CE

Boite de 12 UVC

**VOLDYNE 4L**

## CAPTEUR O<sub>2</sub> ADULTE



Capteur O<sub>2</sub> réutilisable pour le doigt, pour des adultes avec un poids de plus de 40 kg.

DS100A

Boite de 1 UVC

**DURASENSOR**

**Medtronic**

## CAPTEUR O<sub>2</sub> PÉDIATRIQUE ADHÉSIF

Capteur O<sub>2</sub> doigt à oxygène pour enfant NELLCOR® , pesant entre 10 et 50kg. À usage unique.

MAX-P-1

Boite de 24 UVC

**DURASENSOR**



**Medtronic**

## OXYMÈTRE DE POULS PORTABLE



Doté de la technologie Nellcor™ OxiMax™. Il enregistre de manière précise et fiable la saturation artérielle en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque. Avec des fonctionnalités avancées, des alarmes configurables, et une mémoire étendue, il est idéal pour une utilisation en milieu hospitalier et en soins à domicile.

PM10NSKITFR

Boite de 1 UVC

**PETIT**

PM10ONKIT

Boite de 1 UVC

**GRAND**

**Medtronic**

➔ Accessoires et pièces de rechange disponibles sur notre site internet ou via commande par e-mail.

## CLIP OREILLE RÉUTILISABLE POUR DURA-Y

Le Nellcor OxiMax D-YSE est un clip auriculaire permettant d'utiliser le capteur OxiMax Dura-Y pour mesurer la saturation en oxygène à partir du lobe ou du pavillon de l'oreille.

D-YSE

Boite de 1 UVC

**DURA-Y**



**Medtronic**

**NOUVEAU** MINI NÉBULISEUR



Masque nébuliseur utilisé pour administrer un médicament type aérosol par les voies respiratoires.

APO11005

Boite de 50 UVC

**MASQUE ADULTE 6ML | AVEC TUBULURE**

APO11006

Boite de 50 UVC

**MASQUE PÉDIATRIQUE 6ML | AVEC TUBULURE**

APO11007

Boite de 50 UVC

**MASQUE ADULTE 8ML | AVEC TUBULURE**

**NOUVEAU** MASQUE AÉROSOL POUR TRACHÉO

Masque aérosol de trachéotomie qui permet d'administrer des médicaments sous forme d'aérosol aux patients, en particulier ceux ayant subi une trachéotomie ou une laryngectomie.

APO11013

Boite de 50 UVC

**MASQUE ADULTE 8ML | AVEC TUBULURE**





## HUMIDIFICATEUR POUR AQUAPAK

Humidificateurs à bulles Aquapak® préremplis avec flacons d'eau stérile pour l'humidification de l'oxygène. Chaque humidificateur est doté d'un adaptateur spécialement conçu pour un usage international (12,9 mm ou 9/16 pouces), afin de faire gagner du temps aux praticiens.



400301	Boite de 20 UVC
<b>340ML</b>   SANS ADAPTEUR	
003-40F	Boite de 20 UVC
<b>340ML</b>   AVEC ADAPTEUR FR	
H00340CE	Boite de 20 UVC
<b>340ML</b>   AVEC ADAPTEUR US	
H00640FCE	Boite de 10 UVC
<b>650ML</b>   AVEC ADAPTEUR FR	
H00640CE	Boite de 10 UVC
<b>650ML</b>   AVEC ADAPTEUR US	

## **NOUVEAU** LUNETTES O<sub>2</sub> POUR ADULTE

Lunettes O<sub>2</sub> pour fournir de l'oxygène aux patients.

APO11009	Boite de 50 UVC
<b>LUNETTE O<sub>2</sub></b>   EMBOUT DROIT AVEC TUBULURE 210CM	
APO11010	Boite de 50 UVC
<b>LUNETTE O<sub>2</sub></b>   EMBOUT ÉVASÉ AVEC TUBULURE 210CM	



## **NOUVEAU** LUNETTES O<sub>2</sub> PÉDIATRIQUE

Lunettes O<sub>2</sub> pédiatriques conçues pour fournir de l'oxygène aux enfants et aux nourrissons. Elles assurent une administration efficace et confortable de l'oxygène adapté à leurs besoins.



APO11011	Boite de 50 UVC
<b>LUNETTE O<sub>2</sub></b>   PÉDIATRIQUE AVEC TUBULURE 210CM	
APO11012	Boite de 50 UVC
<b>LUNETTE O<sub>2</sub></b>   NOURRISSON AVEC TUBULURE 210CM	



## **NOUVEAU** MASQUE À OXYGÈNE - HAUTE CONCENTRATION

APO  
TECNIA

APO11002

Boite de 50 UVC

**ADULTE** | TUBULURE 210 CM

APO11014

Boite de 50 UVC

**ADULTE** | AVEC VALVE + EVENT + TUBULURE 210CM

APO11015

Boite de 50 UVC

**ADULTE** | SANS VALVE ET SANS EVENT

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).



## **NOUVEAU** MASQUE À OXYGÈNE - MOYENNE CONCENTRATION

APO  
TECNIA

Masque à moyenne concentration permet d'administrer de l'oxygène par voie orale ou nasale aux patients en insuffisance respiratoire. Il délivre une concentration d'oxygène d'environ 50%.



APO11001

Boite de 50 UVC

**ADULTE** | TUBULURE 210CM

APO11003

Boite de 50 UVC

**ADULTE** | SANS TUBULURE

APO11004

Boite de 50 UVC

**PÉDIATRIQUE** | TUBULURE 210CM

## TUBULURE O2

Les tubulures à oxygène « lumière étoilée » offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit. La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.

41113P

Boite de 50 UVC

**210CM** | TUBULURE LUMIÈRE ÉTOILÉE

1119P

Boite de 50 UVC

**750CM** | TUBULURE LUMIÈRE ÉTOILÉE



MEDLINE

## CANULE DE SHILEY FENÊTRÉE AVEC BALLONNET ET CHEMISE INTERNE RÉUTILISABLE

Les canules de trachéotomie Shiley comportent une ouverture qui permet une circulation d'air accrue. De plus, l'ouverture permet au patient de respirer par les voies respiratoires supérieures, s'il le souhaite. Cela peut renforcer la capacité d'un patient à tousser, à parler/ phoner et à se sevrer plus efficacement.



4FEN	Boite de 1 UVC
<b>T4</b>   65MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE	
6FEN	Boite de 1 UVC
<b>T6</b>   65MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE	
8FEN	Boite de 1 UVC
<b>T8</b>   65MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE	
10FEN	Boite de 1 UVC
<b>T10</b>   81MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE	

## CANULE DE SHILEY FENÊTRÉE SANS BALLONNET ET CHEMISE INTERNE RÉUTILISABLE

Facilite la respiration spontanée et la phonation pour des patients trachéotomisés à long terme, avec une fenêtre réduisant la résistance expiratoire. Nécessite un collier de fixation.



6DCFN	Boite de 1 UVC
<b>T6</b>   74MM REU - SANS BALLONNET - FENETRÉE	
8DCFN	Boite de 1 UVC
<b>T8</b>   79MM REU - SANS BALLONNET - FENETRÉE	

## CHEMISE INTERNE POUR CANULE DE SHILEY - USAGE UNIQUE

Pièce amovible qui s'insère dans la canule trachéale principale pour faciliter le nettoyage et maintenir la perméabilité des voies respiratoires. Elle permet un entretien hygiénique sans retirer la canule externe du patient. Durée d'utilisation de 29 jours maximum.

4DIC	Boite de 10 UVC
<b>T4</b>   POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN	
8DIC	Boite de 10 UVC
<b>T6</b>   POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN	
6DIC	Boite de 10 UVC
<b>T8</b>   POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN	
10DIC	Boite de 10 UVC
<b>T10</b>   POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN	



## CHEMISES INTERNES DE RECHANGE SHILEY

**Medtronic**



Chemises internes de rechange temporaires pour canules LPC, FEN, CFS, CFN.  
Durée d'utilisation de 29 jours maximum.

6SIC

Boite de 10 UVC

**T6** | POUR REFS LPC FEN CFS CFN - REU.

8SIC

Boite de 10 UVC

**T8** | POUR REFS LPC FEN CFS CFN - REU.

## VALVE DE PHONATION

**Medtronic**

Facilite la vocalisation pour les patients alertes et éveillés qui respirent de manière autonome.

SSV

Boite de 1 UVC

TRACHEO

SSVO

Boite de 1 UVC

TRACHEO + SITE O2



## COLLIER DE FIXATION POUR CANULE DE TRACHÉO AVEC VELCRO

**Medtronic**



Le support de canule de trachéotomie Shiley™ maintient solidement une canule de trachéotomie en place et s'adapte à la plupart des patients, des enfants aux adultes. Une alternative pratique au ruban adhésif qui favorise de meilleurs soins de la peau et le confort du patient.

8FEN

Boite de 1 UVC

VELCRO

## BANDE DE FIXATION POUR CANULE DE TRACHÉOTOMIE ADULTE

**Medtronic**

Bande de fixation permet de stabiliser et de sécuriser la canule de trachéostomie en place. Elle est insérée dans l'ouverture de chaque ailette de la canule trachéale avant d'être attachée autour du cou.

320-05

Boite de 1 UVC

**ADULTE** | MARRON

321-05

Boite de 1 UVC

**ADULTE** | BLANC



**KELIS**  
MEDICAL

**APO**  
TECNIA

### SIÈGE SOCIAL

#### LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier  
69006 LYON

### KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers  
31750 Escalquens

### CONTACTEZ-NOUS

✉ [serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)

☎ 04 42 18 52 00  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION DE DISPOSITIFS  
MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES SUR NOTRE SITE INTERNET  
[WWW.KELIS-MEDICAL.COM](http://WWW.KELIS-MEDICAL.COM)

**Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins**

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2024