

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **NUTRITION ENTÉRALE**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

SOMMAIRE

07

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nutrition entérale	04
--------------------------	----

08

SERINGUES DE NUTRITION

Seringue de nutrition ENFit™ Apotecnia	05
Seringue orale - opaque	05
Seringe Plastipak de précision	05

09

GASTROSTOMIE

Boutons de gastrostomie avec ballonnet ENFit™	06
Boutons de gastrostomie avec ballonnet - Non ENFit™	07
Boutons de gastrostomie sans ballonnet ENFit™	08
Prolongateur stérile ENFit™	09
Prolongateur en PVC	09
Prolongateur nutriport	09

10

POMPES DE NUTRITION ENTERALE ET TUBULURES

Pompe Kangaroo	10
Mini sac à dos pour pompe d'alimentation	10
Sonde de gastrostomie 3 voies ENFit™ pour Kangaroo	10
Tubulure pour pompe Kangaroo Joey (ambulatoire)	11
Tubulure pour pompe Kangaroo ePump (fixe)	11

07


SONDES NASOGASTRIQUES

Sonde de nutrition entérale non lestée	12
--	----

NUTRITION ENTÉRALE


DÉFINITION

La nutrition entérale, à ne pas confondre avec la nutrition parentérale (qui utilise des voies autres que digestives), est utilisée en cas de dénutrition due à une impossibilité de s'alimenter, permettant l'apport d'une solution nutritive directement dans l'estomac ou l'intestin grêle sous forme liquide, souvent accompagnée d'un apport hydrique et/ou médicamenteux, et peut être exclusive ou complémentaire à une nutrition orale, de manière définitive ou transitoire.



Sondes entérales

- Sondes d'alimentation = Sonde de Levin
- Sondes de vidange = Sonde de Salem



Nasogastrique
Nasoduodénale

NASO.

Nasogastrique
Naso-duodénale
Nasojéjunale

Voies d'abord

Sondes
+
Pompes
d'alimentation
+
Tubulures

Mode d'administration

+ Seringues

Accessoires

- Introduction sonde par la voie nasale
- Rejoint l'estomac, le duodénum ou le jéjunum
- Pour alimentation (≠ sondes pour vidange)

STOMIE* (Passage au niveau de l'abdomen)

Gastrostomie
Jéjunostomie
Iléostomie

Voies d'abord


Sondes
ou
Boutons
+
Tubulures

Mode d'administration

+ Seringues

Accessoires

- Introduction sonde ou bouton par la paroi abdominale
- Rejoint directement l'estomac, le jéjunum ou l'iléon
- Une sonde entérale peut être insérée dans le bouton
- Les sondes et boutons peuvent être à ballonnet ou à collerette interne



NOUVEAU SERINGUE DE NUTRITION ENFit™ APOTECNIA

Alliant qualité et prix compétitifs, les seringues de nutrition entérale Apotecnia sont équipées d'un embout ENFit™, garantissant une administration optimale de l'alimentation entérale, des médicaments et de l'hydratation, tout en minimisant les risques de mauvais raccords.



APO6001	Boite de 100 UVC
ENFIT 1ML LOW DOSE TIP	
APO6002	Boite de 100 UVC
ENFIT 5ML	
APO6003	Boite de 100 UVC
ENFIT 10ML	
APO6004	Boite de 50 UVC
ENFIT 20ML	
APO6005	Boite de 50 UVC
ENFIT 60ML	

SERINGUE ORALE - OPAQUE



Permet de mesurer et administrer des médicaments par voie orale et une nutrition entérale. Avec une tige du piston et un étiquetage orange pour les distinguer des seringues à raccord Luer.



305207	Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE 1ML OPAQUE	
305210	Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE 3ML OPAQUE	
305208	Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE 5ML OPAQUE	

SERINGUE PLASTIPAK DE PRÉCISION



La seringue de précision sans aiguille BD Plastipak™ stérile à usage unique est adaptée pour l'injection ou le prélèvement. Elle est composée d'un corps, d'un piston et d'un joint de piston. Elle est dotée d'un embout centré et Luer simple.

300867	Boite de 60 UVC
SERINGUE 3 PIÈCES 50ML	



BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET ENFIT™

Boîte de 1 UVC

KEBOMED



Le bouton de gastrostomie MiniONE® a été conçu pour améliorer le confort des patients.

Il permet tout d'abord une réduction des fuites gastriques pouvant générer une perte de nutriments, des lésions cutanées et la granulation des tissus. Cela est rendu possible grâce à la forme exclusive du ballonnet MiniONE®, apparentée à celle d'une pomme, ou encore à la valve anti-reflux.

Fabriqué à l'aide de silicone souple de qualité médicale de haut grade, le bouton MiniONE® facilite le nettoyage autour du site de la stomie grâce à sa collerette externe flexible. Sa douceur favorise le confort cutané.

CH12

M1-5-1208-I

CH12 | 0.8CM

M1-5-1215-I

CH12 | 1.5CM

M1-5-1223-I

CH12 | 2.3CM

M1-5-1230-I

CH12 | 3CM

M1-5-1210-I

CH12 | 1CM

M1-5-1217-I

CH12 | 1.7CM

M1-5-1225-I

CH12 | 2.5CM

M1-5-1240-I

CH12 | 4CM

M1-5-1212-I

CH12 | 1.2CM

M1-5-1220-I

CH12 | 2CM

M1-5-1227-I

CH12 | 2.7CM

CH14

M1-5-1408-I

CH14 | 0.8CM

M1-5-1420-I

CH14 | 2CM

M1-5-1435-I

CH14 | 3.5CM

M1-5-1460-I

CH14 | 6CM

M1-5-1410-I

CH14 | 1CM

M1-5-1423-I

CH14 | 2.3CM

M1-5-1440-I

CH14 | 4CM

M1-5-1465-I

CH14 | 6.5CM

M1-5-1412-I

CH14 | 1.2CM

M1-5-1425-I

CH14 | 2.5CM

M1-5-1440-I

CH14 | 4.4CM

M1-5-1415-I

CH14 | 1.5CM

M1-5-1427-I

CH14 | 2.7CM

M1-5-1450-I

CH14 | 5CM

M1-5-1417-I

CH14 | 1.7CM

M1-5-1430-I

CH14 | 3CM

M1-5-1455-I

CH14 | 5.5CM

CH16

M1-5-1610-I

CH16 | 1CM

M1-5-1617-I

CH16 | 1.7CM

M1-5-1625-I

CH16 | 2.5CM

M1-5-1635-I

CH16 | 3.5CM

M1-5-1612-I

CH16 | 1.2CM

M1-5-1620-I

CH16 | 2CM

M1-5-1627-I

CH16 | 2.7CM

M1-5-1640-I

CH16 | 4CM

M1-5-1615-I

CH16 | 1.5CM

M1-5-1623-I

CH16 | 2.3CM

M1-5-1630-I

CH16 | 3CM

M1-5-1644-I

CH16 | 4.4CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET ENFit™

Boite de 1 UVC

KEBOMED

CH18

M1-5-1810-I CH18 1CM	M1-5-1820-I CH18 2CM	M1-5-1830-I CH18 3CM	M1-5-1850-I CH18 5CM
M1-5-1812-I CH18 1.2CM	M1-5-1823-I CH18 2.3CM	M1-5-1835-I CH18 3.5CM	M1-5-1860-I CH18 6CM
M1-5-1815-I CH18 1.5CM	M1-5-1825-I CH18 2.5CM	M1-5-1840-I CH18 4CM	
M1-5-1817-I CH18 1.7CM	M1-5-1827-I CH18 2.7CM	M1-5-1844-I CH18 4.4CM	

CH20

M1-5-2015-I CH20 1.5CM	M1-5-2025-I CH20 2.5CM	M1-5-2035-I CH20 3.5CM
M1-5-2020-I CH20 2CM	M1-5-2027-I CH20 2.7CM	M1-5-2040-I CH20 4CM
M1-5-2023-I CH20 2.3CM	M1-5-2030-I CH20 3CM	M1-5-2044-I CH20 4.4CM

CH24

Boite de 1 UVC

M1-5-2415-I CH24 1.5CM	M1-5-2425-I CH24 2.5CM	M1-5-2435-I CH24 3.5CM
M1-5-2417-I CH24 1.7CM	M1-5-2427-I CH24 2.7CM	M1-5-2440-I CH24 4CM
M1-5-2423-I CH24 2.3CM	M1-5-2430-I CH24 3CM	M1-5-2444-I CH24 4.4CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET - NON ENFit™

Boite de 1 UVC

KEBOMED

CH20

M1-5-2017-I CH20 1.7CM

CH24

M1-5-2420-I CH24 2CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE SANS BALLONNET ENFit™

Boîte de 1 UVC

Bouton Capsule sans ballonnet MINI ONE® - Tube d'alimentation de gastrostomie extra plat.



CH14

M1-2-1412-I

CH14 | 1.2CM

M1-2-1417-I

CH14 | 1.7CM

M1-2-1425-I

CH14 | 2.5CM

M1-2-1415-I

CH14 | 1.5CM

M1-2-1420-I

CH14 | 2CM

M1-2-1430-I

CH14 | 3CM

CH18

M1-2-1817-I

CH18 | 1.7CM

M1-2-1824-I

CH18 | 2.4CM

M1-2-1834-I

CH18 | 3.4CM

M1-2-1820-I

CH18 | 2CM

M1-2-1830-I

CH18 | 3CM

M1-2-1844-I

CH18 | 4.4CM

CH20

M1-2-2017-I

CH20 | 1.7CM

M1-2-2034-I

CH20 | 3.4CM

M1-2-2024-I

CH20 | 2.4CM

M1-2-2044-I

CH20 | 4.4CM

CH18

M1-2-2424-I

CH24 | 2.4CM


M1-2-2434-I

CH24 | 3.4CM

POLONGATEUR STÉRILE ENFit™

Kit d'extension pour l'administration de nutrition entérale, de médicaments liquides et de décompression. Des fonctionnalités innovantes optimisent le débit et simplifient la manipulation pour l'utilisateur. Solution économique avec une utilisation jusqu'à 14 jours.

DA10113021	Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y - ENFIT 30CM	
DA10116021	Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y - ENFIT 60CM	
DA10113032	Boite de 10 UVC
BOLUS - ENFIT 30CM	



PROLONGATEUR EN PVC

KEBOMED

Le prolongateur relie la sonde d'alimentation à la gastrostomie, permettant l'alimentation quand la personne ne peut pas manger suffisamment. Sa base externe est accessible et se connecte via un raccord SECUR-LOK. À l'autre bout, un connecteur « ENFit » spécifique à l'alimentation entérale, sans latex ni DEHP.




8-1255-ISOSAF	Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y 30CM GODET LEGERE	
8-2455-ISOSAF	Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y 60CM NST + GODET LEGERE	
8-1211-ISOSAF	Boite de 10 UVC
BOLUS - ENFIT 30CM	

PROLONGATEUR NUTRIPORT

Prolongateur conçu pour une alimentation continue.

8884741821	Boite de 10 UVC
CH16/4.5CM NUTRIPORT	



POMPE KANGAROO



Les pompes Cardinal incarnent les toutes dernières avancées technologiques en matière de pompes d'alimentation entérale. Idéales pour les patients nécessitant une nutrition par alimentation continue, intermittente ou combinée avec rinçage, ces pompes offrent toutes ces options dans un dispositif compact et facile à utiliser. Des instructions claires et étape par étape, une interface utilisateur intuitive et un chargement simplifié des ensembles.



Adaptées du nourrissons à adultes, les pompes sont facilement transportables et équipées d'une batterie offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie. Elles permettent des alimentations entérales en continu ou par bolus, ainsi que des fonctions de rinçage.

383400

Boite de 1 UVC

POMPE KANGAROO JOEY | AMBULATOIRE

383400

Boite de 1 UVC

POMPE KANGAROO EPUMP | FIXE

MINI SAC À DOS POUR POMPE D'ALIMENTATION

Sacs à dos pour pompe ambulatoire de nutrition entérale JOEY Kangaroo™



770026

Boite de 30 UVC

SAC A DOS POMPE JOEY



➔ Accessoires et pièces de rechange disponibles sur notre site internet ou via commande par e-mail.

SONDE DE GASTROSTOMIE 3 VOIES ENFit™ POUR KANGAROO



Le port d'alimentation est incompatible avec les connexions à verrou Luer ou IV, réduisant ainsi le risque de connexion ou d'infusion accidentelle. Disponible avec des connexions entérales sécurisées pour répondre à l'alerte de l'événement sentinelle sur les erreurs de raccordement des tubulures du JCAHO de 2006. Le tube de gastrostomie Kangaroo™ est fabriqué dans un silicone durable permettant une performance optimale et une longévité accrue.



8884715122E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH12

8884715148E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH14

8884720163E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH16

8884720189E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH18

8884720205E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH20

8884720247E

Boite de 5 UVC

SDE 3V GASTRO | CH24

TUBULURE POUR POMPE KANGAROO JOEY (AMBULATOIRE)



La tubulure Joey avec trocart ENPlus est dotée d'une poche pouvant accueillir 1000 ml d'eau. Elle est graduée, pour une lecture facilitée. Elle dispose d'une fermeture EasyCap et d'une poche à glace sur la partie arrière. Elle est équipée d'un crochet pour la suspendre.

666064	Boite de 30 UVC
JOEY + POCHE NUTRITION 500ML	
666106	Boite de 30 UVC
JOEY + POCHE NUTRITION 1L	
777501	Boite de 30 UVC
JOEY 1 TROCART	
777502	Boite de 30 UVC
JOEY 2 TROCART	
777505	Boite de 30 UVC
JOEY 1 TROCART NPLUS + POCHE 1L	



TUBULURE POUR POMPE KANGAROO ePUMP (FIXE)




Cette tubulure est destinée aux pompes à nutrition Kangaroo Epump. Elle comprend un trocart ENPlus, un raccord en Y, un connecteur ENFit et un dispositif anti-écoulement libre. La connectique ENFit réduit les risques de confusion et de fuite, tandis que l'absence de DEHP assure la sécurité pour le patient.



777064	Boite de 30 UVC
ePUMP + POCHE NUTRITION 500ML	
777405	Boite de 30 UVC
ePUMP 1 TROCART NPLUS + POCHE 1L	
777401	Boite de 30 UVC
ePUMP 1 TROCART	
777402	Boite de 30 UVC
ePUMP 2 TROCART	

SONDE DE NUTRITION ENTÉRALE NON LESTÉE

Sonde gastroduodénale – Non stérile – Non lestée – Sans mandrin – Connecteur en Y – LPPR



055.08

Boite de 20 UVC

CH8 | 110CM SANS MANDRIN

055.10

Boite de 20 UVC

CH10 | 110CM SANS MANDRIN

055.12

Boite de 20 UVC

CH12 | 110CM SANS MANDRIN

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA


840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

 serviceclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2024