

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **PERFUSION - INJECTION**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025 - 2026

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

SOMMAIRE

04

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les cathéters	04
Les aiguilles	05
Les valves	06

07

PERFUSION

Cathéters veineux périphériques	08
Aiguilles de Huber	11
Microperfuseurs	12
Perfuseurs	12
Transfuseurs	12
Prolongateurs de perfusion et robinets	13
Valves bidirectionnelles	14
Bouchons	14

15

INJECTION

Aiguilles de transfert	16
Aiguilles pour injection	17
Seringues sans aiguille	18
Seringues avec aiguille	20
Seringues pré-remplies pour rinçage	21

22

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Aiguilles de prélèvement	23
Unités de prélèvement sécurisées	24
Adaptateurs et corps de prélèvement	25
Seringues de mesure des gaz du sang	25
Consommables pour prélèvements veineux sanguins	26

28

DIABÈTE

Aiguilles pour stylo	29
Lancettes	29
Seringues à insuline	30

31

PANSEMENTS & DASRI

Pansements	32
Collecteurs d'aiguilles et supports	33

33

LA GAMME BLANCHE

35


NOS ESSENTIELS

LES CATHÉTERS

CHOISIR UN CATHÉTER ET MIEUX COMPRENDRE VOS BESOINS

Afin de mieux vous accompagner dans le choix de votre cathéter, nous vous proposons un arbre décisionnel qui vous aidera à clarifier les différentes options disponibles et évaluer vos choix en fonction des critères prédéfinis correspondant à vos besoins.

CATHÉTERS VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE



***BLOOD CONTROL** : Technologie conçue pour aider à contrôler le flux sanguin permettant de réduire de 95% le risque d'exposition au sang du patient.

LES SERINGUES

COMMENT CHOISIR ?


Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, nécessité de stérilité, réutilisation envisagée et considérations budgétaires.

SERINGUE 2 PIÈCES

- **Composée de deux parties distinctes** : Le cylindre et le piston.
- Ces deux parties sont généralement assemblées de manière permanente.


SERINGUE 3 PIÈCES

- **Composée de trois parties distinctes** : le cylindre, le piston et une jointure en caoutchouc entre le cylindre et le piston.
- Le joint permet une étanchéité entre le cylindre et le piston, facilitant le mouvement fluide du piston à l'intérieur du cylindre.
- Les parties peuvent être démontées pour un nettoyage ou une stérilisation.




EMBOUT

LUER SIMPLE



LUER LOCK



LUER SIMPLE

- Il s'agit d'un ajustement glissant sans mécanisme de verrouillage.
- Souvent utilisé lors de l'administration fréquente de médicaments par voie intraveineuse.

LUER LOCK

- Comporte des filets à vis. Il permet une connexion sécurisée par rotation et verrouillage.
- Préféré pour de l'administration de médicaments nécessitant une fixation ferme.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE

- 2 pièces
- 3 pièces

EMBOUT

- Luer simple
- Luer Lock (uniquement 3 pièces)

GRADUATION

- Unités internationales (diabète 3)
- Millimètres

OPACITÉ


- Pour les produits photosensibles

LES AIGUILLES

GAUGES	UTILISATIONS POSSIBLES	COULEURS
18 G	Trocart/pompeuse	Rose
19 G	IM	Vert
22 G	IM	Noir
23 G	IV + IM	Bleu
25 G	SC	Orange
26 G	SC	Marron
27 G	SC	Gris
29 G	SC	-
30 G	SC + ID	Jaune

À SAVOIR :

- Plus la gauge sera élevée, plus l'aiguille sera fine.
- Les utilisations possibles peuvent varier, elles sont citées à titre indicatif.
- La longueur de l'aiguille est également un critère important pour définir l'usage qui en sera fait.




ID : intradermique IM : intramusculaire IV : intraveineux SC : sous-cutané

LES VALVES

VALVES BIDIRECTIONNELLES

- Permettent la perfusion, l'injection et le prélèvement via un accès à la voie veineuse périphérique ou centrale.
- Il en existe 3 types : à pression positive, négative et neutre. Nous proposons dans notre catalogue uniquement des valves à pression positive et neutre.
- Elles peuvent être à mécanisme interne ou à septum pré-fendu.




VALVES BIDIRECTIONNELLES À PRESSION POSITIVE

- Pression positive = flush positif à la déconnexion de l'embout.
- Le liquide est donc aspiré vers l'aval (= le patient).
- La valve permet de diminuer le risque d'occlusion de la voie d'abord.

VALVES BIDIRECTIONNELLES À PRESSION NEUTRE

- Pression neutre après clampage ou fermeture du robinet.

PERFUSION



CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES

NON SÉCURISÉS SANS SITE D'INJECTION



Cathéter droit avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™ (polyuréthane) - Chambre de visualisation du reflux sanguin.

AVEC AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381357	16 G 45 mm	50	
381344	18 G 30 mm	50	
381347	18 G 48 mm	50	
381334	20 G 30 mm	50	
381337	20 G 48 mm	50	
381323	22 G 25 mm	50	
381312	24 G 19 mm	50	

SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381267	14 G 45 mm	50	
381257	16 G 45 mm	50	
381244	18 G 30 mm	50	
381247	18 G 48 mm	50	
381234	20 G 30 mm	50	
381237	20 G 48 mm	50	
381223	22 G 25 mm	50	
381212	24 G 19 mm	50	



Cathéter BD Insyte-N™

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381311	24 G 14 mm	50

SANS AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381211	24 G 14 mm	50

Cathéter droit pour petites veines adapté pour la pédiatrie. Avec ou sans ailettes. Canule en BD Vialon™ (polyuréthane). Chambre de visualisation du reflux sanguin.



Cathéter BD Angiocath™

Le cathéter BD Angiocath est destiné au cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Il permet une ponction sûre et minimise les risques de traumatismes veineux.

Ce cathéter court sans ailettes est radio-opaque. Canule en Téflon.



SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
382287	10 G 76 mm	10	
382277	12 G 76 mm	10	
382269	14 G 133 mm	10	
381164	14 G 30 mm	50	
381167	14 G 48 mm	50	
382268	14 G 83 mm	10	
382259	16 G 133 mm	10	
381154	16 G 30 mm	50	

SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381157	16 G 48 mm	50	
382258	16 G 83 mm	10	
381144	18 G 30 mm	50	
381147	18 G 48 mm	50	
381134	20 G 30 mm	50	
381137	20 G 48 mm	50	
381123	22 G 25 mm	50	
381112	24 G 19 mm	50	

NON SÉCURISÉS AVEC SITE D'INJECTION



Cathéter BD Venflon™ 2

Cathéter court avec obturateur pour accès veineux périphérique : réhydratation, nutrition, transfusion, perfusion. Valve unidirectionnelle pour injection sans aiguille.

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
391451	22 G 25 mm	50



Cathéter BD Flash

Cathéter court avec obturateur pour accès veineux périphérique : réhydratation, nutrition, transfusion, perfusion. Indicateur de reflux sanguin visible pour confirmation rapide de la pose.

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
391891	22 G 25 mm	50

Note : Le Venflon™ 2 intègre une valve d'injection, le Venflon™ Flash une chambre de visualisation du reflux.

SÉCURISÉS SANS SITE D'INJECTION

Cathéter Insyte Autoguard™

SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381854	16 G 30 mm	50
381844	18 G 30 mm	50
381847	18 G 48 mm	50
381833	20 G 25 mm	50
381834	20 G 30 mm	50
381837	20 G 48 mm	50
381823	22 G 25 mm	50
381812	24 G 19 mm	50

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381954	16 G 30 mm	50
381944	18 G 30 mm	50
381947	18 G 48 mm	50
381933	20 G 25 mm	50
381934	20 G 30 mm	50
381937	20 G 48 mm	50
381923	22 G 25 mm	50
381912	24 G 19 mm	50

Cathéter droit de sécurité pour cathétérisme veineux périphérique : perfusion, transfusion et injection IV.

Système BD Autoguard : sécurité automatique contre les piqûres accidentelles.

Canule en BD Vialon s'assouplissant à la chaleur corporelle. Chambre de visualisation, préhension ergonomique et poussoir pour une insertion facilitée.



Alternative : Cathéter True Safe W | Neotec

Cathéter Insyte-N Autoguard™

Cathéter droit pour petites veines adapté pour la pédiatrie.

Utilisable pour le cathétérisme veineux périphérique, perfusion, transfusion et injection IV. En BD Vialon, il facilite l'insertion et résiste à la plicature, limitant phlébites et infiltrations. Équipé d'un verrouillage automatique et irréversible de l'aiguille.



SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381911	24 G 14 mm	50

SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381811	24 G 14 mm	50

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSTU31832	18 G 32 mm	50
NMSTU31845	18 G 45 mm	50
NMSTU32025	20 G 25 mm	50
NMSTU32032	20 G 32 mm	50
NMSTU32219	22 G 19 mm	50
NMSTU32225	22 G 25 mm	50
NMSTU32419	24 G 19 mm	50



Cathéter True Safe W

Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) utilisé pour l'accès intraveineux périphérique, tandis que la fonction de prévention anti-piqûre élimine le risque de blessure accidentelle par piqûre d'aiguille pour le patient et le professionnel de santé lors de l'utilisation de ce dispositif.



AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
386910	16 G 32 mm	30
386911	16 G 51 mm	30
386808	18 G 32 mm	30
386809	18 G 51 mm	30
386810	20 G 25 mm	30

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
386811	20 G 32 mm	30
386812	20 G 51 mm	30
386813	22 G 25 mm	30
386814	22 G 19 mm	30
386815	24 G 19 mm	30




Cathéter BD Cathena™

Pour cathétérisme veineux périphérique : perfusion, transfusion et injections IV. Technologie Multiguard™ : sécurité irréversible de l'aiguille et arrêt du reflux (sauf 16G et 24G sans Multiguard™). Compatible avec des pressions jusqu'à 325 psi (2240 kPa).



Cathéter Real Safety

Cathéter court intraveineux de sécurité, dispositif médical de Classe IIa (MDD/93/42/EEC), utilisé pour l'accès intraveineux périphérique. Fonction de prévention anti-piqûre éliminant le risque de blessure accidentelle pour le patient et les professionnels de santé.



SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU1445	14 G 45 mm	30
NMSPTU1630	16 G 30 mm	30
NMSPTU1645	16 G 45 mm	30
NMSPTU1830	18 G 30 mm	30
NMSPTU1848	18 G 48 mm	30
NMSPTU2025	20 G 25 mm	50

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU2030	20 G 30 mm	30
NMSPTU2048	20 G 48 mm	30
NMSPTU2225	22 G 25 mm	30
NMSPTU2414	24 G 14 mm	30
NMSPTU2419	24 G 19 mm	30

Cathéter BD Insyte Autoguard™ Blood Control

Les cathéters BD Insyte Autoguard Blood Control sont conçus pour les perfusions, transfusions ou injections intraveineuses. Résistants, ils intègrent une technologie anti-reflux qui réduit jusqu'à 95 % le risque d'exposition au sang du patient. Fabriqués en BD Vialon, un matériau qui s'assouplit jusqu'à 70 % dans la veine, ils permettent un cathétérisme de longue durée.



SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381054	16 G 30 mm	50	
381057	16 G 45 mm	50	
381044	18 G 30 mm	50	
381047	18 G 48 mm	50	
381033	20 G 25 mm	50	
381034	20 G 30 mm	50	
381037	20 G 48 mm	50	
381023	22 G 25 mm	50	
381012	24 G 19 mm	50	

AVEC AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
382954	16 G 30 mm	50	
382944	18 G 30 mm	50	
382947	18 G 48 mm	50	
382933	20 G 25 mm	50	
382934	20 G 30 mm	50	
382937	20 G 48 mm	50	
382923	22 G 25 mm	50	
382912	24 G 19 mm	50	

 Alternative : Cathéter Real Safety Blood Control | Neotec



Cathéter Real Safety Blood Control

SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
NMSPTU1830B	18 G 30 mm	50	
NMSPTU2025B	20 G 25 mm	50	
NMSPTU2030BC	20 G 30 mm	50	
NMSPTU2225BC	22 G 25 mm	50	
NMSPTU2419BC	24 G 19 mm	50	

NOUVEAU ! AVEC AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
NMSPU1830BW	18 G 30 mm	50	
NMSPU2025BW	20 G 25 mm	50	
NMSPU2030BW	20 G 30 mm	50	
NMSPU2225BW	22 G 25 mm	50	
NMSPU2419BW	24 G 19 mm	50	

Le cathéter court intraveineux de sécurité Real Safety Blood Control, dispositif médical de Classe IIa, permet un accès intraveineux périphérique tout en réduisant les risques de blessures par piqûre et d'exposition au sang grâce à sa technologie anti-piqûre et Blood Control.



SÉCURISÉS AVEC SITE D'INJECTION



Cathéter Deltaven

Les cathéters Deltaven en polyuréthane sont compatibles avec les médicaments, biocompatibles et flexibles pour un maintien prolongé en veine. Leur élasticité permet de rétablir rapidement le flux en cas de pliure, tandis que leur surface lisse réduit les risques de thromboses et phlébites. Résistants aux pliures, ils gagnent en souplesse au contact de la chaleur corporelle.



EMBOUT DROIT AVEC VALVE AVEC AILETTES SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
3931622	20G 25 mm	25	
3920622	22G 19 mm	25	
3910622	24G 19 mm	25	

EMBOUT EN Y AVEC AILETTES SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
3931522	20G 25 mm	25	
3920522	22G 19 mm	25	
3911022	24G 19 mm	25	

EMBOUT DROIT AVEC AILETTES SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
3935722	20G 25 mm	25	
3924722	22G 19 mm	25	
3914722	24G 19 mm	25	

 Alternative : Cathéter Nexiva | BD

Cathéter Nexiva™

Système composé d'un cathéter veineux périphérique sécurisé et d'un prolongateur avec clamp - Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instaflash™



ACCÈS EN Y ET 2 VALVES AVEC AILETTES SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
383539	18 G 32 mm	VERT 80	
383536	20 G 25 mm	ROSE 80	
383537	20 G 32 mm	ROSE 80	
383532	22 G 25 mm	BLEU 80	
383531	24 G 19 mm	JAUNE 80	

Cathéter Nexiva™ Diffusics

Le système BD Nexiva™ Diffusics™ est un cathéter IV clos et intégré, similaire au BD Nexiva™, avec des fentes latérales à l'extrémité distale pour les injections sous pression en TDM, sans risque accru de complications.



AVEC AILETTES SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
383695	18 G 32 mm	20	
383693	20 G 25 mm	20	
383694	20 G 32 mm	20	
383692	22 G 25 mm	20	
383691	24 G 19 mm	20	

 Note : Le BD Nexiva™ Diffusics™ est une version du BD Nexiva™ adaptée au scanner, avec des fentes latérales pour les injections sous pression.

 Alternative : Cathéter Deltaven embout droit | PentaFerte

BD Cathéter BD Venflon™ Pro Safety

Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin et BD Instaflash™. Système de mise en sécurité active.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	AVEC AILETTES		SÉCURISÉ
				U/BOÎTE
393230	14 G 45 mm			50
393229	16 G 45 mm			50
393228	17 G 45 mm			50
393226	18 G 32 mm			50
393224	20 G 32 mm			50
393222	22 G 25 mm			50

BD Cathéter BD Saf-T Intima™

RÉFÉRENCE		DÉSIGNATION	AVEC AILETTES		SÉCURISÉ
					U/BOÎTE
383338	20 G 25 mm	Droit - Ext. 1,1 mm			25
383328	22 G 19 mm	Droit - Ext. 0,9 mm			25
383318	24 G 19 mm	Droit - Ext. 0,7 mm			25
383348	18 G 25 mm	En Y - Ext. 1,3 mm			25
383339	20 G 25 mm	En Y - Ext. 1,1 mm			25
383329	22 G 19 mm	En Y - Ext. 0,9 mm			25
383319	24 G 19 mm	En Y - Ext. 0,7 mm			25

Cathéter à sécurité passive pour accès veineux périphérique court. Intègre une aiguille rétractable pour réduire le risque de blessures.

- Version droite pour accès standard
- Version en Y pour double accès facilité (perfusion + injection).

Système de raccordement Luer Lock sécurisé.



Note : Recommandé pour les perfusions de longue durée, en sous-cutané ou en cas de veines fragiles (enfants, personnes âgées, patients atteints de cancer, etc.), ainsi que pour les procédures de cathétérisme à distance des vaisseaux sanguins (notamment dans le cadre de maladies infectieuses).

AIGUILLES DE HUBER | chambre implantable

BD Aiguille de Huber SafeStep

Les aiguilles Huber SafeStep® sont conçues pour le soignant et le patient, avec une poignée texturée facile à saisir et à tourner, facilitant la pose d'un pansement confortable. Leur faible encombrement réduit la taille des pansements, et la base en plastique transparent permet de visualiser et inspecter le site d'insertion.

TYPE II AVEC PROLONGATEUR DROIT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SÉCURISÉE	
			U/BOÎTE
LH0033	19 G 19 mm		25
LH0031	20 G 19 mm		25
LH0032	20 G 25 mm		25
LH0029	22 G 19 mm		25

TYPE II AVEC PROLONGATEUR EN Y

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SÉCURISÉE	
			U/BOÎTE
LH0033YN	19 G 19 mm		25
LH0031YN	20 G 19 mm		25
LH0032YN	20 G 25 mm		25
LH0029YN	22 G 19 mm		25



MICROPERFUSEURS



Microperfuseur Picmirage non sécurisé

Canule en acier inoxydable à triple biseau, traitée au silicone anti-friction. Ailettes colorées selon la gauge. Tube PVC transparent 30 cm, sans latex. Raccord rigide transparent avec embout Luer Lock pour surveillance du flux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02044019030010	19 G 19 MM	100
02044020030010	20 G 19 MM	100
02044021030010	21 G 19 MM	100
02044022030010	22 G 19 MM	100
02044023030010	23 G 19 MM	100
02044025030010	25 G 19 MM	100



Microperfuseur sécurisé

Microperfuseur stérile avec sécurité active : protection de l'aiguille en un seul geste après usage (« clic » audible). Tubulure PVC sans DEHP de 30 cm. Connexion Luer femelle. Aiguille 22G (7/10 mm). Testé jusqu'à 2,96 Bar.



NOUVEAU !

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MICP7S	22 G 19 mm	50



Microperfuseur Safety-Lok sécurisé



Le microperfuseur BD Safety-Lok est stérile, sans latex. Il permet le prélèvement sanguin veineux ainsi que la perfusion de courte durée. Doté d'un mécanisme de sécurité, il réduit le risque d'accidents en verrouillant définitivement l'aiguille d'une seule main, avec un clic sonore confirmant son activation.

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367246	21 G 19 mm	50
367247	23 G 19 mm	50
368383	25 G 25 mm	50





Perfuseur - Luer Lock - Mobile

Perfuseur 1 voie à régulateur de débit rotatif gradué – Infineed. Ce perfuseur à usage médical permet l'administration de préparations injectables par voies intraveineuses, intramusculaires, et sous-cutanées de médicaments, de solutés ou de nutrition parentérale.

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PERIFL25	Luer Lock - 160 cm MOBILE - 1 Voie	25
PERIFLFPF	Luer Lock - 175 cm MOBILE - 1 Voie	100
DF350	PERFU Luer Lock + PROL 170 cm Avec régulateur de débit	50
PER3FL25BPAF	LUER LOCK - MOBILE - Avec régulateur de débit	25



TRANSFUSEUR | pour produits sanguins

Bexen Transfuseur simple

Transfuseur simple stérile à usage unique, conçu pour les transfusions sanguines par gravité.


Doté d'une chambre souple avec filtre à particules, d'une roulette de précision et d'un Luer Lock mobile pour des connexions sécurisées. Sans latex ni DEHP, il garantit une hygiène optimale grâce à son conditionnement en blister pelable.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SUN-ABY-NY	L 165 cm - Sans DEHP - Sans latex	300

PROLONGATEURS DE PERFUSION ET ROBINETS
Bexen Prolongateur pour pousse-seringue

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
137.01	L 10 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,219 ml	300
137.03	L 30 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,288 ml	300
137.05	L 50 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,342 ml	300
137.10	L 100 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,374 ml	300
137.15	L 150 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,574 ml	300
137.20	L 200 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 1,193 ml	300

Prolongateur pour administration par gravité, équipé d'un connecteur Luer Lock mâle/femelle, sans latex ni DEHP, stérile et destiné à un usage unique. Il permet d'allonger les lignes de connexion pour les perfusions.


Bexen Prolongateur polyvalent

Prolongateur pour seringue, compatible administration par gravité, permettant de prolonger les voies de connexion. Connecteur transparent Luer Lock mâle/femelle. Embout femelle en polyéthylène avec capuchon de protection en polyéthylène, embout mâle en ABS avec capuchon de protection en polyéthylène. Avant utilisation et après toute manipulation, vérifier que les parties déconnectables sont bien vissées et maintenues en place.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
131.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 0,8 ml	300
131.03	L 30 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 1,8 ml	300
131.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 3,7 ml	300
131.10	L 100 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 7,2 ml	300
131.15	L 150 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 10,7 ml	300

Bexen Prolongateur avec robinet - 3 voies

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
135.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 0,87 ml	300
135.92	L 25 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 1,58 ml	300
135.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 3,13 ml	300


Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.

Conditionné en blister pour une ouverture rapide et sans déchirure, avec un sachet PE assurant une prise en main facile et conforme aux règles d'asepsie.


BD Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies

Les robinets BD Connecta™ à 3 voies sont conçus pour les connexions des lignes de perfusions ou pour permettre les injections de bolus dans une ligne de perfusion. Ces robinets sont uniquement destinés à supporter des pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394961	100 cm	20
394971	100 cm + site	20
394995	10 cm	50
394982	15 cm	50
394936	25 cm + site	20
394926	25 cm	20
394951	50 cm	20
394945	7 cm + site	50


BD Robinet 3 voies Connecta

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394602	BLEU	100
394600	BLANC	100
394601	BLANC AVEC PUNAISE	100


Prolongateur avec robinet 3 voies

Sans DEHP ni BPA, conçu pour réduire l'impact environnemental en excluant les perturbateurs endocriniens.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PR3LVM150LFBPAF	LL MOBILE 150CM	25



Bexen Prolongateur avec régulateur de débit

Le régulateur de débit est placé entre le perfuseur et le cathéter.
Il sert à augmenter la précision du débit de perfusion. Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
139.03	Prolongateur avec régulateur de débit 35 cm	180



BD Valve BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur

Système clos de sécurité pour perfusion intraveineuse, avec septum apparent et connexion Luer Lock. Assure l'asepsie des manipulations, réduit le risque de contamination et maintient le cathéter après déconnexion. Fermeture automatique du septum après usage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385101	Prolongateur simple Tubulure 15 cm Adulte	25
385151	Prolongateur simple Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385161	Prolongateur double Tubulure 15 cm Adulte	50
385163	Prolongateur double Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385162	Prolongateur triple Tubulure 15 cm Adulte	50



VALVES BIDIRECTIONNELLES

BD Valve BD Q-Syte™

Valve bidirectionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385100	Luer Lock à l'unité	50

BD Valve BD Q-Syte™ prémontée

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™ à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394501	Robinet 3 voies BD	50

BD Valve bidirectionnelle Max Zéro

Valve bidirectionnelle à pression positive Max Z.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MZ1000	Max Z	100

BOUCHONS

BD Bouchon Luer Lock

Utilisé pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
TP-MF-O	Mâle / Femelle ORANGE	100
TP	Mâle BLANC	100
TP-INTER-X	Mâle + membrane BLANC	100



INJECTION



NON SÉCURISÉES

BD Aiguille BD Microlance™ 3

Aiguille de transfert - Paroi mince - Biseau court
Stériles, avec pointe en triple biseau et lubrification silicone.
Compatibles avec les seringues à cônes Luer et Luer Lock.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303262	18 G 40 mm ROSE	100
310205	18 G 50 mm ROSE	100

**وسلما** Aiguille hypodermique LFLG

Aiguille de transfert - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court
Pointe de lancette acérée et canule siliconée pour une pénétration douce et sans percussion. Conditionnée en unité sous blister (Film/Papier).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
B1388	18 G 40 mm ROSE	100

SolM Aiguille hypodermique

Confort et praticité. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié pour minimiser l'inconfort.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
111815	18 G 40 mm ROSE	100

SolM Aiguille de remplissage

Aiguille de prélèvement non tranchante réduisant le risque de blessure lors de la préparation des médicaments, avec embout compatible Luer

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110021	18 G 25 mm	100
110022	18 G 40 mm Biseau	100

SÉCURISÉES

BD Aiguille BD Nokor™ Admix

165/100 - Lame et fenêtre latérale

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
300780	18 G 25 mm VIOLET	100
300779	18 G 40 mm ROSE	100

BD Aiguille BD™ Blunt

125/100 - Biseau non tranchant 45°. Aiguille de transfert sécurisée avec filtre

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
305181	18 G 25 mm ROUGE	100
303129	18 G 40 mm ROUGE	100

BD Aiguille BD™ Blunt filter

125/100 - lavande transparente

Aiguille de transfert sécurisée avec filtre.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
305211	18 G 40 mm LAVANDE	100

SolM Aiguille de remplissage Filter

125/100 - Biseau non tranchant 45°. Aiguille de transfert sécurisée avec filtre

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110022F	18 G 34 mm Biseau avec filtre	100

AIGUILLES POUR INJECTION

NON SÉCURISÉES

● SolM Aiguille hypodermique

Sol-Millennium® propose une vaste gamme d'aiguilles hypodermiques en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et le confort du patient. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient. Embouts à code couleur pour faciliter l'identification des calibres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
111615	16 G 40 mm	100	112120	21 G 50 mm	100	112510	25 G 25 mm	100
111815	18 G 40 mm	100	112210	22 G 25 mm	100	112638	26 G 10 mm	100
111820	18 G 50 mm	100	1122125	22 G 32 mm	100	112612	26 G 12.5 mm	100
111915	19 G 40 mm	100	112215	22 G 40 mm	100	112658	26 G 16 mm	100
112010	20 G 25 mm	100	112310	23 G 25 mm	100	112705	27 G 12.5 mm	100
112015	20 G 40 mm	100	1123125	23 G 32 mm	100	112734	27 G 18.5 mm	100
112110	21 G 25 mm	100	112506	25 G 16 mm	100	113005	30 G 12.5 mm	100
112115	21 G 40 mm	100						



LFLG Aiguille hypodermique LFLG



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
B1407	21 G 25 mm	100
B1409	21 G 40 mm	100
B1421	23 G 25 mm	100
B1432	25 G 16 mm	100
B1435	25 G 25 mm	100
B1448	27 G 13 mm	100

MTD

Aiguille pour mésothérapie Pic® Indolor

Pour injections intradermiques et micro-injections
Cône Luer Lock™ - Grise



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02070994300800	27 G 0,40 x 4 mm	100
02070996300800	27 G 0,40 x 6 mm	100

BD Aiguille BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique stérile, à usage unique, pour injections diverses avec pointe en triple biseau et lubrification au silicone, adaptée aux seringues à cônes Luer et Luer Lock, avec identification rapide grâce à leur code couleur selon la norme ISO 6009.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
300637	16 G 40 mm BLANC	100
303262	18 G 40 mm Paroi mince ROSE	100
310205	18 G 50 mm Paroi mince ROSE	100
301500	19 G 40 mm CRÈME	100
304434	21 G 16 mm VERT	100
301156	21 G 25 mm VERT	100
304432	21 G 40 mm VERT	100
301155	21 G 50 mm VERT	100
300800	23 G 25 mm BLEU	100
300600	25 G 16 mm ORANGE	100
300400	25 G 25 mm ORANGE	100
300635	27 G 13 mm GRIS	100
304000	30 G 13 mm JAUNE	100

SÉCURISÉES

● SolM Aiguille de sécurité SOL-CARE™

Les aiguilles hypodermiques sécurisées SOL-CARE™ sont dotées d'une canule en acier inoxydable haute qualité, lubrifiée à l'huile de silicone inerte atoxique. Ces aiguilles de sécurité sont stériles.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SN1815	18 G 40 mm	100	SN23125	23 G 32 mm	100
SN2010	20 G 25 mm	100	SN2558	25 G 16 mm	100
SN2015	20 G 40 mm	100	SN2510	25 G 25 mm	100
SN2110	21 G 25 mm	100	SN2712	27 G 12.5 mm	100
SN2115	21 G 40 mm	100	SN2734	27 G 18 mm	100
SN22125	22 G 32 mm	100	SN2715	27 G 40 mm	100
SN2310	23 G 25 mm	100	SN3012	30 G 12.5 mm	100

Aiguille BD Eclipse™

1/2 (transfert) - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court

Aiguille hypodermique de sécurité compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
302437	18 G 38 mm ROSE	100
305894	21 G 25 mm VERT	100
305895	21 G 40 mm VERT	100
305892	23 G 25 mm BLEU	100
305760	25 G 16 mm ORANGE	100
305891	25 G 25 mm ORANGE	100
305770	27 G 13 mm GRIS	100



SERINGUES SANS AIGUILLE

2 PIÈCES LUER SIMPLE



Seringue BD Discardit™ II

Seringue 2 pièces - Sans aiguille - Luer simple

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
300928	2 ml H 902 S	Centré	1/10 ml	100
309050	5 ml H 905 S	Excentré	2/10 ml	100
309110	10 ml H 910 S	Excentré	1/2 ml	100
300296	20 ml H 920 S	Excentré	1 ml	80

3 PIÈCES LUER SIMPLE

Seringue BD Emerald™ (3p LS)

Stérile et à usage unique (classe IIa), composée de 3 pièces. Convient aux injections et prélèvements, offrant un contrôle optimal grâce à son tube transparent et sa graduation bien visible. Fabriquée avec 30 % de matériaux en moins que les seringues standards.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
307727	2 ml	100
307731	5 ml	100
307736	10 ml	100



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0002	2 ml	Centrée	100
D0004	3 ml	Centrée	100
D0005	5 ml	Centrée	100
D0006	10 ml	Centrée	100
D0007	20 ml	Excentrée	50
D0008	50 ml	Excentrée	22

Seringue LFLG MATRIX (3p LS)

Seringue Luer Lock 3 pièces Luer simple avec corps transparent pour un contrôle optimal de l'injection. Joint d'étanchéité en isoprène synthétique, sans latex. Piston à glissement fluide.

Graduation imprimée pour une lisibilité optimale. Cône excentré. Stérilisée à l'ETO.

Seringue Plastipak™ (3p LS)

Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
300613	20 ml H 902 S	Excentré	120
301231	30 ml H 905 S	Excentré	60
300866	50 ml H 910 S	Excentré	60
300605	100 ml H 920 S	Adaptateur KT	25



Seringue de précision Plastipak™

Seringue 3 pièces de précision - Sans aiguille - Stérilisation rayons gamma. Graduation 1/100e de ml

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
309628	1 ml H 804 LL	100



● SolM Seringue Slip Tip LS

Les seringues Sol-M 3 pièces mesurent avec précision les médicaments liquides et sont disponibles dans une gamme de tailles et de combinaisons de connexions pour répondre à une grande variété de besoins cliniques.



● SolM Seringue embout cathéter


Possède un embout longuement effilé conçu pour faciliter l'irrigation ou le raccordement à des connexions Luer non compatibles avec l'ISO, telles que les sondes nasogastriques.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
18006OCT	60 ml	30

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
P18001I	1 ml	Luer Simple	Centré
P180003ST	3 ml	Luer Simple	Centré
P180005ST	5 ml	Luer Simple	Centré
P180010ST	10 ml	Luer Simple	Centré
P180020ET	20 ml	Luer Simple	Excentré
180060ET	60 ml	Luer Simple	Excentré



3 PIÈCES LUER LOCK

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
180001	1 ml	Luer Lock	Centrée
P180001PP	1 ml	Luer Lock	Centrée
P180003	3 ml	Luer Lock	Centrée
P180005	5 ml	Luer Lock	Centrée
P180010	10 ml	Luer Lock	Centrée
P180020	20 ml	Luer Lock	Centrée
18006OCT	60 ml	Luer Lock	Embout KT

● SolM Seringue Slip Tip LL

Les seringues Sol-M 3 pièces mesurent avec précision les médicaments liquides et sont disponibles dans une gamme de tailles et de combinaisons de connexions pour répondre à une grande variété de besoins cliniques.



سريجة LFLG MATRIX (3p LL)

Seringue 3 pièces Luer Lock avec corps transparent pour un contrôle optimal de l'injection. Joint d'étanchéité en isoprène synthétique, sans latex. Piston à glissement fluide.

Graduation imprimée pour une lisibilité optimale. Cône excentré. Stérilisée à l'ETO.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0012	3 ml	Centré	100
D0013	5 ml	Centré	100
D0014	10 ml	Centré	100
D0015	20 ml	Centré	50
D0016	50 ml	Centré	25

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	STÉRILISATION	GRADUATION	U/BOÎTE
303128	1 ml	Centré	Gamma	-
303172	1 ml	Centré	ETO	-
309658	3 ml	Centré	Gamma	0,1 ml
309649	5 ml	Centré	Gamma	0,2 ml
300912	10 ml	Centré	Gamma	-
305959	10 ml	Centré	ETO	-
300629	20 ml	Centré	ETO	-
301229	30 ml	Centré	ETO	-
300865	50 ml	Centré	ETO	-
302238	50 ml	CONVENIENCE PACK	ETO	-
300869	50 ml	Opaque - Centré	ETO	-
300867	50 ml	Centré	ETO	-

BD Seringue Plastipak™ (3p LL)

La seringue BD Plastipak™ assure une administration précise des médicaments et s'adapte à divers usages médicaux.

Conçue en 3 pièces avec un bouchon sans latex, elle prévient les fuites et facilite le dosage. Idéale pour l'injection et l'aspiration de fluides depuis flacons, ampoules ou zones sous-cutanées.



SERINGUES AVEC AIGUILLE

NON SÉCURISÉES



Seringue LFLG Matrix

Avec aiguille non sécurisée pré-montée
Seringue 3P LS avec aiguilles non sécurisée - Stérilisation ETO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
D0051	2 ml 22 G 40 mm	100
D0597	5 ml 22 G 40 mm	100
D0779	10 ml 22 G 40 mm	100

Seringue de précision
prémontée BD Plastipak™

Avec aiguille BD Microlance™ 3 non sertie.
Seringue 3 pièces de précision longue - Prémontée non sertie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303175	1 ml 25 G 16 mm	120
303299	1 ml 27 G 10 mm	120
305501	1 ml 26 G 13 mm	100
305502	1 ml 27 G 75 mm	100




Seringue BD Emerald™ avec aiguille Microlance 3

Seringue 3 pièces avec aiguille, conçue pour une injection précise et confortable. La seringue BD Emerald™ allie performance et éco-conception, tandis que l'aiguille Microlance™ 3 garantit une pénétration douce grâce à son affûtage de haute qualité.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
307739	21 G 38 mm 10 ml	100
307742	21 G 38 mm 5 ml	100



SÉCURISÉES



Seringue BD SafetyGlide™ TNT

Seringue 3 pièces de précision 1 ml sécurisée - Tuberculine/allergie/test

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303327	27 G 10 mm Biseau extra-court (ID)	100
305945	26 G 13 mm Biseau normal	100

SolM Seringue sertie Sol-Care™

Seringue sécurisée + aiguille sertie SOL-CARE™

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
100019IM	1 ml + aig. sertie 27G 0,4 x 12,5 mm SOL-CARE	100



SERINGUES PRÉ-REMPLIES | pour rinçage

Sterisets Seringue Steriflush

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Contenant une solution de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Volume de 10 ml ou 20 ml.

Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Composants conformes aux normes ISO (13485, 7886, 80369...). Conditionnée individuellement en emballage stérile. Durée de conservation : 3 ans.



STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
3020010	10 ml	40
3020012	20 ml	25

BD Seringue BD PosiFlush™ XS

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Solution de chlorure de sodium à 0,9 %, conçue pour le rinçage efficace des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Format XS léger et ergonomique, idéal pour les procédures nécessitant précision et maniabilité accrue. Embout Luer Lock, sans latex. Emballage stérile unitaire.



STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306570	3 ml	30
306571	5 ml	30
306570	10 ml	30

**BD** Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue pré-remplie stérile intérieurement.

Solution de chlorure de sodium à 0,9 %, destinée au rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Dotée d'une plateforme élargie (Safety Platform) pour une prise en main améliorée et une injection plus stable. Embout Luer Lock, à usage unique, sans latex. Conditionnement unitaire stérile.

STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306573	3 ml	30
306574	5 ml	30
306575	10 ml	30



Quelles différences et pour quelles applications ?

- Seringue Steriflush : Conçue pour le lavage des cathéters et des dispositifs intraveineux.
- Seringue BD PosiFlush™ XS : Utilisée pour la perfusion de fluides dans des espaces restreints, notamment pour les perfusions à bas débit.
- Seringue BD PosiFlush™ SP : Utilisée pour prévenir les occlusions des cathéters en offrant un débit contrôlé.

PRÉLÈVEMENT SANGUIN



AIGUILLES DE PRÉLÈVEMENT



Aiguille BD Vacutainer® PRECISIONGLIDE™

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang - Avec aiguille perce-bouchon.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
360214	20 G 25 mm x 9/10 JAUNE	100
360215	20 G 38 mm x 9/10 JAUNE	100
360212	21 G 25 mm x 8/10 VERT	100
360213	21 G 38 mm x 8/10 VERT	100
360210	22 G 25 mm x 7/10 NOIR	100
360211	22 G 38 mm x 7/10 NOIR	100



● Sol-M Aiguille multi-échantillons

L'aiguille multi-échantillons Sol-M™ permet de prélever différents échantillons (tubes) en une seule ponction veineuse.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MSN2010	20 G 25 mm JAUNE	100
MSN2015	20 G 38 mm JAUNE	100
MSN2110	21 G 25 mm VERT	100
MSN2115	21 G 38 mm VERT	100
MSN2210	22 G 25 mm NOIR	100
MSN2215	22 G 38 mm NOIR	100



Aiguille BD Vacutainer® Flashback

Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple avec indicateur de reflux veineux. Conçue pour faciliter le prélèvement de sang veineux avec aiguille en technique sous-vide.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
301746	21 G 25 mm JAUNE	50
301747	22 G 25 mm VERT	50



Aiguille BD Vacutainer® ECLIPSE™

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang. Longueur 32 mm. Avec ou sans corps de prélèvement prémonté.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368609	21 G 25 mm x 9/10 JAUNE	48
368610	22 G 38 mm x 9/10 NOIR	48
368650	21 G 25 mm x 8/10 - Avec corps prémonté VERT	100
368651	22 G 38 mm x 8/10 - Avec corps prémonté NOIR	100



● Sol-M Aiguille multi-échantillons

Conçue pour un prélèvement veineux sûr et efficace. Aiguille équipée d'un bras de sécurité à activation manuelle, permettant de recouvrir l'aiguille après utilisation. Une fois activée, la protection empêche tout risque de piqûre accidentelle lors de la manipulation et de l'élimination.

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SMSN21125	21 G 32 mm VERT	48
SMSN22125	22 G 32 mm NOIR	48

PRÉMONTÉE SUR CORPS DE POMPE

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SMSNH21125	21 G 32 mm VERT	50
SMSNH22125	22 G 32 mm NOIR	50



● SolM Aiguille Safety Blood

Aiguille à ailettes sécurisée Sol-Care™ pour prélèvement sanguin avec adaptateur Luer à utiliser pour les prélèvements sanguins (avec l'adaptateur Luer fourni) et/ou pour la perfusion.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030035	25 G 18mm ORANGE	50

UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉES

● SolM Unité de prélèvement SOL-CARE™

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030030	21 G tubulure 178 mm	50
110201030033	23 G tubulure 305 mm	50
110201030034	23 G tubulure 178 mm	50

BD Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur - Sans corps de prélèvement

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367282	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT	50
367286	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT	50
367284	23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR	50
367288	23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm BLEU CLAIR	50
367295	25 G 19 mm x 5/10 tubulure 178 mm BLEU FONCÉ	50

BD Unité BD Vacutainer® Push Button

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur Luer - Sans corps de prélèvement
Retrait automatique de l'aiguille directement dans la veine, par pression du bouton poussoir

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367338	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT	50
367344	23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT	50
367336	25 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU	50

BD Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur et corps de prélèvement pré-monté.- 3/4.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368654	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm JAUNE	25
368652	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 300 mm JAUNE	25
368655	23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR	25

● SolM Unité de prélèvement

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur + corps

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030002	21 G tubulure 305 mm	25
110201030004	21 G tubulure 178 mm	25
110201030008	23 G tubulure 178 mm	25

ADAPTATEURS ET CORPS DE PRÉLÈVEMENT

**Adaptateur BD Vacutainer®**

Adaptateur à cône Luer mâle - Stérile



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	BLEU	U/BOÎTE
367300	Adaptateur simple - Cône Luer mâle	BLEU	100
36490200	Adaptateur + corps	BLEU	100

**Sol-M Adaptateur Luer**

L'adaptateur Sol-M™ Luer est conçu pour se connecter de manière sécurisée aux connexions Luer femelles (ex: cathéters veineux).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LA21920	Adaptateur porte-tube SOL-M™	100

**Corps BD Pronto™**

Non stérile - Pour tube et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™ Avec système d'éjection automatique de l'aiguille incorporée.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368872	Corps réutilisable - Ø 19 x 41 mm	20

**Aiguille Eclipse™ Signal BD Vacutainer®**

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang - Sécurisée - Avec indicateur de retour veineux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368836	22 G 32 mm + corps	NOIR 400
368838	22 G 32 mm	NOIR 50

**Dispositif de transfert Vacutainer®**

Adaptateur et corps pré-monté stérile pour transfert.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364810	Adaptateur Luer femelle + corps pré-monté 18 x 48 mm	ROUGE 198
364910	Adaptateur Luer mâle - 18 x 48 mm	BLEU 198
364815	Corps à usage unique - 18 x 48 mm	BLANC 250

SERINGUES DE MESURE DES GAZ DU SANG

SANS AIGUILLE

Seringue BD Preset™

Seringues stériles, à usage unique, sans aiguille, pour le prélèvement de sang. Destinées à une utilisation pour le prélèvement, le transport et la conservation d'échantillons de sang humain à des fins de diagnostic in-vitro.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364416	1 ml Luer simple - Héparine 30 UI - Sans aiguille	100
364316	3 ml Luer Lock - Sans aiguille	100

AVEC AIGUILLE NON SÉCURISÉE PRÉMONTÉE



Seringue BD Preset™ avec aiguille non sécurisée

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille conventionnelle pré-assemblée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364415	1 ml Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille 25 G 16 mm	100
364413	1 ml Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm	100
364314	3 ml Luer Lock - Héparine 30 UI - Avec aiguille 22 G 25 mm	100
364327	3 ml Luer Lock - Héparine 30 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm	100



AVEC AIGUILLE SÉCURISÉE PRÉMONTÉE



Seringue BD Preset™ avec aiguille sécurisée

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille BD Eclipse™ pré-assemblée

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364390	3 ml Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille 22 G 25 mm	100
364391	3 ml Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm	100
364393	3 ml Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille 25 G 16 mm	100



CONSOMMABLES POUR PRELEVEMENTS VEINEUX SANGUINS



Garrot enfant

Garrot automatique sans latex pouvant être manipulé à une main pour le serrage et desserrage pour plus de facilité. Réduit l'incidence de variables pré-analytiques liées à la stase veineuse sur les résultats.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367218	Auto Pronto Réutilisable	100



Garrot adulte

Hypoallergénique, il réduit les risques de réactions chez les patients ou soignants sensibles. Son emballage unitaire facilite l'usage unique et limite les contaminations croisées.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367198	Vacu Stretch - Sans latex	100



Tube BD Vacutainer® EDTA

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant un anticoagulant EDTA K3 pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de sang total ou de plasma EDTA.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367836	2 ml MAUVE	100
368861	4 ml MAUVE	100
368884	5 ml VERT	100
367864	7 ml MAUVE	100



Tube BD Vacutainer® Hemogard™

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant un activateur de coagulation réparti sur la paroi pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de sérum.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367624	5 ml Sans additif	100
367896	10 ml Avec additif	1000





Tube BD Vacutainer® Citrate de sodium

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant une solution de citrate tri-sodique tamponnée 9NC 0.109M pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de plasma citraté.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
363048	2,7 ml BLEU	100



Tube BD Vacutainer® Fluorure de Sodium

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant du Fluorure de sodium et Oxalate de potassium pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de plasma dans lequel le processus de la glycolyse est inhibé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368921	4 ml GRIS	100



Tube BD Vacutainer® SST™ II Advance en PET

Tubes de prélèvement sanguin sous vide, stériles, à usage unique, avec séparateur de sérum et activateur de coagulation (silice), pour obtention et conservation du sérum en tube primaire à usage diagnostique in vitro.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367957	5 ml JAUNE	100



Boule de coton



Boules de coton absorbant de 0.5g, composées de coton dégraissé (85% coton à fibres courtes et 15% linters fins), emballées par 500 unités en sachet plastique pour une utilisation pratique et polyvalente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/SACHET
INNO90001	0,5 g	500



Tampon d'alcool 70%

Tampon saturé d'alcool isopropylique à 70% à usage unique pour nettoyer et désinfecter la peau.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
APO9001	Emballage individuel	100



DIABÈTE



AIGUILLES POUR STYLO

Aiguille à stylet Sol-Guard



Aiguille stérile à usage unique, conçue pour les stylos injecteurs de médicaments en sous-cutané. Son système de sécurité automatique protège les deux aiguilles (patient et stylo) grâce à des boucliers qui se verrouillent après utilisation, sans action requise de l'utilisateur, réduisant ainsi le risque de piqure accidentelle.

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SPN3005S	30 G 5 mm	50
SPN3008S	30 G 8 mm	50

EASYDRIP

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SPN3005D	30 G 5 mm Double sécurité	100
SPN3008D	30 G 8 mm Double sécurité	100

Aiguille Safe Block



L'aiguille sécurisée Safe Block se bloque automatiquement après usage, empêchant toute exposition accidentelle. Une bande rouge indique son blocage.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02022910031060	31 G 6 mm	100
02022910031080	31 G 8 mm	100

Aiguille pour Stylo à Insuline



Stérile, utilisée avec le dispositif d'injection du stylo pour l'injection sous-cutanée d'insuline.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
N42003	31 G 8 mm	100
N42004	31 G 5 mm	100
N42007	32 G 4 mm	100

LANCETTES

Lancettes



Conçues pour faciliter le prélèvement sanguin. La pointe ultra-affûtée permet une pénétration aisée, tandis que le manche en plastique assure une prise en main facile du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1290210301	30 G 23 mm	100



SafetyLancets Comfort

Dispositif destiné au prélèvement de sang sur le doigt.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
700001495	30 G	200



Dispositif BD Quikheel

Dispositif sécurisé BD Quikheel™ stérile, à usage unique, pour la réalisation d'un prélèvement sur le talon des nourrissons.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368103	Néonat.	50



BD Microtainer® Contact

Lancettes sécurité BD Microtainer® Contact avec aiguille ou lame, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
366592	30 G 1,5 mm VIOLET	200



Safe Digttest plus

Lancettes sécurisées à usage unique pour prélèvement sanguin, stériles, avec activation par bouton pression.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02046100000280	28 G 1,5 mm	100
02047100000300	30 G 1,2 mm	100



Sentry

Lancettes sécurité BD Sentry™ avec aiguille, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
369523	23 G 1,8 mm VERT	100
369528	28 G 1,5 mm ORANGE	100



Seringue Pic Indolor

Sans aiguille. Luer Slip pour une connexion sécurisée. Piston avec dispositif d'arrêt en fin de course. Sans latex, ni phtalates. Pour l'administration sous-cutanée d'insuline.



RÉFÉRENCE	VOLUME	U/BOÎTE
58071000090150	1 ml	100



Seringue Magellan

Seringue 3 pièces avec bouclier de sécurité : dispositif mobile verrouillant l'aiguille après usage, activation mono-manuelle. Aiguille sertie, capuchon orange (insuline), graduation en gras, butée d'arrêt du piston.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
8881893030	30 G 8 mm 0,3 ml	500

SolM Seringue à insuline Sol-Guard

Aiguille fixe qui limite la perte de médicament grâce à un faible espace mort. Sa protection transparente coulisse pour sécuriser l'aiguille avant et après l'injection, réduisant le risque d'exposition.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
2331516SG	31 G 8 mm 0,3 ml	100
2531516SG	31 G 8 mm 0,5 ml	100
200002SG	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100
200017SG	29 G 12,5 mm 1 ml	100



Seringue standard

Les seringues à insuline Sol-Millennium® assurent la précision et le confort lors de l'administration d'insuline.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1612912B	30 G 12,5 mm 1 ml	100
1653151B	31 G 8 mm 0,5 ml	100

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1652912B	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100
1633051B	30 G 8 mm 0,3 ml	100

SolM Seringue Sol-Care®

Seringue avec aiguille jetable, apyrogène, non toxique, stérile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1000171M	29 G 12,5 mm 1 ml	100

PANSEMENTS & DASRI





Pansements pré-découpés pour injection - Rouleau



Pansement en rouleau, de couleur chair, avec compresse non-adhérente et adhésif en polyacrylate, parfait pour les soins post-injection et prélèvement, en rouleau de 250 unités.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
30625	Non stérile	250



Pansement Griplock



Pansement de fixation transparent sans suture pour CVC/ PICC, respirant et hypoallergénique, assurant une fixation stable et confortable du cathéter tout en laissant visible le point de ponction.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
3604MCS-TA-1	CATHETER ARROW	50



Pansement Statlock

Les systèmes de fixation StatLock™ offrent une alternative plus performante que la bande adhésive, améliorant les résultats cliniques, la qualité des soins et la rentabilité.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
VUPD1214CE	PST STATLOCK 12 - 14 CH	25
VUPD68CE	PST STATLOCK 6 - 8,5 CH	25
PIC0220CE	KT PICC CROISSANT- COULISSANT	50
VPPDFPCE	KT PICC PLUS CROISSANT-FIXE	50
VPPPSPCCE	KT PICC PLUS PEDIATRIE-COULISSANT	50
VUPD1012CE	UNI PLUS 10 - 12CH	25
VUPD1416CE	UNI PLUS 14 - 16CH	25
VPPCSPCE		50



Pansement hémostatique EmoSoffix



Contient un tampon en viscosité et fibres super-absorbantes qui gonfle au contact du sang et stoppe rapidement le saignement. Son support élastique et hypoallergénique convient aux peaux sensibles. Pour une efficacité optimale, presser quelques secondes sur la plaie après application.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02022595000000	38 x 38 mm	1000



Pansement Protectfilm



Pansement transparent ProtectFilm Frame : film polyuréthane imperméable, respirant et hypoallergénique, idéal pour blessures sèches ou faiblement exsudatives, et la fixation de dispositifs médicaux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PRFS100120	10 x 12 cm	50
PRFS6070	6 x 17 cm	100



Pansement Securifix



Pansement transparent stérile idéal pour fixer et protéger les sites d'insertion intraveineux (cathéters centraux ou périphériques), imperméable à l'eau et aux bactéries, respirant, confortable et durable jusqu'à 14 jours.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02022786000000	10 x 10 cm	50
02022776000000	5 x 7 cm	100



Collecteur d'aiguilles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/CARTON
ST07004	Collecteur Essentia	0,6 L
ST08008	Collecteur Essentia	1,2 L
ST07009	Collecteur Maxi	9 L
ST08020	Collecteur Pacto +	2 L
ST08030	Collecteur Pacto +	3 L
ST08045	Collecteur Pacto +	4,5 L
ST08065	Collecteur Pacto +	6,5 L
ST03821	Collecteur Pocket	0,1 L - Bouton pouss




COLLECTEURS D'AIGUILLES ET SUPPORTS



Support pour collecteurs d'aiguilles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/CARTON
ST03895-16	Support plan anti-dérivant	16
ST03895	Support ventouse pour collecteur	16

GAMME BLANCHE



**INNO
SET**

Bénéficiant de plus de 25 ans d'expertise dans l'assemblage et la stérilisation de sets de soins, Innoset est fière de vous proposer sa gamme blanche, déjà adoptée par de nombreux professionnels de santé.

Élaborée en collaboration avec des infirmiers, médecins et revendeurs, cette gamme répond aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de compétitivité. Face à son succès, nous continuons de l'étoffer pour mieux accompagner vos besoins au quotidien.

COMPRESSES NON TISSÉES - STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	CONDITIONNEMENT
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	Carton de 600 unités
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresses	Carton de 600 unités
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresses	Carton de 600 unités
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresses	Carton de 600 unités
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresses	Carton de 600 unités

COMPRESSES DE GAZE - STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	CONDITIONNEMENT
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	Carton de 300 unités
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresses	Carton de 300 unités

COMPRESSES NON TISSÉES - NON STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	CONDITIONNEMENT
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	Carton de 5000 unités
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	Carton de 5000 unités
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	Carton de 5000 unités
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	Carton de 5000 unités
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	Carton de 4000 unités
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	Carton de 2000 unités



La perfusion au cœur de notre expertise !

Innoset propose une large gamme de sets de soins, conçus en collaboration avec des professionnels de santé. Pensés pour répondre aux exigences du terrain, ils allient prix maîtrisés, qualité et sécurité, pour les soignants et les patients.

Contactez nos équipes pour en savoir plus.

BANDES DE CRÊPES

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT
INNO130016	4 M x 10 cm	Carton de 160 unités
INNO130018	4 M x 5 cm	Carton de 800 unités
INNO130019	4 M x 7 cm	Carton de 800 unités
INNO130020	4 M x 15 cm	Carton de 400 unités
INNO130021	4 M x 20 cm	Carton de 400 unités

BANDES EXTENSIBLES

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT
INNO130015	4 M x 10 cm	Carton de 160 unités
INNO130022	4 M x 5 cm	Carton de 1000 unités
INNO130023	4 M x 15 cm	Carton de 500 unités
INNO130024	3 M x 10 cm	Carton de 1000 unités

SPARADRAP MICROPORE

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT
INNO130017	5 M x 2,5 cm	Carton de 576 unités

NOS ESSENTIELS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Kelis Medical – Apotecnia vous propose un aperçu de ses essentiels pour vous accompagner dans une large panoplie de soins.

Pour découvrir l'intégralité de nos gammes, rendez-vous sur notre boutique en ligne, rubrique catalogue : www.kelis-medical.com

Une version complète du catalogue des essentiels y est également disponible.



E.P.I - PROTECTION



GANTS

EXAMEN
STÉRILE · NON STÉRILE
LATEX · NITRILE · VINYLE

CHIRURGIE
STÉRILE
LATEX · NITRILE

INTERVENTION
STÉRILE
NÉOPRÈNE



HABILLAGES

INNO
SET

CHARLOTTE
NON STÉRILE

LUNETTE DE PROTECTION
NON STÉRILE

MASQUE DE CHIRURGIE
NON STÉRILE
TYPE II · IIR · FFP2

BLOUSE DE SOIN
STÉRILE · NON STÉRILE

CASAQUE + ÉSSUIE MAINS
STÉRILE · NON STÉRILE

NOUVEAUTÉS GANTS



DÉCOUVREZ LA MARQUE DIDACTIC

ENTREPRISE FRANÇAISE
SPÉCIALISTE DU GANT À USAGE UNIQUE
PRODUITS CONFORMES AUX NORMES EU-MDR
JUSQU'À 30% MOINS CHER

NOUVEAUTÉS E.P.I.

INNO
SET

HANDYCLEAN DEVIENT INNOSET

UNE GAMME PLUS COMPLÈTE
DES TARIFS PLUS COMPÉTITIFS

NUTRITION ENTÉRALE



BOUTONS DE GASTROSTOMIE

AVEC OU SANS BALLONNET



LIGNES D'ALIMENTATION ENTÉRALE

À ANGLE DROIT



SONDES NASOGASTRIQUES

SONDE D'ALIMENTATION · LEVIN
SONDE DE VIDANGE · SALEM



SONDES DE GASTROSTOMIE

100% SILICONE · 3 VOIES



POMPES DE NUTRITION

FIXE OU AMBULATOIRE

Accessoires et pièces de rechange disponibles sur notre site internet ou via commande par e-mail.



ACCESSOIRES POUR POMPES

TUBULURE POUR POMPE
MINI SAC À DOS



PROLONGATEURS GASTROSTOMIE

ENFIT · STÉRILE
ANGLE Y
BOLUS
NUTRIPORT



SERINGUES DE NUTRITION

ENFIT
1 ml · 5 ml · 10 ml · 20 ml · 60 ml

BLOC & ANESTHÉSIE



BISTOURIS

SÉCURISÉ · NON SÉCURISÉ
TAILLE 10 À 24



LÂMES BISTOURIS

EMBOUT ÉTROIT
EMBOUT LARGE
LAME "FINE"



MANCHES BISTOURIS

POUR EMBOUT ÉTROIT
POUR EMBOUT LARGE
POUR LAME "FINE"



PINCES ÔTE-AGRAFES

NOUVEAUTÉS INSTRUMENTS



DÉCOUVREZ LA MARQUE BASTOS

TECHNOLOGIE BIOCOMPATIBLE
LÉGERS, ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES
PLUS DE 20 RÉFÉRENCES DISPONIBLES



FILS DE SUTURE

RÉSORBABLES
NON RÉSORBABLES



POSE-AGRAFES

STÉRILE



LAMES COUPE-SUTURES

UROLOGIE



SONDES DE FOLEY

SÉCURISÉE · NON SÉCURISÉE
100% SILICONE
LATEX SILICONÉ



SONDES DE FOLEY PRÉCONNECTÉES

100% SILICONE



POCHES

POCHE URINAIRE
POCHE DE RÉCUPÉRATION
STÉRILE · NON STÉRILE



CROCHETS



TUBULURES D'IRRIGATION



FOSSETS POUR SONDES VÉSICALES



CONTENANTS

COLLECTEUR D'URINE
BASSIN DE LIT ET CHAISE
HARICOT



GÉLIFIANTS POUR CONTENANTS

LA MARQUE APOTECNIA

**APO
TECNIA**

Importateur de dispositifs médicaux à usage unique depuis plus de 40 ans, Kelis Medical - Apotecnia devient aussi une marque distributeur.

Notre ambition : vous proposer des produits de qualité supérieure à prix compétitifs. Pour cela, nous menons un sourcing rigoureux, conforme aux normes européennes, et faisons tester chaque produit par des professionnels de santé afin de garantir leur fiabilité au quotidien.

Apotecnia, c'est l'engagement d'aller toujours plus loin et la garantie d'un prix juste, sans compromis sur la qualité !

NURSING



INNO
SET

**GANTS DE
TOILETTE**



APO
TECNIA

RASOIRS



**COMPRIMÉS
EFFERVESCENTS**



**SÉRUM
PHYSIOLOGIQUE**



BÂTONNETS



INNO
SET

BAVOIRS



**THERMOMÈTRES
TYMPANIQUE**

RESPIRATOIRE



APO
TECNIA

MASQUES À O₂
ADULTE · PÉDIATRIQUE
HAUTE OU MOYENNE
CONCENTRATION



APO
TECNIA

LUNETTES O₂
ADULTE · PÉDIATRIQUE
NOURRISSON
HAUTE OU MOYENNE
CONCENTRATION



APO
TECNIA

NÉBULISEURS
ADULTE · PÉDIATRIQUE
6ML · 8ML



TUBULURES O₂



**CHEMISES INTERNES
ET CANULES DE
SHILEY**



**SONDES D'ASPIRATION
BICAKCILAR**



**MASQUES
AÉROSOL**



**HUMIDIFICATEURS
POUR AQUAPAK**

NOS SERVICES EN LIGNE

Le site internet Kelis Medical - Apotecnia est votre partenaire privilégié, offrant un portail complet qui vous donne accès à :

-  Votre espace client personnalisé
-  Notre boutique en ligne
-  Les dernières promotions exclusives
-  Les actualités du groupe
-  Les nouveautés produits
-  Le téléchargement de fiches techniques
-  Nos catalogues numériques



ESPACE CLIENT



Une fois votre code d'accès reçu, connectez-vous à votre espace client pour consulter vos informations personnelles, votre historique de commandes et vos favoris.

DERNIÈRES ACTUALITÉS

Disponible sur la page d'accueil, cet espace vous permet de rester à jour sur les dernières évolutions, les lancements de produits, les promotions spéciales, et bien plus encore.

Avec cette rubrique, vous serez toujours parmi les premiers informés des nouveautés et opportunités à ne pas manquer chez Kelis Medical - Apotecnia !



BOUTIQUE EN LIGNE



La boutique vous propose un accès complet à l'ensemble de nos produits, organisés par catégories. Le stock est régulièrement actualisé, avec des promotions disponibles tout au long de l'année. Une barre de recherche avancée vous permet de trouver facilement un article par son nom ou sa référence.

Veuillez noter que toute commande sur le site www.kelis-medical.com valide automatiquement nos conditions générales de vente.

PAGE PRODUIT

Lorsque vous sélectionnez un article, vous accédez directement à sa fiche produit, avec la possibilité de télécharger la fiche technique sans avoir à contacter notre service client.

Document(s) à télécharger




Accéder à la fiche technique d'un produit ou à de la documentation complémentaire.

Ajouter un article aux favoris



Pratique pour gagner du temps lors de vos prochaines commandes.



KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET NOS CATALOGUES THÉMATIQUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM



SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE
75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA
840 Rue de l'Hers
31750, ESCALQUENS

CONTACTEZ-NOUS

 servicclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon