

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **NURSING**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.



SOMMAIRE

04

TOILETTE DU PATIENT

Gants de toilette	04
Rasoir 1 lame	04
Essuie-mains Airlaid	04
Bavoir	04

05

SOINS DE BOUCHE ET DE NEZ

Bâtonnet	05
Comprimé Bicarome imprégné	05
Dosettes de sérum physiologique	05
Kit d'examen dentaire	05

06

THERMOTHÉRAPIE

Bombe de froid	06
Poche de glace non tissée Fast Ice	06
Poche de glace	06
Bouillote en caoutchouc	06

07

THERMOMETRES ET ACCESSOIRES

Thermomètre tympanique	07
Vérificateur - calibrateur de thermomètre	07
Couvre sonde pour thermomètre Genius	07

GELIFIANTS POUR CONTENANT

Poudre gélifiante SAP	07
-----------------------------	----

TOILETTE DU PATIENT

INNO
SET

GANTS DE TOILETTE



Kelis Medical se modernise et dynamise son image avec des produits et des packaging ancrés dans l'air du temps.

LES AVANTAGES DES GANTS DE TOILETTE INNOSET :

- Emballage en carton : Plus responsable pour l'environnement
- Qualité : Molletonné, résistant et facilement jetable
- Reconnu : Produit phare adopté par de nombreux professionnels de la santé

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
INNO50001	GANTS BORDS COUSUS - 75G/M²	100

APO
TECNIA

RASOIR 1 LAME

Rasoir jetable équipé d'une lame en acier inoxydable sans bande lubrifiant.

Ces rasoirs offrent une coupe nette et précise tout en garantissant une hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO5001	RASOIR 1 LAME	100

INNO
SET

ESSUIE-MAINS AIRLAID



Essuie-mains blanc à usage unique, fabriqué en ouate Airlaid. Idéal pour le séchage des mains ou le nettoyage des surfaces en milieux médicaux. Il offre une alternative hygiénique et résistante aux papiers traditionnels.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
INNO100004	ESSUI MAINS AIRLAID 20X30CM	1200

LABORATOIRES
BAYOIR

BAVOIR

Bavoir avec poche de recueil en ouate de cellulose est imperméable. 3 plis.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
199222A	BAVOIR 38X70CM + POCHE 11CM	600



SOINS DE BOUCHE ET DE NEZ

**BÂTONNET**

Conçu pour l'hygiène des bouches saines. Sa mousse en polyuréthane, expansée sans agents chimiques, ne se fragmente pas. Collage renforcé pour une haute résistance à la traction.

EN PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104PI	BATO PLAST MOUSSE CONE - IMPR BICAR	100
CV203P	BATO PLAST MOUSSE CONE GRAND	10 (sachet)
C104P	BATO PLAST MOUSSE CONE PETIT	100
C106P	BATO PLAST MOUSSE DENTS	100
C105P	BATO PLAST MOUSSE ETOILE	100
CLAN01	BATO PLAST MOUSSE GRAT LANG	100
2512015	BATO PLAST OUATE - IMPR GLYCE	300

EN BOIS

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104	MOUSSE CONE PETIT	100
C103	MOUSSE CONE GRAND	100
C106	BATO BOIS MOUSSE DENTS	100
CV205	BATO BOIS MOUSSE ETOILE	10 (sachet)

**COMPRIMÉ BICAROME IMPRÉGNÉ**

Solution buccale effervescente à base de bicarbonate de sodium, les comprimés Bicarôme permettent d'obtenir une préparation pour soin de bouche. Le bicarbonate de sodium permet une correction du PH de la bouche.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
SCD45	MENTHOL (VERT)	100

**DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE**

La solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable. Présenté en unidose, la solution de chlorure de sodium stérile à 0.9% est hygiénique et permet facilité et sécurité d'emploi.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
626663	DOSETTES SERUM PHY 5ML	40
626725	DOSETTES SERUM PHY 10ML	30
612876	DOSETTES SERUM PHY 50ML	32

**KIT D'EXAMEN DENTAIRE**

Kit d'examen stérile à usage unique composé de 3 instruments.

- Un miroir avec spatule à malaxer
- Une sonde avec brunissoir et spatule de bouche
- Une précelle avec brunissoir et spatule de bouche

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
L13002	KIT DENTAIRE	200



THERMOTHERAPIE


MTD
 Medical Technology and Devices
BOMBE DE FROID

Spray cryogène prêt à l'emploi, soulage immédiatement la douleur, limite les bleus et œdèmes, et réduit le gonflement grâce à son action réfrigérante directe.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
02022246000000	BOMBE FROID 400ML	6

MTD
 Medical Technology and Devices
POCHE DE GLACE NON TISSÉE FAST ICE

Pack de glace instantanée à usage unique, prêt à l'emploi, activable par simple pression, conservant le froid à 0 °C pendant environ 30 minutes. Idéal en toutes circonstances.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
02012260100000	POCHE GLACE NT FAST ICE - 13.5X18CM	2


Ansell
POCHE DE GLACE NON TISSÉE FAST ICE

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1031600B	POCHE GLACE PETIT MODEL	25
1031700C	POCHE GLACE GRAND MODEL	25

MTD
 Medical Technology and Devices
BOUILLLOTTE EN CAOUTCHOUC

Bouillotte en caoutchouc naturel et PVC, avec bouchon étanche renforcé, conçue pour diffuser la chaleur progressivement et soulager les douleurs musculaires durablement.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
02012409100000	BOUILLLOTTE CAOUTCHOUC AVEC HOUSE	1



THERMOMETRES ET ACCESSOIRES



CardinalHealth™

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE

Thermomètre à sonde effilée avec technologie Peak Select pour une lecture rapide (1-2 sec) et précise (+/-0,3 °C). Écran programmable, bouton °C/°F, minuteur intégré, housses jetables pour limiter les contaminations, et autonomie jusqu'à 15 000 prises.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303013	THERMO TYMPANIQUE GENIUS3	1



CardinalHealth™

VÉRIFICATEUR - CALIBRATEUR DE THERMOMÈTRE

Le Genius™ Checker/Calibrator vérifie et recalibre automatiquement les thermomètres tympaniques Genius™ 2 et Genius™ 3, générant un rapport de test exportable sur clé USB. Équipé de deux cibles infrarouge à température contrôlée simulant l'oreille humaine.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303097	VERIF CALIBRATEUR GENIUS2 + 3 (POST 2011)	1



CardinalHealth™

COUVRE SONDE POUR THERMOMÈTRE GENIUS

Couvercles de sonde jetables en plastique rigide lisse avec membrane transparente, fournis en cassettes de 16 s'adaptant à la base des thermomètres. Application et éjection sans contact pour une hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303030	COUVRE SDE THERMOMETRE GENIUS	96

GELIFIANTS POUR CONTENANT



POUDRE GÉLIFIANTE SAP

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08101	BOUTEILLE	100
08100	SACHET 6G	100



KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

✉ serviceclient@kelis-medical.com

☎ 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon