

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **KELIS MEDICAL**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

LA CULTURE DU SOIN

ÉDITO

Depuis plus de quarante ans, nous avons bâti notre réputation sur une gamme étendue de dispositifs médicaux à usage unique, sur une sélection rigoureuse de produits et sur l'efficacité de notre logistique.

Partageant les valeurs et les exigences des professionnels de santé, nous sommes à même de proposer des produits de qualité adaptés à l'évolution des pratiques de soins, de conseiller et de former à l'utilisation des dispositifs médicaux pour garantir aux patients les meilleures conditions de sécurité et de confort.

L'acquisition de Kelis Médical par Lavorel Medicare, historiquement spécialisé dans la prise en charge de patients à domicile, constitue un véritable atout pour comprendre les attentes de nos clients "Professionnels de Santé". Ce rapprochement a permis de renforcer nos domaines de compétences en Perfusion et Nutrition Entérale.

Forts de nos expériences dans le secteur médical et de notre culture du soin, nous nous engageons à donner entière satisfaction aux utilisateurs et à nos clients.

La direction générale et ses équipes

SOMMAIRE

06

PROTECTION - E.P.I.

Gants d'examen	07
Gants d'intervention	09
Gants de chirurgie	10
Habillages et protections.....	13

15

PERFUSION

Cathéters veineux périphériques	16
Aiguilles de Huber - chambre implantable	19
Microperfuseurs	20
Perfuseurs	20
Transfuseur	20
Prolongateurs de perfusion et robinets	21
Valves bidirectionnelles	22
Bouchons	22

23

INJECTION

Aiguilles de transfert	24
Aiguilles pour injection	25
Seringues sans aiguille	26
Seringues avec aiguille	28
Seringues pré-remplies	29

30

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Aiguilles de prélèvement	31
Unités de prélèvement sécurisées	32
Adaptateurs et corps de prélèvement	33
Seringues de mesure des gaz du sang.....	33
Consommables pour prélèvement veineux sanguins	34

36

DIABÈTE

Aiguilles pour stylo	37
Lancettes	37
Seringues à insuline	38

39

SOINS DE PLAIES

Compresses	40
Bandes et sparadraps	41
Pansements	42
Petites instrumentations	43

SOMMAIRE

48

PROTECTION - E.P.I.

Toilette du patient	49
Soins de bouche et de nez	50
Thermothérapie	51
Thermomètres et accessoires	52
Gélifiants pour contenant	52

53

NUTRITION ENTÉRALE

Seringues de nutrition	54
Gastrostomies	55
Pompes de nutrition enterale et tubulures	58
Thermomètres et accessoires	52

60

UROLOGIE

Poches et sondes urinaires	61
Accessoires urinaires	63

65

RESPIRATOIRE

Aspirateurs	66
Diagnostics et surveillances	67
Nébulisations	67
Oxygénothérapies	68
Trachéotomies	70

72

GYNÉCOLOGIE

Speculum	73
----------------	----

PROTECTION - E.P.I.



GANTS D'EXAMEN

GANTS D'EXAMEN POLYSEM EN LATEX - BOÎTE DE 100 UNITÉS



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm

Taille 5 / 6

REF. GLNP56

Taille 6 / 7

REF. GLNP67

Taille 7 / 8

REF. GLNP78

Taille 8 / 9

REF. GLNP89

Taille 9 / 10

REF. GLNP910

Utilisation :

Tout acte non stérile nécessitant une protection renforcée.

Stérile :

Matière : Latex

Couleur : Crème

GANTS D'EXAMEN POLYSEM EN VINYLE - BOÎTE DE 150 UNITÉS



Gants d'examen en vinyle non poudrés, solution économique pour les soins courants à faible risque. Assurent un bon confort d'utilisation. Idéals pour les actes courts et non invasifs.

- Sans poudre, ni latex : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Lisse



Taille 6.5 / 7

REF. GVA1200PM

Taille 7.5 / 8

REF. GVB1200PM

Taille 8.5 / 9

REF. GVC1200PM

Taille 9 / 10

REF. GVD1200PM

Utilisation :

Soins simples nécessitant une étanchéité bactériologique.

Stérile :

Matière : Vinyle

Couleur : Translucide

GANTS D'EXAMEN POLYSEM EN NITRILE - BOÎTE DE 100 UNITÉS



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Micro-texturée pour une meilleure préhension

Taille 5 / 6

REF. GN100NP56

Taille 6 / 7

REF. GN100NP67

Taille 7 / 8

REF. GN100NP78

Taille 8 / 9

REF. GN100NP89

Taille 9 / 10

REF. GN100NP910

Utilisation :

Tout acte non stérile incluant les soins médicaux, la manipulation de produits chimiques ou cytostatiques, et le contact alimentaire limité.

Stérile :

Matière : Nitrile synthétique

Couleur : Bleu lavande

GANTS MICROTOUCH® NITRATEx - BOÎTE DE 100 UNITÉS



Gants d'examen conçus et fabriqués pour répondre aux besoins en matière de protection face aux risques rencontrés par les équipes hospitalières, les techniciens ambulanciers, le personnel soignant et les praticiens privés dans leur environnement quotidien.

Disponible en 2 versions

Microtouch Nitratex : Manche courte 240 mm

Microtouch Nitratex EP : Manche longue 240 mm



Nitratex	Taille 5.5 / 6 REF. 700111	Taille 6.5 / 7 REF. 700112	Taille 7.5 / 8 REF. 700113	Taille 8.5 / 9 REF. 700114	Taille 9.5 / 10 REF. 700115
	Taille 5.5 / 6 REF. 700121	Taille 6.5 / 7 REF. 700122	Taille 7.5 / 8 REF. 700123	Taille 8.5 / 9 REF. 700124	Taille 9.5 / 10 REF. 700125
Nitratex EP					

Utilisation :

Tout acte non stérile nécessitant une protection renforcée.

Nitratex manche courte avec accélérateurs - Usage standard / soins généraux

Nitratex EP manche courte avec accélérateurs - Protection renforcée / soins à risque / chimio

Stérile : ❌

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu clair ●

GANTS MICROTOUCH® NITRAFReE - BOÎTE DE 100 UNITÉS



Gant d'examen en nitrile, non poudré conçu pour minimiser les allergies aux produits chimiques de type IV.

- Protection contre les allergies au latex de type I
- Minimisation des allergies aux produits chimiques de type IV
- Résistance à différents agents de chimiothérapie*

Disponible en 2 versions

Nitrafree : Rose

Nitrile accelerator-Free : Bleu



Nitrafree	Taille 5.5 / 6 REF. 6034510	Taille 6.5 / 7 REF. 6034511	Taille 7.5 / 8 REF. 6034512	Taille 8.5 / 9 REF. 6034513
		Taille 8.5/9 REF. 700104	Taille 9.5 / 10 REF. 700105	
Nitrile accelerator-Free				

Utilisation :

Tout acte non stérile nécessitant une protection renforcée.

Le Nitrafree rose, plus souple, est adapté aux services sensibles.

Le bleu, plus standard, convient à un usage polyvalent.

Stérile : ❌

Matière : Nitrile

Couleur : Rose ● Bleu ●

GANTS D'INTERVENTION

GANTS D'INTERVENTION ET DE CHIRURGIE EN LATEX - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Latex naturel, sans poudre : pour limiter les risques d'allergies liés aux poudres
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille



Taille 5.5

REF. GLNPCHIR2055

Taille 6

REF. GLNPCHIR2060

Taille 6.5

REF. GLNPCHIR2065

Taille 7

REF. GLNPCHIR2070

Taille 7.5

REF. GLNPCHIR2075

Taille 8

REF. GLNPCHIR2080

Taille 8.5

REF. GLNPCHIR2085

Taille 9

REF. GLNPCHIR2090

Utilisation :

Actes stériles de courte durée nécessitant précision, confort et sécurité.

Stérile :

Matière : Nitrile

Couleur : Crème ●

GANTS D'INTERVENTION ET DE CHIRURGIE EN NITRILE - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Nitrile sans latex, sans poudre – Hypoallergénique
- Sans accélérateurs de vulcanisation – Zéro allergène sensibilisant connu
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille



Taille 5.5

REF. GNNPCHIR2055

Taille 6

REF. GNNPCHIR2060

Taille 6.5

REF. GNNPCHIR2065

Taille 7

REF. GNNPCHIR2070

Taille 7.5

REF. GNNPCHIR2075

Taille 8

REF. GNNPCHIR2080

Taille 8.5

REF. GNNPCHIR2085

Taille 9

REF. GNNPCHIR2090

Utilisation :

Actes stériles de courte durée nécessitant précision, confort et sécurité.

Stérile :

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu lavande ●

GANTS DE CHIRURGIE

GANTS MEDI-GRIP® LATEX STANDARD - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Gant chirurgical en latex non poudré avec finition micro-adhésivée pour une préhension sûre.

- Finition microtexturée : Prise en main sûre de l'instrument pour une manipulation en toute confiance
- Conception anatomique de la main : Excellente tenue et sensation pour minimiser la fatigue de la main
- Formulation souple : Confort et dextérité idéaux tout au long de l'utilisation du gant
- Longueur de la manchette : ~ 285 mm

Taille 5.5

REF. 330200755

Taille 6

REF. 330200760

Taille 6.5

REF. 330200765

Taille 7

REF. 330200770

Taille 7.5

REF. 330200775

Taille 8

REF. 330200780

Taille 8.5

REF. 330200785

Taille 9

REF. 330200790

Utilisation :

Actes stériles de courte durée nécessitant précision, confort et sécurité.

Stérile :

Matière : Latex

Couleur : Blanc

GANTS ENCORE® LATEX TEXTURED - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Gants chirurgicaux avec surface entièrement texturée, conçus pour offrir une excellente prise en main.

- Micro thin : Produit jusqu'à 20 % plus fin que d'autres gants ENCORE standard
- Surface : entièrement texturée pour une prise en main sécurisée des instruments, même en milieu humide.
- Longueur de la manchette : ~ 292 mm



Taille 5.5

REF. 330101055

Taille 6

REF. 330101060

Taille 6.5

REF. 330101065

Taille 7

REF. 330101070

Taille 7.5

REF. 330101075

Taille 8

REF. 330101080

Taille 8.5

REF. 330101085

Taille 9

REF. 330101090

Utilisation :

Tout acte chirurgicales nécessitant une prise ferme et une bonne sensibilité, même dans des conditions exigeantes.

Stérile :

Matière : Latex

Couleur : Blanc

Technologie :

- DERMASHIELD™ : Revêtement intérieur qui facilite l'enfilage des gants sur des mains humides.
- SUREFIT™ : Maintient un ajustement sûr et confortable au poignet, empêchant les gants de glisser.

GANTS ENCORE® LATEX MICRO - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Les micro-gants chirurgicaux sans latex et sans poudre offrent une sensibilité tactile et une dextérité exceptionnelles.

- **Micro thin** : Produit jusqu'à 20 % plus fin que d'autres gants ENCORE standard
- **Couleur brune** : réduit l'éblouissement des éclairages chirurgicaux brillants pour éviter la fatigue oculaire
- **Surface** : finition lisse et microtexturée
- **Longueur de la manchette** : ~ 297 mm

<p>Taille 6 REF. 330104060</p>	<p>Taille 6.5 REF. 330104065</p>	<p>Taille 7 REF. 330104070</p>
<p>Taille 7.5 REF. 330104075</p>	<p>Taille 8 REF. 330104080</p>	<p>Taille 8.5 REF. 330104085</p>

Utilisation :

Tout acte stérile nécessitant une sensibilité accrue.

- Stérile :
- Matière : Latex
- Couleur : Marron ●

Technologie :

- **A.R.T™** : Assure une résistance renforcée aux produits chimiques et agents pathogènes.
- **DERMASHIELD™** : Revêtement intérieur qui facilite l'enfilage des gants sur des mains humides.
- **SUREFIT™** : Maintient un ajustement sûr et confortable au poignet, empêchant les gants de glisser.

GANTS GAMMEX® LATEX - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Gant chirurgical en latex non poudré associant confort, protection et sensibilité tactile à un degré sans précédent.

- Gant chirurgical ultrasouple offrant une grande sensibilité tactile tout en étant robuste
- Confort et ajustement accrus contribuant à réduire la fatigue des mains
- Extrémité des doigts profilée améliorant la sensibilité tactile
- Résistance à différents agents de chimiothérapie et à un large éventail de substances chimiques
- Longueur de la manchette : ~ 290 mm



<p>Taille 5.5 REF. 330048055</p>	<p>Taille 6 REF. 330048060</p>	<p>Taille 6.5 REF. 330048065</p>	<p>Taille 7 REF. 330048070</p>	<p>Taille 7.5 REF. 330048075</p>
<p>Taille 8 REF. 330048080</p>	<p>Taille 8.5 REF. 330048085</p>	<p>Taille 9 REF. 330048090</p>	<p>Taille 9.5 REF. 330048095</p>	

Utilisation :

Tout acte stérile nécessitant une protection optimale et supérieure.

- Stérile :
- Matière : Latex
- Couleur : Blanc ●

Technologie :

- **A.R.T™** : Assure une résistance renforcée aux produits chimiques et agents pathogènes.
- **DERMASHIELD™** : Revêtement intérieur qui facilite l'enfilage des gants sur des mains humides.
- **ERGOFORM™** : Conçue pour réduire la fatigue musculaire en facilitant les mouvements naturels.
- **PEARL™** : Finition lisse et satinée, améliorant la prise en main tout en réduisant la fatigue des mains.
- **SUREFIT™** : Maintient un ajustement sûr et confortable au poignet, empêchant les gants de glisser.

GANTS GAMMEX® NON-LATEX PI MICRO - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Gant chirurgical en polyisoprène respectueux de la peau offrant une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles pour une grande finesse chirurgicale

- Formule non sensibilisante : Aucun risque connu de dermatite allergique de contact.
- Lisse avec finition microtexturée : prise en main sûre des instruments chirurgicaux
- Longueur de la manchette : ~ 306 mm

Taille 6
REF. 340057060

Taille 6.5
REF. 340057065

Taille 7
REF. 340057070

Taille 7.5
REF. 340057075

Taille 8
REF. 340057080

Taille 8.5
REF. 340057085

Taille 9
REF. 340057090

Utilisation :

Tout acte stérile nécessitant une sensibilité accrue.

Stérile :

Matière : Latex PI

Couleur : Blanc

Technologie :

- **A.R.T™** : Assure une résistance renforcée aux produits chimiques et agents pathogènes.
- **DERMASHIELD™** : Revêtement intérieur qui facilite l'enfilage des gants sur des mains humides.
- **PI-KARE™** : Élimine les accélérateurs chimiques dans les gants en polyisoprène, réduisant le risque d'allergies cutanées
- **SUREFIT™** : Maintient un ajustement sûr et confortable au poignet, empêchant les gants de glisser.

GANTS GAMMEX® NON-LATEX SENSITIVE - BOÎTE DE 50 UNITÉS



Gant chirurgical en néoprène sans accélérateurs chimiques pour une protection avancée contre les allergies et une totale tranquillité d'esprit.

- Sans latex et absence totale d'accélérateurs chimiques
- Manchette plus longue assurant une protection renforcée
- Préhension et manipulation optimales des instruments
- Résistance à différents agents de chimiothérapie et à un large éventail de substances chimiques
- Longueur de la manchette : ~ 290 mm



Taille 5.5
REF. 340006055

Taille 5.5
REF. 340007055

Taille 6
REF. 340007060

Taille 6.5
REF. 340007065

Taille 7
REF. 340007070

Taille 7.5
REF. 340007075

Taille 8
REF. 340007080

Taille 8.5
REF. 340007085

Taille 9
REF. 340007090

Taille 9.5
REF. 330048095

Utilisation :

Tout acte stérile nécessitant une protection optimale et supérieure.

Stérile :

Matière : Polychloroprène

Couleur : Vert

Technologie :

- **SENSOPRENE™** : Formulation exclusive alliant finesse et résistance sans compromis sur le confort.
- **DERMASHIELD™** : Revêtement intérieur qui facilite l'enfilage des gants sur des mains humides.
- **SUREFIT™** : Maintient un ajustement sûr et confortable au poignet, empêchant les gants de glisser.

HABILLAGE ET PROTECTION

BLOUSE DE PROTECTION

Blouses conçues pour protéger contre les projections, particules et contaminants, préviennent les contaminations croisées et réduisent les risques d'infection, assurant un environnement sûr pour les professionnels de santé.



INNO
SET

HPI001

Boite de 40 UVC

BLOUSE BLEU | STÉRILE

INNO100001

Boite de 100 UVC

BLOUSE BLEU | NON STÉRILE

CHARLOTTE MÉDICALE



Conçue pour une protection efficace en milieu médical, cette charlotte blanche à usage unique est fabriquée en non-tissé léger (12 g/m²) et dotée d'un élastique rond sans latex. Facile à déployer (500 x 440 mm une fois ouverte)

INNO100003

Boite de 100 UVC

CHARLOTTE | BLANCHE

INNO
SET

MASQUE CHIRURGICAL DE TYPE II

Réduit la diffusion de gouttelettes contaminées vers les personnes proches du porteur et protège ce dernier contre les agents infectieux transmis par les gouttelettes (toux, éternuements, projections de salive...).




INNO
SET

INNO100002

Boite de 1000 UVC

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II | ADULTE

LUNETTES DE PROTECTION SAFEVIEW



Utiliser dans un environnement où des risques de projection subsistent. Le confort associé au design font de Safeview la solution idéale pour la protection des yeux.

SV100F

Boite de 100 UVC

MONTURE | SAFEVIEW

SV250L


Boite de 250 UVC

VISIÈRE | SAFEVIEW

Ansell

TABLIER DE PROTECTION NON TISSÉ

Tablier de protection multi-usage en non tissé, attaches par liens. Respirable, agréable et léger à porter tout en résistant à la déchirure. Il s'adapte à tous types de morphologies.




417513

Boite de 50 UVC

TABLIER TURQUOISE | 75 x 130 CM

CHAMP DE SOINS OUATE STÉRILE



Champ stérile à usage unique, composé d'une feuille de tissu vierge laminée à un film PE bleu. Conçu pour protéger le patient et la surface d'examen lors de soins non chirurgicaux, en prévenant les souillures et les contaminations croisées

INNO13

Boite de 210 UVC

CHAMP STÉRILE | 38 x 45 CM

INNO35

Boite de 210 UVC

CHAMP STÉRILE | 45 x 50 CM

SET D'HABILLAGE



- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Blouse de soins
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)



HA-HAB-01

Boite de 25 UVC

SET DE SOIN | HABILLAGE

SET D'HABILLAGE AVEC COMPRESSES




- 1 Blouse de soins
- 1 Masque Type II
- 2 Charlottes
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresse Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

071317VAR

Boite de 25 UVC

SET DE SOIN | HABILLAGE AVEC COMPRESSES

PERFUSION



CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES

NON SÉCURISÉS SANS SITE D'INJECTION



BD Cathéter Insyte

Cathéter droit avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™ (polyuréthane) - Chambre de visualisation du reflux sanguin.

AVEC AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381357	16 G 45 mm	50	
381344	18 G 30 mm	50	
381347	18 G 48 mm	50	
381334	20 G 30 mm	50	
381337	20 G 48 mm	50	
381323	22 G 25 mm	50	
381312	24 G 19 mm	50	

SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381267	14 G 45 mm	50	
381257	16 G 45 mm	50	
381244	18 G 30 mm	50	
381247	18 G 48 mm	50	
381234	20 G 30 mm	50	
381237	20 G 48 mm	50	
381223	22 G 25 mm	50	
381212	24 G 19 mm	50	

BD Cathéter BD Insyte-N™

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381311	24 G 14 mm	50

SANS AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381211	24 G 14 mm	50

Cathéter droit pour petites veines adapté pour la pédiatrie. Avec ou sans ailettes. Canule en BD Vialon™ (polyuréthane). Chambre de visualisation du reflux sanguin.



BD Cathéter BD Angiocath™

Le cathéter BD Angiocath est destiné au cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Il permet une ponction sûre et minimise les risques de traumatismes veineux.

Ce cathéter court sans ailettes est radio-opaque. Canule en Téflon.



SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
382287	10 G 76 mm	10	
382277	12 G 76 mm	10	
382269	14 G 133 mm	10	
381164	14 G 30 mm	50	
381167	14 G 48 mm	50	
382268	14 G 83 mm	10	
382259	16 G 133 mm	10	
381154	16 G 30 mm	50	

SANS AILETTES			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
381157	16 G 48 mm	50	
382258	16 G 83 mm	10	
381144	18 G 30 mm	50	
381147	18 G 48 mm	50	
381134	20 G 30 mm	50	
381137	20 G 48 mm	50	
381123	22 G 25 mm	50	
381112	24 G 19 mm	50	

NON SÉCURISÉS AVEC SITE D'INJECTION

BD Cathéter BD Venflon™ 2

Cathéter court avec obturateur pour accès veineux périphérique : réhydratation, nutrition, transfusion, perfusion. Valve unidirectionnelle pour injection sans aiguille.

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
391451	22 G 25 mm	50



BD Cathéter BD Flash

Cathéter court avec obturateur pour accès veineux périphérique : réhydratation, nutrition, transfusion, perfusion. Indicateur de reflux sanguin visible pour confirmation rapide de la pose.

AVEC AILETTES		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
391891	22 G 25 mm	50



Note : Le Venflon™ 2 intègre une valve d'injection, le Venflon™ Flash une chambre de visualisation du reflux.

SÉCURISÉS SANS SITE D'INJECTION

Cathéter Insyte Autoguard™

SANS AILETTES

SÉCURISÉ

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381854	16 G 30 mm	50
381844	18 G 30 mm	50
381847	18 G 48 mm	50
381833	20 G 25 mm	50
381834	20 G 30 mm	50
381837	20 G 48 mm	50
381823	22 G 25 mm	50
381812	24 G 19 mm	50

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381954	16 G 30 mm	50
381944	18 G 30 mm	50
381947	18 G 48 mm	50
381933	20 G 25 mm	50
381934	20 G 30 mm	50
381937	20 G 48 mm	50
381923	22 G 25 mm	50
381912	24 G 19 mm	50

Cathéter droit de sécurité pour cathétérisme veineux périphérique : perfusion, transfusion et injection IV.

Système BD Autoguard : sécurité automatique contre les piqûres accidentelles.

Canule en BD Vialon s'assouplissant à la chaleur corporelle. Chambre de visualisation, préhension ergonomique et poussoir pour une insertion facilitée.



Alternative : Cathéter True Safe W | Neotec

Cathéter Insyte-N Autoguard™

Cathéter droit pour petites veines adapté pour la pédiatrie.

Utilisable pour le cathétérisme veineux périphérique, perfusion, transfusion et injection IV. En BD Vialon, il facilite l'insertion et résiste à la plicature, limitant phlébites et infiltrations. Équipé d'un verrouillage automatique et irréversible de l'aiguille.



AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381911	24 G 14 mm	50

SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381811	24 G 14 mm	50

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSTU31832	18 G 32 mm	50
NMSTU31845	18 G 45 mm	50
NMSTU32025	20 G 25 mm	50
NMSTU32032	20 G 32 mm	50
NMSTU32219	22 G 19 mm	50
NMSTU32225	22 G 25 mm	50
NMSTU32419	24 G 19 mm	50



Cathéter True Safe W

Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) utilisé pour l'accès intraveineux périphérique, tandis que la fonction de prévention anti-piqûre élimine le risque de blessure accidentelle par piqûre d'aiguille pour le patient et le professionnel de santé lors de l'utilisation de ce dispositif.



AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
386910	16 G 32 mm	30
386911	16 G 51 mm	30
386808	18 G 32 mm	30
386809	18 G 51 mm	30
386810	20 G 25 mm	30

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
386811	20 G 32 mm	30
386812	20 G 51 mm	30
386813	22 G 25 mm	30
386814	22 G 19 mm	30
386815	24 G 19 mm	30




Cathéter BD Cathena™

Pour cathétérisme veineux périphérique : perfusion, transfusion et injections IV. Technologie Multiguard™ : sécurité irréversible de l'aiguille et arrêt du reflux (sauf 16G et 24G sans Multiguard™). Compatible avec des pressions jusqu'à 325 psi (2240 kPa).



Cathéter Real Safety

Cathéter court intraveineux de sécurité, dispositif médical de Classe IIa (MDD/93/42/EEC), utilisé pour l'accès intraveineux périphérique. Fonction de prévention anti-piqûre éliminant le risque de blessure accidentelle pour le patient et les professionnels de santé.



SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU1445	14 G 45 mm	30
NMSPTU1630	16 G 30 mm	30
NMSPTU1645	16 G 45 mm	30
NMSPTU1830	18 G 30 mm	30
NMSPTU1848	18 G 48 mm	30
NMSPTU2025	20 G 25 mm	50

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU2030	20 G 30 mm	30
NMSPTU2048	20 G 48 mm	30
NMSPTU2225	22 G 25 mm	30
NMSPTU2414	24 G 14 mm	30
NMSPTU2419	24 G 19 mm	30

Cathéter BD Insyte Autoguard™ Blood Control

Les cathéters BD Insyte Autoguard Blood Control sont conçus pour les perfusions, transfusions ou injections intraveineuses. Résistants, ils intègrent une technologie anti-reflux qui réduit jusqu'à 95 % le risque d'exposition au sang du patient. Fabriqués en BD Vialon, un matériau qui s'assouplit jusqu'à 70 % dans la veine, ils permettent un cathétérisme de longue durée.



SANS AILETTES				BLOOD CONTROL		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE					
381054	16 G 30 mm	50					
381057	16 G 45 mm	50					
381044	18 G 30 mm	50					
381047	18 G 48 mm	50					
381033	20 G 25 mm	50					
381034	20 G 30 mm	50					
381037	20 G 48 mm	50					
381023	22 G 25 mm	50					
381012	24 G 19 mm	50					

AVEC AILETTES		BLOOD CONTROL		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE			
382954	16 G 30 mm	50			
382944	18 G 30 mm	50			
382947	18 G 48 mm	50			
382933	20 G 25 mm	50			
382934	20 G 30 mm	50			
382937	20 G 48 mm	50			
382923	22 G 25 mm	50			
382912	24 G 19 mm	50			

 **Alternative :** Cathéter Real Safety Blood Control | Neotec



Cathéter Real Safety Blood Control

SANS AILETTES				BLOOD CONTROL		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE					
NMSPTU1830B	18 G 30 mm	50					
NMSPTU2025B	20 G 25 mm	50					
NMSPTU2030BC	20 G 30 mm	50					
NMSPTU2225BC	22 G 25 mm	50					
NMSPTU2419BC	24 G 19 mm	50					

NOUVEAU !		AVEC AILETTES		BLOOD CONTROL		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE					
NMSPU1830BW	18 G 30 mm	50					
NMSPU2025BW	20 G 25 mm	50					
NMSPU2030BW	20 G 30 mm	50					
NMSPU2225BW	22 G 25 mm	50					
NMSPU2419BW	24 G 19 mm	50					

Le cathéter court intraveineux de sécurité Real Safety Blood Control, dispositif médical de Classe IIa, permet un accès intraveineux périphérique tout en réduisant les risques de blessures par piqûre et d'exposition au sang grâce à sa technologie anti-piqûre et Blood Control.




SÉCURISÉS AVEC SITE D'INJECTION



Cathéter Deltaven

Les cathéters Deltaven en polyuréthane sont compatibles avec les médicaments, biocompatibles et flexibles pour un maintien prolongé en veine. Leur élasticité permet de rétablir rapidement le flux en cas de pliure, tandis que leur surface lisse réduit les risques de thromboses et phlébites. Résistants aux pliures, ils gagnent en souplesse au contact de la chaleur corporelle.



EMBOUT DROIT				AVEC VALVE		AVEC AILETTES		SÉCURISÉ		EMBOUT EN Y				AVEC AILETTES		SÉCURISÉ		EMBOUT DROIT				AVEC AILETTES		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE				RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE				RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE				RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE					
3931622	20G 25 mm	25				3931522	20G 25 mm	25				3935722	20G 25 mm	25				3924722	22G 19 mm	25					
3920622	22G 19 mm	25				3920522	22G 19 mm	25				3924722	22G 19 mm	25				3924722	22G 19 mm	25					
3910622	24G 19 mm	25				3911022	24G 19 mm	25				3914722	24G 19 mm	25				3914722	24G 19 mm	25					

 **Alternative :** Cathéter Nexiva | BD

Cathéter Nexiva™

Système composé d'un cathéter veineux périphérique sécurisé et d'un prolongateur avec clamp - Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instaflash™



ACCÈS EN Y ET 2 VALVES				AVEC AILETTES		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE					
383539	18 G 32 mm	VERT		80			
383536	20 G 25 mm	ROSE		80			
383537	20 G 32 mm	ROSE		80			
383532	22 G 25 mm	BLEU		80			
383531	24 G 19 mm	JAUNE		80			

Cathéter Nexiva™ Diffusics

Le système BD Nexiva™ Diffusics™ est un cathéter IV clos et intégré, similaire au BD Nexiva™, avec des fentes latérales à l'extrémité distale pour les injections sous pression en TDM, sans risque accru de complications.



AVEC AILETTES		SÉCURISÉ	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
383695	18 G 32 mm	20	
383693	20 G 25 mm	20	
383694	20 G 32 mm	20	
383692	22 G 25 mm	20	
383691	24 G 19 mm	20	

 **Note :** Le BD Nexiva™ Diffusics™ est une version du BD Nexiva™ adaptée au scanner, avec des fentes latérales pour les injections sous pression.

 **Alternative :** Cathéter Deltaven embout droit | PentaFerte

Cathéter BD Venflon™ Pro Safety

Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin et BD Instaflash™. Système de mise en sécurité active.



AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
393230	14 G 45 mm	50
393229	16 G 45 mm	50
393228	17 G 45 mm	50
393226	18 G 32 mm	50
393224	20 G 32 mm	50
393222	22 G 25 mm	50

Cathéter BD Saf-T Intima™

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
383338	20 G 25 mm Droit - Ext. 1,1 mm	25
383328	22 G 19 mm Droit - Ext. 0,9 mm	25
383318	24 G 19 mm Droit - Ext. 0,7 mm	25
383348	18 G 25 mm En Y - Ext. 1,3 mm	25
383339	20 G 25 mm En Y - Ext. 1,1 mm	25
383329	22 G 19 mm En Y - Ext. 0,9 mm	25
383319	24 G 19 mm En Y - Ext. 0,7 mm	25

Cathéter à sécurité passive pour accès veineux périphérique court. Intègre une aiguille rétractable pour réduire le risque de blessures.

- Version droite pour accès standard
- Version en Y pour double accès facilité (perfusion + injection).

Système de raccordement Luer Lock sécurisé.



i **Note :** Recommandé pour les perfusions de longue durée, en sous-cutané ou en cas de veines fragiles (enfants, personnes âgées, patients atteints de cancer, etc.), ainsi que pour les procédures de cathétérisme à distance des vaisseaux sanguins (notamment dans le cadre de maladies infectieuses).

AIGUILLES DÉ HUBER | chambre implantable

Aiguille de Huber SafeStep

Les aiguilles Huber SafeStep® sont conçues pour le soignant et le patient, avec une poignée texturée facile à saisir et à tourner, facilitant la pose d'un pansement confortable. Leur faible encombrement réduit la taille des pansements, et la base en plastique transparent permet de visualiser et inspecter le site d'insertion.

TYPE II AVEC PROLONGATEUR DROIT

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LH0033	19 G 19 mm	25
LH0031	20 G 19 mm	25
LH0032	20 G 25 mm	25
LH0029	22 G 19 mm	25

TYPE II AVEC PROLONGATEUR EN Y

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LH0033YN	19 G 19 mm	25
LH0031YN	20 G 19 mm	25
LH0032YN	20 G 25 mm	25
LH0029YN	22 G 19 mm	25



MICROPERFUSEURS

MTD Microperfuseur Picmirage non sécurisé

Canule en acier inoxydable à triple biseau, traitée au silicone anti-friction. Ailettes colorées selon la gauge. Tube PVC transparent 30 cm, sans latex. Raccord rigide transparent avec embout Luer Lock pour surveillance du flux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02044019030010	19 G 19 MM	100
02044020030010	20 G 19 MM	100
02044021030010	21 G 19 MM	100
02044022030010	22 G 19 MM	100
02044023030010	23 G 19 MM	100
02044025030010	25 G 19 MM	100



Microperfuseur sécurisé

Microperfuseur stérile avec sécurité active : protection de l'aiguille en un seul geste après usage (« clic » audible). Tubulure PVC sans DEHP de 30 cm. Connexion Luer femelle. Aiguille 22G (7/10 mm). Testé jusqu'à 2,96 Bar.

NOUVEAU !

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MICP7S	22 G 19 mm	50

BD Microperfuseur Safety-Lok sécurisé

Le microperfuseur BD Safety-Lok est stérile, sans latex. Il permet le prélèvement sanguin veineux ainsi que la perfusion de courte durée. Doté d'un mécanisme de sécurité, il réduit le risque d'accidents en verrouillant définitivement l'aiguille d'une seule main, avec un clic sonore confirmant son activation.

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367246	21 G 19 mm	50
367247	23 G 19 mm	50
368383	25 G 25 mm	50

PERFUSEURS




Perfuseur - Luer Lock - Mobile


Perfuseur 1 voie à régulateur de débit rotatif gradué – Infineed. Ce perfuseur à usage médical permet l'administration de préparations injectables par voies intraveineuses, intramusculaires, et sous-cutanées de médicaments, de solutés ou de nutrition parentérale.

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PERIFL25	Luer Lock - 160 cm MOBILE - 1 Voie	25
PERIFLPPF	Luer Lock - 175 cm MOBILE - 1 Voie	100
DF350	PERFU Luer Lock + PROL 170 cm Avec régulateur de débit	50
PER3FL25BPAF	LUER LOCK - MOBILE - Avec régulateur de débit	25



TRANSFUSEUR | pour produits sanguins



Bexen Transfuseur simple

Transfuseur simple stérile à usage unique, conçu pour les transfusions sanguines par gravité.

Doté d'une chambre souple avec filtre à particules, d'une roulette de précision et d'un Luer Lock mobile pour des connexions sécurisées. Sans latex ni DEHP, il garantit une hygiène optimale grâce à son conditionnement en blister pelable.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SUN-ABY-NY	L 165 cm - Sans DEHP - Sans latex	300

PROLONGATEURS DE PERFUSION ET ROBINETS

Bexen Prolongateur pour pousse-seringue

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
137.01	L 10 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,219 ml	300
137.03	L 30 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,288 ml	300
137.05	L 50 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,342 ml	300
137.10	L 100 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,374 ml	300
137.15	L 150 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 0,574 ml	300
137.20	L 200 cm - Ø Int. 1,5 mm Vol. résiduel 1,193 ml	300

Prolongateur pour administration par gravité, équipé d'un connecteur Luer Lock mâle/femelle, sans latex ni DEHP, stérile et destiné à un usage unique. Il permet d'allonger les lignes de connexion pour les perfusions.



Bexen Prolongateur polyvalent

Prolongateur pour seringue, compatible administration par gravité, permettant de prolonger les voies de connexion. Connecteur transparent Luer Lock mâle/femelle. Embout femelle en polyéthylène avec capuchon de protection en polyéthylène, embout mâle en ABS avec capuchon de protection en polyéthylène. Avant utilisation et après toute manipulation, vérifier que les parties déconnectables sont bien vissées et maintenues en place.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
131.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 0,8 ml	300
131.03	L 30 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 1,8 ml	300
131.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 3,7 ml	300
131.10	L 100 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 7,2 ml	300
131.15	L 150 cm - Ø Int. 3 mm Vol. résiduel 10,7 ml	300

Bexen Prolongateur avec robinet - 3 voies

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
135.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 0,87 ml	300
135.92	L 25 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 1,58 ml	300
135.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 3,13 ml	300

Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.


Conditionné en blister pour une ouverture rapide et sans déchirure, avec un sachet PE assurant une prise en main facile et conforme aux règles d'asepsie.



BD Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies

Les robinets BD Connecta™ à 3 voies sont conçus pour les connexions des lignes de perfusions ou pour permettre les injections de bolus dans une ligne de perfusion. Ces robinets sont uniquement destinés à supporter des pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394961	100 cm	20
394971	100 cm + site	20
394995	10 cm	50
394982	15 cm	50
394936	25 cm + site	20
394926	25 cm	20
394951	50 cm	20
394945	7 cm + site	50



BD Robinet 3 voies Connecta

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394602	BLEU	100
394600	BLANC	100
394601	BLANC AVEC PUNAISE	100



Prolongateur avec robinet 3 voies

Sans DEHP ni BPA, conçu pour réduire l'impact environnemental en excluant les perturbateurs endocriniens.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PR3LVM150LFBPAF	LL MOBILE 150CM	25



Bexen Prolongateur avec régulateur de débit

Le régulateur de débit est placé entre le perfuseur et le cathéter. Il sert à augmenter la précision du débit de perfusion. Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
139.03	Prolongateur avec régulateur de débit 35 cm	180

BD Valve BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur

Système clos de sécurité pour perfusion intraveineuse, avec septum apparent et connexion Luer Lock. Assure l'asepsie des manipulations, réduit le risque de contamination et maintient le cathéter après déconnexion. Fermeture automatique du septum après usage.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385101	Prolongateur simple Tubulure 15 cm Adulte	25
385151	Prolongateur simple Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385161	Prolongateur double Tubulure 15 cm Adulte	50
385163	Prolongateur double Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385162	Prolongateur triple Tubulure 15 cm Adulte	50

VALVES BIDIRECTIONNELLES



BD Valve BD Q-Syte™

Valve bidirectionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385100	Luer Lock à l'unité	50

BD Valve BD Q-Syte™ prémontée

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™ à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394501	Robinet 3 voies BD	50



BD Valve bidirectionnelle Max Zéro

Valve bidirectionnelle à pression positive Max Z.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MZ1000	Max Z	100

BOUCHONS

BD Bouchon Luer Lock

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
TP-MF-O	Mâle / Femelle ORANGE	100
TP	Mâle BLANC	100
TP-INTER-X	Mâle + membrane BLANC	100

Utilisé pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.



INJECTION



AIGUILLES DE TRANSFERT

NON SÉCURISÉES



BD Aiguille BD Microlance™ 3

Aiguille de transfert - Paroi mince - Biseau court

Stériles, avec pointe en triple biseau et lubrification silicone. Compatibles avec les seringues à cônes Luer et Luer Lock.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
303262	18 G	40 mm	ROSE 100
310205	18 G	50 mm	ROSE 100



Liège Aiguille hypodermique LFLG

Aiguille de transfert - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court

Pointe de lancette acérée et canule siliconée pour une pénétration douce et sans percussion. Conditionnée en unité sous blister (Film/Papier).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
B1388	18 G	40 mm	ROSE 100



SolM Aiguille hypodermique

Confort et praticité. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié pour minimiser l'inconfort.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
111815	18 G	40 mm	ROSE 100



SolM Aiguille de remplissage

Aiguille de prélèvement non tranchante réduisant le risque de blessure lors de la préparation des médicaments, avec embout compatible Luer

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
110021	18 G	25 mm	100
110022	18 G	40 mm	Biseau 100

SÉCURISÉES



BD Aiguille BD Nokor™ Admix

165/100 - Lame et fenêtre latérale

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
300780	18 G	25 mm	VIOLET 100
300779	18 G	40 mm	ROSE 100



BD Aiguille BD™ Blunt

125/100 - Biseau non tranchant 45°. Aiguille de transfert sécurisée avec filtre

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
305181	18 G	25 mm	ROUGE 100
303129	18 G	40 mm	ROUGE 100



BD Aiguille BD™ Blunt filter

125/100 - lavande transparente

Aiguille de transfert sécurisée avec filtre.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
305211	18 G	40 mm	LAVANDE 100



SolM Aiguille de remplissage Filter

125/100 - Biseau non tranchant 45°. Aiguille de transfert sécurisée avec filtre

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
110022F	18 G	34 mm	Biseau avec filtre 100

AIGUILLES POUR INJECTION

NON SÉCURISÉES

● SolM Aiguille hypodermique

Sol-Millennium® propose une vaste gamme d'aiguilles hypodermiques en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et le confort du patient. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient. Embouts à code couleur pour faciliter l'identification des calibres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
111615	16 G 40 mm	100	112120	21 G 50 mm	100	112510	25 G 25 mm	100
111815	18 G 40 mm	100	112210	22 G 25 mm	100	112638	26 G 10 mm	100
111820	18 G 50 mm	100	1122125	22 G 32 mm	100	112612	26 G 12.5 mm	100
111915	19 G 40 mm	100	112215	22 G 40 mm	100	112658	26 G 16 mm	100
112010	20 G 25 mm	100	112310	23 G 25 mm	100	112705	27 G 12.5 mm	100
112015	20 G 40 mm	100	1123125	23 G 32 mm	100	112734	27 G 18.5 mm	100
112110	21 G 25 mm	100	112506	25 G 16 mm	100	113005	30 G 12.5 mm	100
112115	21 G 40 mm	100						



Li Jelang Aiguille hypodermique LFLG



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
B1407	21 G 25 mm	100
B1409	21 G 40 mm	100
B1421	23 G 25 mm	100
B1432	25 G 16 mm	100
B1435	25 G 25 mm	100
B1448	27 G 13 mm	100

MTD

Aiguille pour mésothérapie Pic® Indolor



Pour injections intradermiques et micro-injections
Cône Luer Lock™ - Grise

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02070994300800	27 G 0,40 x 4 mm	100
02070996300800	27 G 0,40 x 6 mm	100

BD Aiguille BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique stérile, à usage unique, pour injections diverses avec pointe en triple biseau et lubrification au silicone, adaptée aux seringues à cônes Luer et Luer Lock, avec identification rapide grâce à leur code couleur selon la norme ISO 6009.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
300637	16 G 40 mm BLANC	100
303262	18 G 40 mm Paroi mince ROSE	100
310205	18 G 50 mm Paroi mince ROSE	100
301500	19 G 40 mm CRÈME	100
304434	21 G 16 mm VERT	100
301156	21 G 25 mm VERT	100
304432	21 G 40 mm VERT	100
301155	21 G 50 mm VERT	100
300800	23 G 25 mm BLEU	100
300600	25 G 16 mm ORANGE	100
300400	25 G 25 mm ORANGE	100
300635	27 G 13 mm GRIS	100
304000	30 G 13 mm JAUNE	100

SÉCURISÉES

● SolM Aiguille de sécurité SOL-CARE™

Les aiguilles hypodermiques sécurisées SOL-CARE™ sont dotées d'une canule en acier inoxydable haute qualité, lubrifiée à l'huile de silicone inerte atoxique. Ces aiguilles de sécurité sont stériles.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SN1815	18 G 40 mm	100	SN23125	23 G 32 mm	100
SN2010	20 G 25 mm	100	SN2558	25 G 16 mm	100
SN2015	20 G 40 mm	100	SN2510	25 G 25 mm	100
SN2110	21 G 25 mm	100	SN2712	27 G 12.5 mm	100
SN2115	21 G 40 mm	100	SN2734	27 G 18 mm	100
SN22125	22 G 32 mm	100	SN2715	27 G 40 mm	100
SN2310	23 G 25 mm	100	SN3012	30 G 12.5 mm	100

Aiguille BD Eclipse™

1/2 (transfert) - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court

Aiguille hypodermique de sécurité compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			U/BOÎTE
302437	18 G	38 mm	ROSE	100
305894	21 G	25 mm	VERT	100
305895	21 G	40 mm	VERT	100
305892	23 G	25 mm	BLEU	100
305760	25 G	16 mm	ORANGE	100
305891	25 G	25 mm	ORANGE	100
305770	27 G	13 mm	GRIS	100



SERINGUES SANS AIGUILLE

2 PIÈCES LUER SIMPLE



Seringue BD Discardit™ II

Seringue 2 pièces - Sans aiguille - Luer simple

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
300928	2 ml	H 902 S	Centré	1/10 ml
309050	5 ml	H 905 S	Excentré	2/10 ml
309110	10 ml	H 910 S	Excentré	1/2 ml
300296	20 ml	H 920 S	Excentré	1 ml

3 PIÈCES LUER SIMPLE

Seringue BD Emerald™ (3p LS)

Sterile et à usage unique (classe IIa), composée de 3 pièces. Convient aux injections et prélèvements, offrant un contrôle optimal grâce à son tube transparent et sa graduation bien visible. Fabriquée avec 30 % de matériaux en moins que les seringues standards.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
307727	2 ml	100
307731	5 ml	100
307736	10 ml	100



Seringue LFLG MATRIX (3p LS)

Seringue Luer Lock 3 pièces Luer simple avec corps transparent pour un contrôle optimal de l'injection. Joint d'étanchéité en isoprène synthétique, sans latex. Piston à glissement fluide.

Graduation imprimée pour une lisibilité optimale. Cône excentré. Stérilisée à l'ETO.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0002	2 ml	Centrée	100
D0004	3 ml	Centrée	100
D0005	5 ml	Centrée	100
D0006	10 ml	Centrée	100
D0007	20 ml	Excentrée	50
D0008	50 ml	Excentrée	22

Seringue Plastipak™ (3p LS)

Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
300613	20 ml	H 902 S	Excentré
301231	30 ml	H 905 S	Excentré
300866	50 ml	H 910 S	Excentré
300605	100 ml	H 920 S	Adaptateur KT



Seringue de précision Plastipak™

Seringue 3 pièces de précision - Sans aiguille - Stérilisation rayons gamma. Graduation 1/100e de ml

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
309628	1 ml	H 804 LL



● SolM Seringue Slip Tip LS

Les seringues Sol-M 3 pièces mesurent avec précision les médicaments liquides et sont disponibles dans une gamme de tailles et de combinaisons de connexions pour répondre à une grande variété de besoins cliniques.




NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE	
P180011	1 ml	Luer Simple	Centré	100
P180003ST	3 ml	Luer Simple	Centré	100
P180005ST	5 ml	Luer Simple	Centré	100
P180010ST	10 ml	Luer Simple	Centré	50
P180020ET	20 ml	Luer Simple	Excentré	25
180060ET	60 ml	Luer Simple	Excentré	30

● SolM Seringue embout cathéter

Possède un embout longuement effilé conçu pour faciliter l'irrigation ou le raccordement à des connexions Luer non compatibles avec l'ISO, telles que les sondes nasogastriques.



NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
180060CT	60 ml	30

3 PIÈCES LUER LOCK

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE	
180001	1 ml	Luer Lock	Centrée	100
P180001PP	1 ml	Luer Lock	Centrée	100
P180003	3 ml	Luer Lock	Centrée	100
P180005	5 ml	Luer Lock	Centrée	100
P180010	10 ml	Luer Lock	Centrée	100
P180020	20 ml	Luer Lock	Centrée	50
180060CT	60 ml	Luer Lock	Embout KT	30

● SolM Seringue Slip Tip LL

Les seringues Sol-M 3 pièces mesurent avec précision les médicaments liquides et sont disponibles dans une gamme de tailles et de combinaisons de connexions pour répondre à une grande variété de besoins cliniques.



للملح Seringue LFLG MATRIX (3p LL)

Seringue 3 pièces Luer Lock avec corps transparent pour un contrôle optimal de l'injection. Joint d'étanchéité en isoprène synthétique, sans latex. Piston à glissement fluide.

Graduation imprimée pour une lisibilité optimale. Cône excentré. Stérilisée à l'ETO.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0012	3 ml	Centré	100
D0013	5 ml	Centré	100
D0014	10 ml	Centré	100
D0015	20 ml	Centré	50
D0016	50 ml	Centré	25

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	STÉRILISATION	GRADUATION	U/BOÎTE	
303128	1 ml	Centré	Gamma	-	100
303172	1 ml	Centré	ETO	-	120
309658	3 ml	Centré	Gamma	0,1 ml	200
309649	5 ml	Centré	Gamma	0,2 ml	125
300912	10 ml	Centré	Gamma	-	100
305959	10 ml	Centré	ETO	-	100
300629	20 ml	Centré	ETO	-	120
301229	30 ml	Centré	ETO	-	60
300865	50 ml	Centré	ETO	-	60
302238	50 ml	CONVENIENCE PACK	ETO	-	40
300869	50 ml	Opaque - Centré	ETO	-	60
300867	50 ml	Centré	ETO	-	XX

● BD Seringue Plastipak™ (3p LL)

La seringue BD Plastipak™ assure une administration précise des médicaments et s'adapte à divers usages médicaux.

Conçue en 3 pièces avec un bouchon sans latex, elle prévient les fuites et facilite le dosage. Idéale pour l'injection et l'aspiration de fluides depuis flacons, ampoules ou zones sous-cutanées.



SERINGUES AVEC AIGUILLE

NON SÉCURISÉES

Seringue LFLG Matrix

Avec aiguille non sécurisée pré-montée
Seringue 3P LS avec aiguilles non sécurisée - Stérilisation ETO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
D0051	2 ml	22 G 40 mm	100
D0597	5 ml	22 G 40 mm	100
D0779	10 ml	22 G 40 mm	100



Seringue de précision prémontée BD Plastipak™

Avec aiguille BD Microlance™ 3 non sertie.
Seringue 3 pièces de précision longue - Prémontée non sertie

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
303175	1 ml	25 G 16 mm	120
303299	1 ml	27 G 10 mm	120
305501	1 ml	26 G 13 mm	100
305502	1 ml	27 G 75 mm	100



Seringue BD Emerald™ avec aiguille Microlance 3

Seringue 3 pièces avec aiguille, conçue pour une injection précise et confortable. La seringue BD Emerald™ allie performance et éco-conception, tandis que l'aiguille Microlance™ 3 garantit une pénétration douce grâce à son affûtage de haute qualité.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
307739	21 G	38 mm 10 ml	100
307742	21 G	38 mm 5 ml	100



SÉCURISÉES

Seringue BD SafetyGlide™ TNT

Seringue 3 pièces de précision 1 ml sécurisée - Tuberculine/allergie/test

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
303327	27 G	10 mm Biseau extra-court (ID)	100
305945	26 G	13 mm Biseau normal	100



Seringue sertie Sol-Care™

Seringue sécurisée + aiguille sertie SOL-CARE™

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
100019IM	1 ml + aig. sertie 27G	0,4 x 12,5 mm SOL-CARE	100

SERINGUES PRÉ-REMPLIES | pour rinçage

Sterisets Seringue Steriflush

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Contenant une solution de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Volume de 10 ml ou 20 ml.

Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Composants conformes aux normes ISO (13485, 7886, 80369...). Conditionnée individuellement en emballage stérile. Durée de conservation : 3 ans.



STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
3020010	10 ml	40
3020012	20 ml	25

BD Seringue BD PosiFlush™ XS

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Solution de chlorure de sodium à 0,9 %, conçue pour le rinçage efficace des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Format XS léger et ergonomique, idéal pour les procédures nécessitant précision et maniabilité accrue. Embout Luer Lock, sans latex. Emballage stérile unitaire.



STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306570	3 ml	30
306571	5 ml	30
306570	10 ml	30



BD Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue pré-remplie stérile intérieurement.

Solution de chlorure de sodium à 0,9 %, destinée au rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Dotée d'une plateforme élargie (Safety Platform) pour une prise en main améliorée et une injection plus stable. Embout Luer Lock, à usage unique, sans latex. Conditionnement unitaire stérile.

STÉRILE		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306573	3 ml	30
306574	5 ml	30
306575	10 ml	30



Quelles différences et pour quelles applications ?

- Seringue Steriflush : Conçue pour le lavage des cathéters et des dispositifs intraveineux.
- Seringue BD PosiFlush™ XS : Utilisée pour la perfusion de fluides dans des espaces restreints, notamment pour les perfusions à bas débit.
- Seringue BD PosiFlush™ SP : Utilisée pour prévenir les occlusions des cathéters en offrant un débit contrôlé.

PRÉLÈVEMENT SANGUIN



AIGUILLES DE PRÉLÈVEMENT



Aiguille BD Vacutainer® PRECISIONGLIDE™

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang - Avec aiguille perce-bouchon.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
360214	20 G 25 mm x 9/10 JAUNE	100
360215	20 G 38 mm x 9/10 JAUNE	100
360212	21 G 25 mm x 8/10 VERT	100
360213	21 G 38 mm x 8/10 VERT	100
360210	22 G 25 mm x 7/10 NOIR	100
360211	22 G 38 mm x 7/10 NOIR	100



● SolM Aiguille multi-échantillons

L'aiguille multi-échantillons Sol-M™ permet de prélever différents échantillons (tubes) en une seule ponction veineuse.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MSN2010	20 G 25 mm JAUNE	100
MSN2015	20 G 38 mm JAUNE	100
MSN2110	21 G 25 mm VERT	100
MSN2115	21 G 38 mm VERT	100
MSN2210	22 G 25 mm NOIR	100
MSN2215	22 G 38 mm NOIR	100



Aiguille BD Vacutainer® Flashback

Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple avec indicateur de reflux veineux. Conçue pour faciliter le prélèvement de sang veineux avec aiguille en technique sous-vide.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
301746	21 G 25 mm JAUNE	50
301747	22 G 25 mm VERT	50



Aiguille BD Vacutainer® ECLIPSE™

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang. Longueur 32 mm. Avec ou sans corps de prélèvement prémonté.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368609	21 G 25 mm x 9/10 JAUNE	48
368610	22 G 38 mm x 9/10 NOIR	48
368650	21 G 25 mm x 8/10 - Avec corps prémonté VERT	100
368651	22 G 38 mm x 8/10 - Avec corps prémonté NOIR	100



● SolM Aiguille multi-échantillons

Conçue pour un prélèvement veineux sûr et efficace. Aiguille équipée d'un bras de sécurité à activation manuelle, permettant de recouvrir l'aiguille après utilisation. Une fois activée, la protection empêche tout risque de piqûre accidentelle lors de la manipulation et de l'élimination.

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SMSN21125	21 G 32 mm VERT	48
SMSN22125	22 G 32 mm NOIR	48

PRÉMONTÉE SUR CORPS DE POMPE

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SMSNH21125	21 G 32 mm VERT	50
SMSNH22125	22 G 32 mm NOIR	50



UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉES

● SolM Aiguille Safety Blood

Aiguille à ailettes sécurisée Sol-Care™ pour prélèvement sanguin avec adaptateur Luer à utiliser pour les prélèvements sanguins (avec l'adaptateur Luer fourni) et/ou pour la perfusion.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030035	25 G 18mm ORANGE	50



● SolM Unité de prélèvement SOL-CARE™

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030030	21 G tubulure 178 mm	50
110201030033	23 G tubulure 305 mm	50
110201030034	23 G tubulure 178 mm	50



● BD Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur - Sans corps de prélèvement

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367282	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT	50
367286	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT	50
367284	23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR	50
367288	23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm BLEU CLAIR	50
367295	25 G 19 mm x 5/10 tubulure 178 mm BLEU FONCÉ	50



● BD Unité BD Vacutainer® Push Button

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur Luer - Sans corps de prélèvement
Retrait automatique de l'aiguille directement dans la veine, par pression du bouton poussoir

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367338	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT	50
367344	23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT	50
367336	25 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU	50



● BD Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur et corps de prélèvement pré-monté.- 3/4.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368654	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm JAUNE	25
368652	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 300 mm JAUNE	25
368655	23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR	25



● SolM Unité de prélèvement

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur + corps

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030002	21 G tubulure 305 mm	25
110201030004	21 G tubulure 178 mm	25
110201030008	23 G tubulure 178 mm	25



ADAPTATEURS ET CORPS DE PRÉLÈVEMENT

Adaptateur BD Vacutainer®

Adaptateur à cône Luer mâle - Stérile



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	U/BOÎTE
367300	Adaptateur simple - Cône Luer mâle	BLEU	100
36490200	Adaptateur + corps	BLEU	100

SolM Adaptateur Luer

L'adaptateur Sol-M™ Luer est conçu pour se connecter de manière sécurisée aux connexions Luer femelles (ex: cathéters veineux).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LA21920	Adaptateur porte-tube SOL-M™	100

Corps BD Pronto™

Non stérile - Pour tube et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™
Avec système d'éjection automatique de l'aiguille incorporée.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368872	Corps réutilisable - Ø 19 x 41 mm	20

Aiguille Eclipse™ Signal BD Vacutainer®

Aiguille multiple stérile pour prélèvement de sang - Sécurisée - Avec indicateur de retour veineux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368836	22 G 32 mm + corps	NOIR 400
368838	22 G 32 mm	NOIR 50

Dispositif de transfert Vacutainer®

Adaptateur et corps pré-monté stérile pour transfert.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	U/BOÎTE
364810	Adaptateur Luer femelle + corps pré-monté 18 x 48 mm	ROUGE	198
364910	Adaptateur Luer mâle - 18 x 48 mm	BLEU	198
364815	Corps à usage unique - 18 x 48 mm	BLANC	250

SERINGUES DE MESURE DES GAZ DU SANG

SANS AIGUILLE

Seringue BD Preset™

Seringues stériles, à usage unique, sans aiguille, pour le prélèvement de sang. Destinées à une utilisation pour le prélèvement, le transport et la conservation d'échantillons de sang humain à des fins de diagnostic in-vitro.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364416	1 ml Luer simple - Héparine 30 UI - Sans aiguille	100
364316	3 ml Luer Lock - Sans aiguille	100

AVEC AIGUILLE NON SÉCURISÉE PRÉMONTÉE

Seringue BD Preset™ avec aiguille non sécurisée

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille conventionnelle pré-assemblée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION				U/BOÎTE
364415	1 ml	Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille	25 G	16 mm	100
364413	1 ml	Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille	23 G	25 mm	100
364314	3 ml	Luer Lock - Héparine 30 UI - Avec aiguille	22 G	25 mm	100
364327	3 ml	Luer Lock - Héparine 30 UI - Avec aiguille	23 G	25 mm	100



AVEC AIGUILLE SÉCURISÉE PRÉMONTÉE

Seringue BD Preset™ avec aiguille sécurisée

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille BD Eclipse™ pré-assemblée

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION				U/BOÎTE
364390	3 ml	Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille	22 G	25 mm	100
364391	3 ml	Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille	23 G	25 mm	100
364393	3 ml	Luer Lock - Héparine 80 UI - Avec aiguille	25 G	16 mm	100



— CONSOMMABLES POUR PRELEVEMENTS VEINEUX SANGUINS —

Garrot enfant



Garrot automatique sans latex pouvant être manipulé à une main pour le serrage et desserrage pour plus de facilité. Réduit l'incidence de variables pré-analytiques liées à la stase veineuse sur les résultats.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367218	Auto Pronto Réutilisable	100

Garrot adulte



Hypoallergénique, il réduit les risques de réactions chez les patients ou soignants sensibles. Son emballage unitaire facilite l'usage unique et limite les contaminations croisées.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367198	Vacu Stretch - Sans latex	100

Tube BD Vacutainer® EDTA

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant un anticoagulant EDTA K3 pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de sang total ou de plasma EDTA.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367836	2 ml MAUVE	100
368861	4 ml MAUVE	100
368884	5 ml VERT	100
367864	7 ml MAUVE	100



Tube BD Vacutainer® Hemogard™

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant un activateur de coagulation réparti sur la paroi pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de sérum.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367624	5 ml Sans additif	100
367896	10 ml Avec additif	1000





Tube BD Vacutainer® Citrate de sodium

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant une solution de citrate tri-sodique tamponnée 9NC 0.109M pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de plasma citraté.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
363048	2,7 ml BLEU	100



Tube BD Vacutainer® Fluorure de Sodium

Tubes à prélèvement de sang à usage unique, sous vide, stériles, contenant du Fluorure de sodium et Oxalate de potassium pour le recueil et la conservation des échantillons pour un usage de diagnostic in-vitro. Permet l'obtention d'un échantillon de plasma dans lequel le processus de la glycolyse est inhibé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368921	4 ml GRIS	100



Tube BD Vacutainer® SST™ II Advance en PET

Tubes de prélèvement sanguin sous vide, stériles, à usage unique, avec séparateur de sérum et activateur de coagulation (silice), pour obtention et conservation du sérum en tube primaire à usage diagnostique in vitro.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367957	5 ml JAUNE	100



**INNO
SET**

Boule de coton

Boules de coton absorbant de 0,5g, composées de coton dégraissé (85% coton à fibres courtes et 15% linters fins), emballées par 500 unités en sachet plastique pour une utilisation pratique et polyvalente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/SACHET
INNO90001	0,5 g	500

**APO
TECNIA**

Tampon d'alcool 70%

Tampon saturé d'alcool isopropylique à 70% à usage unique pour nettoyer et désinfecter la peau.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
APO9001	Emballage individuel	100



DIABÈTE



AIGUILLES POUR STYLO

Aiguille à stylet Sol-Guard



Aiguille stérile à usage unique, conçue pour les stylos injecteurs de médicaments en sous-cutané. Son système de sécurité automatique protège les deux aiguilles (patient et stylo) grâce à des boucliers qui se verrouillent après utilisation, sans action requise de l'utilisateur, réduisant ainsi le risque de piqûre accidentelle.

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

EASYDRIP

NOUVEAU ! SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SPN3005S	30 G 5 mm	50	SPN3005D	30 G 5 mm Double sécurité	100
SPN3008S	30 G 8 mm	50	SPN3008D	30 G 8 mm Double sécurité	100

Aiguille Safe Block



L'aiguille sécurisée Safe Block se bloque automatiquement après usage, empêchant toute exposition accidentelle. Une bande rouge indique son blocage.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02022910031060	31 G 6 mm	100
02022910031080	31 G 8 mm	100

Aiguille pour Stylo à Insuline



Stérile, utilisée avec le dispositif d'injection du stylo pour l'injection sous-cutanée d'insuline.

NOUVEAU !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
N42003	31 G 8 mm	100
N42004	31 G 5 mm	100
N42007	32 G 4 mm	100

LANCETTES

Lancettes



Conçues pour faciliter le prélèvement sanguin. La pointe ultra-affûtée permet une pénétration aisée, tandis que le manche en plastique assure une prise en main facile du dispositif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1290210301	30 G 23 mm	100



SafetyLancets Comfort

Dispositif destiné au prélèvement de sang sur le doigt.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
700001495	30 G	200

BD Dispositif BD Quikheel

Dispositif sécurité BD Quikheel™ stérile, à usage unique, pour la réalisation d'un prélèvement sur le talon des nourrissons.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
368103	Néonat.	50

BD BD Microtainer® Contact

Lancettes sécurité BD Microtainer® Contact avec aiguille ou lame, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
366592	30 G 1,5 mm VIOLET	200

MTD Safe Digitest plus

Lancettes sécurisées à usage unique pour prélèvement sanguin, stériles, avec activation par bouton pression.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
02046100000280	28 G 1,5 mm	100
02047100000300	30 G 1,2 mm	100

BD Sentry

Lancettes sécurité BD Sentry™ avec aiguille, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
369523	23 G 1,8 mm VERT	100
369528	28 G 1,5 mm ORANGE	100

SERINGUES À INSULINE



Seringue Pic Indolor

Sans aiguille. Luer Slip pour une connexion sécurisée. Piston avec dispositif d'arrêt en fin de course. Sans latex, ni phtalates. Pour l'administration sous-cutanée d'insuline.



RÉFÉRENCE	VOLUME	U/BOÎTE
58071000090150	1 ml	100



Seringue Magellan

Seringue 3 pièces avec bouclier de sécurité : dispositif mobile verrouillant l'aiguille après usage, activation mono-manuelle. Aiguille sertie, capuchon orange (insuline), graduation en gras, butée d'arrêt du piston.



SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
8881893030	30 G 8 mm 0,3 ml	500



Seringue standard

Les seringues à insuline Sol-Millennium® assurent la précision et le confort lors de l'administration d'insuline.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1612912B	30 G 12,5 mm 1 ml	100
1653151B	31 G 8 mm 0,5 ml	100

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1652912B	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100
1633051B	30 G 8 mm 0,3 ml	100

Seringue Sol-Care®

Seringue avec aiguille jetable, apyrogène, non toxique, stérile.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1000171M	29 G 12,5 mm 1 ml	100

Seringue à insuline Sol-Guard


Aiguille fixe qui limite la perte de médicament grâce à un faible espace mort. Sa protection transparente coulisse pour sécuriser l'aiguille avant et après l'injection, réduisant le risque d'exposition.



SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
2331516SG	31 G 8 mm 0,3 ml	100
2531516SG	31 G 8 mm 0,5 ml	100
200002SG	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100
200017SG	29 G 12,5 mm 1 ml	100

SOINS DE PLAIES



COMPRESSES

INNO
SET

COMPRESSES NON TISSÉES - STÉRILES

Compresse sont fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	U/BOÎTE
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresses	50
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresses	50
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresses	50
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresses	50



INNO
SET

COMPRESSES NON TISSÉES - NON STÉRILES

Compresse non stériles parfaites pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/BOÎTE
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	50
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	100
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	100
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	100
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	100
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	100



INNO
SET

COMPRESSES DE GAZE - STÉRILES

Compresse qui offrent une texture légère et aérée, parfaite pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	U/BOÎTE
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresses	50



COMPRESSES DE GAZE EN ROULEAU - STÉRILES

Rouleau Kerlix™ AMD imprégné de PHMB, antiseptique à large spectre, indiqué pour les plaies profondes ou chroniques, les brûlures étendues (2e et 3e degré) et la cicatrisation secondaire des plaies opératoires (TNP).

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
3331	3,7 M x 11,4 cm - Stérile	50
3332	3,7 M x 11,4 cm - Rigide stérile	50

BANDES ET SPARADRAPS

**INNO
SET**

BANDE EXTENSIBLE

Bande extensible en 100% polyester. Légère et souple, en polyester blanc, assurant un maintien confortable sans compression excessive. Non stérile, idéale pour la fixation de pansements ou le maintien léger.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130024	3 M x 10 cm	50
INNO130022	4 M x 5 cm	50
INNO130015	4 M x 10 cm	20
INNO130023	4 M x 15 cm	25



**INNO
SET**

BANDE DE CRÊPE

Bande de crêpe extensible, blanche avec repère bleu, conçue pour assurer un maintien optimal tout en garantissant confort et respirabilité. Convient aux soins de soutien et de fixation. Non stérile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130016	4 M x 10 cm	20
INNO130018	4 M x 5 cm	20
INNO130019	4 M x 7 cm	20
INNO130020	4 M x 15 cm	20
INNO130021	4 M x 20 cm	100



**INNO
SET**

SPARADRAP MICROPORE

Sparadrapp non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130017	5 M x 2,5 cm	12



PANSEMENTS



PANSEMENT ALGINATE DE CALCIUM - STÉRILE

Ces pansements se destinent aux plaies externes pour absorber tout exsudat, contrôler les hémorragies mineures et créer un environnement humide propice à la cicatrisation.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
9232	5,1 x 5,1 cm	20
9233	10,2 x 10,2 cm	20



PANSEMENT AQUABLOC

Pansement post-opératoire imperméable, recommandé après intervention ou en cas de plaie étendue ; Aquabloc protège contre les infections grâce à la chlorhexidine, antiseptique à large spectre

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
02026008000000	5 x 7 cm	20
02026010000000	10 x 8 cm	20
02026013000000	15 x 10 cm	20



PANSEMENT - NON STÉRILE

Pansement pour les blessures et des plaies. Il permet de maintenir la plaie propre et sèche. Il convient à diverses applications médicales, des coupures légères aux blessures post-opératoires, offrant ainsi une solution polyvalente pour les soins des plaies.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DESCRIPTIF	U/BOÎTE
02010365000000	1,9 x 7,2 cm	Classic Marron	20
02010367000000	1,9 x 7,2 cm	Delicate Blanc	20



PANSEMENT POST-OP SOFFIX MED - STÉRILE

Pansement en tissu non tissé pour les plaies opératoires et étendues, avec compresse antibactérienne (chlorhexidine). Respirant et hautement absorbant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
02022670200000	5 x 7 cm	20
02022671200000	10 x 8 cm	20
02022673200000	15 x 10 cm	20

PETITES INSTRUMENTATIONS



CURETTE

Instruments à usage unique conçus pour le curetage, le débridement ou le nettoyage de tissus lors de soins ou d'interventions chirurgicales mineures. Fabriqués en Ixef® PARA (polyamide renforcé), les curettes Zillion Black associent une rigidité comparable à celle du métal à la légèreté du plastique, tout en offrant une excellente maniabilité.


RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-501	CURETTE GRATTOIR - STÉRILE	120
4891-502	DOUBLE CURETTE - STÉRILE	120



4891-501 4891-502



ÉCARTEUR



4891-530

4891-532

Écarteur auto-statique avec bras crantés et griffes. Idéal pour maintenir les bords d'une incision ouverts sans assistance manuelle. Utilisation fréquente en petite chirurgie, dermatologie ou chirurgie plastique. Fabriqué en Ixef® PARA.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-530	ÉCARTEUR DE WEITLANER 13CM - STÉRILE	36

Écarteur manuel en forme de spatule double courbure, utilisé pour dégager et maintenir les tissus mous lors d'interventions chirurgicales. Particulièrement adapté à la chirurgie générale ou digestive. Fabriqué en Ixef® PARA.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-532	ÉCARTEUR DE ROUX 17CM - STÉRILE	28



ÔTE-AGRAFE

Instrument à usage unique conçu pour le retrait précis et atraumatique des agrafes cutanées après cicatrisation. Fabriqué en Ixef® PARA, l'ôte-agrafe Zillion Black allie précision, rigidité comparable à l'acier et légèreté, pour un confort d'utilisation optimal.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-521	ÔTE-AGRAFE 12,5CM- STÉRILE	112



PINCE ADSON

Pince de préhension fine à usage unique, spécialement conçue pour la manipulation atraumatique des tissus délicats. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Adson Zillion Black offre une excellente rigidité, une précision optimale, tout en assurant une hygiène parfaite grâce à son conditionnement stérile.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-504	PINCE ADSON NON DENTÉE - STÉRILE	60
4891-505	PINCE ADSON NON DENTÉE - STÉRILE	60





PINCE BIRKETT

Pince hémostatique à usage unique utilisée pour la préhension, la dissection ou l'hémostase temporaire de petits vaisseaux. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Birkett Zillion Black combine une rigidité équivalente à l'acier avec la légèreté du plastique, pour un geste chirurgical précis et confortable.

- **Droites** : idéale pour la préhension linéaire ou le clampage sur zones accessibles en ligne directe.
- **Courbées** : facilite l'accès aux zones anatomiques plus complexes ou profondes, en conservant une bonne visibilité.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-514	PINCE BIRKETT DROITE - STÉRILE	132
4891-515	PINCE BIRKETT COURBÉE - STÉRILE	104



PINCE À TISSUS

Pince de préhension robuste, conçue pour la saisie et la traction de tissus lors de gestes chirurgicaux ou de soins techniques. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince à tissus Zillion Black combine fermeté, résistance mécanique élevée, et légèreté, pour une maniabilité optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-508	PINCE À TISSUS DENTÉE 14,5 CM - STÉRILE	76
4891-526	PINCE À TISSUS NON DENTÉE 20 CM - STÉRILE	104



PINCE À DISSECTION

Pince à dissection fine et précise, conçue pour la manipulation minutieuse des tissus lors de dissections ou d'interventions délicates. Fabriquée en Ixef® PARA, la Dissection Forceps Zillion Black offre une rigidité élevée, une légèreté appréciable, et une excellente stabilité en main, même lors de gestes prolongés

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-509	PINCE À DISSECTION 14,5 CM - STÉRILE	72
4891-527	PINCE À DISSECTION 20 CM - STÉRILE	68



PINCE HALSTED

Pince hémostatique à usage unique, idéale pour le clampage de vaisseaux fins, la préparation tissulaire ou les gestes de précision. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Halsted Zillion Black allie rigidité, légèreté et ergonomie, offrant une alternative fiable aux instruments métalliques.

- **Droites** : pour un usage linéaire sur les zones accessibles. Idéale pour le clampage ou la dissection délicate.
- **Courbées** : facilite le travail en profondeur ou dans des espaces anatomiques restreints.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-506	PINCE HALSTED DROITE 12,5 CM - STÉRILE	108
4891-507	PINCE HALSTED COURBÉE 12,5 CM - STÉRILE	88



PINCE IRIS

Pince fine de précision à usage unique, conçue pour les gestes minutieux en chirurgie, dermatologie ou soins techniques. La pince Iris Zillion Black, fabriquée en Ixef® PARA, garantit stabilité, rigidité et ergonomie, avec une excellente visibilité grâce à sa finition noire mate.

- **Non dentée** : Pour la manipulation atraumatique des tissus fins, idéale en chirurgie ophtalmique, plastique ou dermatologique.
- **Dentée** : Pour une préhension plus ferme des tissus, adaptée aux gestes nécessitant une meilleure accroche.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-518	PINCE IRIS NON DENTÉE 10,5 CM - STÉRILE	84
4891-519	PINCE IRIS DENTÉE 10,5 CM - STÉRILE	84



PINCE KELLY



Pince hémostatique polyvalente à usage unique, conçue pour le clamage de vaisseaux de calibre moyen, la dissection tissulaire ou la manipulation de compresses. La pince Kelly Zillion Black, en Ixef® PARA, offre une rigidité élevée, un verrouillage sûr, et une ergonomie fiable, avec une finition noire mate favorisant la visibilité.

- **Droite** : Pour les gestes directs et le clamage en surface
- **Courbée** : Idéale pour accéder à des zones profondes ou anatomiquement complexes.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-512	PINCE KELLY DROITE 14 CM - STÉRILE	132
4891-513	PINCE KELLY COURBÉE 14 CM - STÉRILE	96



PINCE KOCHER

Pince hémostatique robuste à usage unique, spécialement conçue pour le clamage ferme de tissus ou vaisseaux, grâce à ses mors à dents crochues assurant une prise solide. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Kocher Zillion Black allie durabilité, précision et ergonomie, avec une finition noire mate pour une visibilité optimale.

- **Droite** : Pour un accès direct avec une prise ferme et sûre.
- **Courbée** : Adaptée aux zones anatomiques difficiles d'accès grâce à sa courbure.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-522	PINCE KOCHER DROITE ET DENTÉE 16 CM - STÉRILE	84
4891-523	PINCE KOCHER COURBÉE ET DENTÉE 16 CM - STÉRILE	84



PINCE MCINDOE



Pince de précision à usage unique, spécialement conçue pour la manipulation délicate des tissus lors de sutures, dissections ou soins techniques. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince McIndoe Zillion Black allie rigidité comparable à l'acier, légèreté et confort de préhension.

- **Dentée** : Grip ferme
- **Non dentée** : Grip plus doux

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-528	PINCE MCINDOE DENTÉE 15,5 CM - STÉRILE	64
4891-529	PINCE MCINDOE NON DENTÉE 15,5 CM - STÉRILE	64



PINCE PEAN

Pince fine de précision à usage unique, conçue pour les gestes minutieux en chirurgie, dermatologie ou soins techniques. La pince Iris Zillion Black, fabriquée en Ixef® PARA, garantit stabilité, rigidité et ergonomie, avec une excellente visibilité grâce à sa finition noire mate.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-510	PINCE PEAN DROITE 14,5 CM - STÉRILE	132
4891-511	PINCE PEAN COURBÉE 14,5 CM - STÉRILE	96



PINCE ROCHESTER-PEAN

Pince hémostatique à usage unique, type Rochester-Pean, conçue pour le clampage efficace des vaisseaux et la saisie de tissus lors d'interventions chirurgicales. Fabriquée en Ixef® PARA, elle associe rigidité, légèreté et ergonomie, tout en garantissant une hygiène optimale grâce à son conditionnement stérile.

- **Droite** : Adaptées au clampage linéaire sur vaisseaux ou tissus accessibles.
- **Courbée** : Pour faciliter l'accès dans des zones anatomiques restreintes ou profondes

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-524	PINCE KELLY DROITE 16 CM - STÉRILE	132
4891-525	PINCE KELLY COURBÉE 16 CM - STÉRILE	80



PINCE SPENCER-WELLS

Pince hémostatique de précision à usage unique, conçue pour le clampage de vaisseaux de tailles moyennes à petites et la manipulation délicate de tissus. Fabriquée en Ixef® PARA, la Spencer-Wells Zillion Black offre une rigidité élevée, une légèreté optimale et un verrouillage cranté fiable, tout en garantissant une hygiène parfaite grâce à son conditionnement stérile

- **Droite** : Adaptées au clampage linéaire et au positionnement rapide sur les vaisseaux.
- **Courbée** : Pour un accès facilité aux zones profondes ou contournées dans la cavité opératoire.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-516	PINCE SPENCER DROITE 18,5 CM - STÉRILE	84
4891-517	PINCE SPENCER COURBÉE 18,5 CM - STÉRILE	84



PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR

Instrument à usage unique conçu pour maintenir et guider les aiguilles de suture de façon sûre et précise lors des interventions chirurgicales. Fabriqué en polymère technique haute performance, avec finition noire caractéristique de la gamme Zillion Black.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-520	PORTE AIGU MAYO-HEGAR DROIT 15 CM - STÉRILE	132



Bastos Viegas

PINCE À TAMPONS

Pince à usage unique, conçue pour maintenir les compresses, réaliser des soins cutanés ou désinfections en milieu stérile. Fabriquée en polymère haute performance, elle combine rigidité, légèreté et hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-531	PORTE TAMPONS COURBÉE 26,5 CM - STÉRILE	81
4891-534	PORTE TAMPONS COURBÉE 20 CM - STÉRILE	120
4891-535	PORTE TAMPONS COURBÉE 26,5 CM - STÉRILE	28

NURSING



TOILETTE DU PATIENT

**INNO
SET**

GANTS DE TOILETTE



Kelis Medical se modernise et dynamise son image avec des produits et des packaging ancrés dans l'air du temps.

LES AVANTAGES DES GANTS DE TOILETTE INNOSET :

- Emballage en carton : Plus responsable pour l'environnement
- Qualité : Molletonné, résistant et facilement jetable
- Reconnu : Produit phare adopté par de nombreux professionnels de la santé

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
INNO50001	GANTS BORDS COUSUS - 75G/M ²	100

**APO
TECNIA**

RASOIR 1 LAME

Rasoir jetable équipé d'une lame en acier inoxydable sans bande lubrifiant.

Ces rasoirs offrent une coupe nette et précise tout en garantissant une hygiène optimale.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO5001	RASOIR 1 LAME	100

**INNO
SET**

ESSUIE-MAINS AIRLAID



Essuie-mains blanc à usage unique, fabriqué en ouate Airlaid. Idéal pour le séchage des mains ou le nettoyage des surfaces en milieux médicaux. Il offre une alternative hygiénique et résistante aux papiers traditionnels.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
INNO100004	ESSUI MAINS AIRLAID 20X30CM	1200

**LABORATOIRES
uromedis**

BAVOIR

Bavoir avec poche de recueil en ouate de cellulose est imperméable. 3 plis.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
199222A	BAVOIR 38X70CM + POCHE 11CM	600



SOINS DE BOUCHE ET DE NEZ



BÂTONNET

Conçu pour l'hygiène des bouches saines. Sa mousse en polyuréthane, expansée sans agents chimiques, ne se fragmente pas. Collage renforcé pour une haute résistance à la traction.

EN PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104PI	BATO PLAST MOUSSE CONE - IMPR BICAR	100
CV203P	BATO PLAST MOUSSE CONE GRAND	10 (sachet)
C104P	BATO PLAST MOUSSE CONE PETIT	100
C106P	BATO PLAST MOUSSE DENTS	100
C105P	BATO PLAST MOUSSE ETOILE	100
CLAN01	BATO PLAST MOUSSE GRAT LANG	100
2512015	BATO PLAST OUATE - IMPR GLYCE	300

EN BOIS

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104	MOUSSE CONE PETIT	100
C103	MOUSSE CONE GRAND	100
C106	BATO BOIS MOUSSE DENTS	100
CV205	BATO BOIS MOUSSE ETOILE	10 (sachet)



COMPRIMÉ BICAROME IMPRÉGNÉ

Solution buccale effervescente à base de bicarbonate de sodium, les comprimés Bicarôme permettent d'obtenir une préparation pour soin de bouche. Le bicarbonate de sodium permet une correction du PH de la bouche.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
SCD45	MENTHOL (VERT)	100



DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE



La solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable. Présenté en unidose, la solution de chlorure de sodium stérile à 0.9% est hygiénique et permet facilité et sécurité d'emploi.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
626663	DOSETTES SERUM PHY 5ML	40
626725	DOSETTES SERUM PHY 10ML	30
612876	DOSETTES SERUM PHY 50ML	32



KIT D'EXAMEN DENTAIRE

Kit d'examen stérile à usage unique composé de 3 instruments.

- Un miroir avec spatule à malaxer
- Une sonde avec brunissoir et spatule de bouche
- Une précelle avec brunissoir et spatule de bouche

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
L13002	KIT DENTAIRE	200



THERMOTHERAPIE



BOMBE DE FROID

Spray cryogène prêt à l'emploi, soulage immédiatement la douleur, limite les bleus et œdèmes, et réduit le gonflement grâce à son action réfrigérante directe.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
0202224600000	BOMBE FROID 400ML	6



POCHE DE GLACE NON TISSÉE FAST ICE

Pack de glace instantanée à usage unique, prêt à l'emploi, activable par simple pression, conservant le froid à 0 °C pendant environ 30 minutes. Idéal en toutes circonstances.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
02012260100000	POCHE GLACE NT FAST ICE - 13.5X18CM	2



POCHE DE GLACE NON TISSÉE FAST ICE

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1031600B	POCHE GLACE PETIT MODEL	25
1031700C	POCHE GLACE GRAND MODEL	25



BOUILLOTTE EN CAOUTCHOUC

Bouillotte en caoutchouc naturel et PVC, avec bouchon étanche renforcé, conçue pour diffuser la chaleur progressivement et soulager les douleurs musculaires durablement.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
02012409100000	BOUILLOTTE CAOUTCHOUC AVEC HOUSE	1

THERMOMETRES ET ACCESSOIRES



THERMOMÈTRE TYMPANIQUE

Thermomètre à sonde effilée avec technologie Peak Select pour une lecture rapide (1-2 sec) et précise (+/-0,3 °C). Écran programmable, bouton °C/°F, minuteur intégré, housses jetables pour limiter les contaminations, et autonomie jusqu'à 15 000 prises.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303013	THERMO TYMPANIQUE GENIUS3	1



VÉRIFICATEUR - CALIBRATEUR DE THERMOMÈTRE

Le Genius™ Checker/Calibrator vérifie et recalibre automatiquement les thermomètres tympaniques Genius™ 2 et Genius™ 3, générant un rapport de test exportable sur clé USB. Équipé de deux cibles infrarouge à température contrôlée simulant l'oreille humaine.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303097	VERIF CALIBRATEUR GENIUS2 + 3 (POST 2011)	1



COUVRE SONDE POUR THERMOMÈTRE GENIUS

Couvercles de sonde jetables en plastique rigide lisse avec membrane transparente, fournis en cassettes de 16 s'adaptant à la base des thermomètres. Application et éjection sans contact pour une hygiène optimale.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
303030	COUVRE SDE THERMOMETRE GENIUS	96

GELIFIANTS POUR CONTENANT



POUDRE GÉLIFIANTE SAP

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08101	BOUTEILLE	100
08100	SACHET 6G	100



NUTRITION ENTÉRALE



SERINGUE DE NUTRITION

NOUVEAU SERINGUE DE NUTRITION ENFit™ APOTECNIA

APO
TECNIA

Alliant qualité et prix compétitifs, les seringues de nutrition entérale Apotecnia sont équipées d'un embout ENFit™, garantissant une administration optimale de l'alimentation entérale, des médicaments et de l'hydratation, tout en minimisant les risques de mauvais raccordements.



APO6001 Boite de 100 UVC
ENFIT 1ML | LOW DOSE TIP

APO6002 Boite de 100 UVC
ENFIT 5ML

APO6003 Boite de 100 UVC
ENFIT 10ML

APO6004 Boite de 50 UVC
ENFIT 20ML

APO6005 Boite de 50 UVC
ENFIT 60ML

SERINGUE ORALE - OPAQUE



Permet de mesurer et administrer des médicaments par voie orale et une nutrition entérale. Avec une tige du piston et un étiquetage orange pour les distinguer des seringues à raccord Luer.

305207 Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE | 1ML OPAQUE

305210 Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE | 3ML OPAQUE

305208 Boite de 100 UVC
SERINGUE ORALE | 5ML OPAQUE



SERINGUE PLASTIPAK DE PRÉCISION



La seringue de précision sans aiguille BD Plastipak™ stérile à usage unique est adaptée pour l'injection ou le prélèvement. Elle est composée d'un corps, d'un piston et d'un joint de piston. Elle est dotée d'un embout centré et Luer simple.

300867 Boite de 60 UVC
SERINGUE 3 PIÈCES | 50ML



GASTROSTOMIE

BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET ENFIT™

Boite de 1 UVC

KEBOMED



Le bouton de gastrostomie MiniONE® a été conçu pour améliorer le confort des patients.

Il permet tout d'abord une réduction des fuites gastriques pouvant générer une perte de nutriments, des lésions cutanées et la granulation des tissus. Cela est rendu possible grâce à la forme exclusive du ballonnet MiniONE®, apparentée à celle d'une pomme, ou encore à la valve anti-reflux.

Fabriqué à l'aide de silicone souple de qualité médicale de haut grade, le bouton MiniONE® facilite le nettoyage autour du site de la stomie grâce à sa collerette externe flexible. Sa douceur favorise le confort cutané.

CH12

M1-5-1208-I

CH12 | 0.8CM

M1-5-1215-I

CH12 | 1.5CM

M1-5-1223-I

CH12 | 2.3CM

M1-5-1230-I

CH12 | 3CM

M1-5-1210-I

CH12 | 1CM

M1-5-1217-I

CH12 | 1.7CM

M1-5-1225-I

CH12 | 2.5CM

M1-5-1240-I

CH12 | 4CM

M1-5-1212-I

CH12 | 1.2CM

M1-5-1220-I

CH12 | 2CM

M1-5-1227-I

CH12 | 2.7CM

CH14

M1-5-1408-I

CH14 | 0.8CM

M1-5-1420-I

CH14 | 2CM

M1-5-1435-I

CH14 | 3.5CM

M1-5-1460-I

CH14 | 6CM

M1-5-1410-I

CH14 | 1CM

M1-5-1423-I

CH14 | 2.3CM

M1-5-1440-I

CH14 | 4CM

M1-5-1465-I

CH14 | 6.5CM

M1-5-1412-I

CH14 | 1.2CM

M1-5-1425-I

CH14 | 2.5CM

M1-5-1440-I

CH14 | 4.4CM

M1-5-1415-I

CH14 | 1.5CM

M1-5-1427-I

CH14 | 2.7CM

M1-5-1450-I

CH14 | 5CM

M1-5-1417-I

CH14 | 1.7CM

M1-5-1430-I

CH14 | 3CM

M1-5-1455-I

CH14 | 5.5CM

CH16

M1-5-1610-I

CH16 | 1CM

M1-5-1617-I

CH16 | 1.7CM

M1-5-1625-I

CH16 | 2.5CM

M1-5-1635-I

CH16 | 3.5CM

M1-5-1612-I

CH16 | 1.2CM

M1-5-1620-I

CH16 | 2CM

M1-5-1627-I

CH16 | 2.7CM

M1-5-1640-I

CH16 | 4CM

M1-5-1615-I

CH16 | 1.5CM

M1-5-1623-I

CH16 | 2.3CM

M1-5-1630-I

CH16 | 3CM

M1-5-1644-I

CH16 | 4.4CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET ENFit™

Boite de 1 UVC

KEBOMED

CH18

M1-5-1810-I CH18 1CM	M1-5-1820-I CH18 2CM	M1-5-1830-I CH18 3CM	M1-5-1850-I CH18 5CM
M1-5-1812-I CH18 1.2CM	M1-5-1823-I CH18 2.3CM	M1-5-1835-I CH18 3.5CM	M1-5-1860-I CH18 6CM
M1-5-1815-I CH18 1.5CM	M1-5-1825-I CH18 2.5CM	M1-5-1840-I CH18 4CM	
M1-5-1817-I CH18 1.7CM	M1-5-1827-I CH18 2.7CM	M1-5-1844-I CH18 4.4CM	

CH20

M1-5-2015-I CH20 1.5CM	M1-5-2025-I CH20 2.5CM	M1-5-2035-I CH20 3.5CM
M1-5-2020-I CH20 2CM	M1-5-2027-I CH20 2.7CM	M1-5-2040-I CH20 4CM
M1-5-2023-I CH20 2.3CM	M1-5-2030-I CH20 3CM	M1-5-2044-I CH20 4.4CM

CH24

Boite de 1 UVC

M1-5-2415-I CH24 1.5CM	M1-5-2425-I CH24 2.5CM	M1-5-2435-I CH24 3.5CM
M1-5-2417-I CH24 1.7CM	M1-5-2427-I CH24 2.7CM	M1-5-2440-I CH24 4CM
M1-5-2423-I CH24 2.3CM	M1-5-2430-I CH24 3CM	M1-5-2444-I CH24 4.4CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE AVEC BALLONNET - NON ENFit™

Boite de 1 UVC

KEBOMED

CH20

M1-5-2017-I CH20 1.7CM

CH24

M1-5-2420-I CH24 2CM

BOUTONS DE GASTROSTOMIE SANS BALLONNET ENFit™

Boîte de 1 UVC

KEBOMED

Bouton Capsule sans ballonnet MINI ONE® - Tube d'alimentation de gastrostomie extra plat.



CH14		
M1-2-1412-I	CH14 1.2CM	M1-2-1417-I
		CH14 1.7CM
M1-2-1415-I	CH14 1.5CM	M1-2-1425-I
		CH14 2.5CM
M1-2-1420-I	CH14 2CM	M1-2-1430-I
		CH14 3CM

CH18		
M1-2-1817-I	CH18 1.7CM	M1-2-1824-I
		CH18 2.4CM
M1-2-1820-I	CH18 2CM	M1-2-1834-I
		CH18 3.4CM
M1-2-1830-I	CH18 3CM	M1-2-1844-I
		CH18 4.4CM

CH20	
M1-2-2017-I	CH20 1.7CM
M1-2-2034-I	CH20 3.4CM
M1-2-2024-I	CH20 2.4CM
M1-2-2044-I	CH20 4.4CM

CH18	
M1-2-2424-I	CH24 2.4CM
M1-2-2434-I	CH24 3.4CM

POLONGATEUR STÉRILE ENFit™

Kit d'extension pour l'administration de nutrition entérale, de médicaments liquides et de décompression. Des fonctionnalités innovantes optimisent le débit et simplifient la manipulation pour l'utilisateur. Solution économique avec une utilisation jusqu'à 14 jours.

DA10113021 Boîte de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y - ENFIT | 30CM

DA10116021 Boîte de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y - ENFIT | 60CM


DA10113032 Boîte de 10 UVC
BOLUS - ENFIT | 30CM



PROLONGATEUR NUTRIPORT

Prolongateur conçu pour une alimentation continue.

8884741821 Boîte de 10 UVC
CH16/4.5CM | NUTRIPORT



CardinalHealth™

PROLONGATEUR EN PVC

Le prolongateur relie la sonde d'alimentation à la gastrostomie, permettant l'alimentation quand la personne ne peut pas manger suffisamment. Sa base externe est accessible et se connecte via un raccord SECUR-LOK. À l'autre bout, un connecteur « ENFit » spécifique à l'alimentation entérale, sans latex ni DEHP.

- 8-1255-ISOSAF Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y | 30CM GODET LEGERE
- 8-2455-ISOSAF Boite de 10 UVC
ANGLE DROIT - Y | 60CM NST + GODET LEGERE
- 8-1211-ISOSAF Boite de 10 UVC
BOLUS - ENFIT | 30CM



POMPES DE NUTRITION ENTERALE ET TUBULURES

POMPE KANGAROO



Les pompes Cardinal intègrent les dernières technologies pour la nutrition entérale continue, intermittente ou avec rinçage. Compactes, intuitives et faciles à utiliser, elles s'adaptent aux nourrissons comme aux adultes. Leur batterie offre jusqu'à 15 h d'autonomie pour une alimentation en continu ou par bolus, avec rinçage intégré.



- 383400 Boite de 1 UVC
POMPE KANGAROO JOEY | AMBULATOIRE
- 383400 Boite de 1 UVC
POMPE KANGAROO EPUMP | FIXE

➔ Accessoires et pièces de rechange disponibles sur notre site internet ou via commande par e-mail.

MINI SAC À DOS POUR POMPE D'ALIMENTATION

Sacs à dos pour pompe ambulatoire de nutrition entérale JOEY Kangaroo™



- 770026 Boite de 30 UVC
SAC A DOS POMPE JOEY

SONDE DE GASTROSTOMIE 3 VOIES ENFit™ POUR KANGAROO



Le port d'alimentation, incompatible Luer/IV, limite les risques de mauvaise connexion. Doté de raccords entéraux sécurisés et d'un tube en silicone durable pour une performance optimale et longue durée.

- 8884715122E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH12
- 8884720189E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH18
- 8884715148E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH14
- 8884720205E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH20
- 8884720163E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH16
- 8884720247E Boite de 5 UVC
SDE 3V GASTRO | CH24



SONDE DE NUTRITION ENTÉRALE NON LESTÉE

Sonde gastroduodénale – Non stérile – Non lestée – Sans mandrin – Connecteur en Y – LPPR



055.08

Boite de 20 UVC

CH8 | 110CM SANS MANDRIN

055.10

Boite de 20 UVC

CH10 | 110CM SANS MANDRIN

055.12

Boite de 20 UVC

CH12 | 110CM SANS MANDRIN

UROLOGIE




SONDES URINAIRES

Pennine  SONDE INTERMITTENTE - NON LUBRIFIÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
FC-1406/1	CH06 - 23CM	VERT CLAIR	FÉMININ 100
FC-1408/1	CH08 - 23CM	BLEU CLAIR	FÉMININ 100
FC-1410/1	CH10 - 23CM	NOIR	FÉMININ 100
FC-1412/1	CH12 - 23CM	BLANC	FÉMININ 100
FC-1414/1	CH14 - 23CM	VERT FONCÉ	FÉMININ 100
FC-1416/1	CH16 - 23CM	ORANGE	FÉMININ 100
FC-1418/1	CH18 - 23CM	ROUGE	FÉMININ 100
NC-1208/SW/1	CH08 - 38CM	BLEU CLAIR	MASCULIN 100
NC-1210/SW/1	CH10 - 38CM	NOIR	MASCULIN 100
NC-1212/SW/1	CH12 - 38CM	BLANC	MASCULIN 100
NC-1214/SW/1	CH14 - 38CM	VERT FONCÉ	MASCULIN 100
NC-1216/SW/1	CH16 - 38CM	ORANGE	MASCULIN 100
NC-1218/SW/1	CH18 - 38CM	ROUGE	MASCULIN 100

Longueur de 23 cm ou 38 cm
PVC de qualité médicale
Pochettes individuelles stériles, à pelage
100 unités par sac intérieur en polyéthylène
Sans latex et sans DEHP



SONDE DE FOLEY - LATEX SILICONÉ

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

La sonde de Foley Securdrain Vià en latex siliconé offre une solution fiable et confortable pour le sondage urinaire de courte à moyenne durée. Son revêtement en silicone assure une excellente tolérance et réduit les risques d'irritation.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
11601322121	CH12 - 41CM	2 VOIES - LATEX SILICONÉ	10
11601322141	CH14 - 41CM	2 VOIES - LATEX SILICONÉ	10
11601322161	CH16 - 41CM	2 VOIES - LATEX SILICONÉ	10
11601322181	CH18 - 41CM	2 VOIES - LATEX SILICONÉ	10
11601322201	CH20 - 41CM	2 VOIES - LATEX SILICONÉ	10



SONDE DE FOLEY - 100% SILICONE

La Sonde de Foley en 100% Silicone Securdrain Vià! est idéale pour les utilisations à longue durée (29 jours) et pour les patients allergiques au latex, grâce à la biocompatibilité du matériau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
11501222121	CH12 - 21CM	2 VOIES - 100% SILICONE	20
11501322121	CH12 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10
11501322141	CH14 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10
11501322161	CH16 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10
11501322181	CH18 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10
11501322201	CH20 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10
11501322221	CH22 - 41CM	2 VOIES - 100% SILICONE	10



SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE - 100 % SILICONE

Le système SM Tray BasicS préconnecté est adapté au cathétérisme de longue durée et réduit le nombre d'opérations manuelles nécessaires aux professionnels de santé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		U/BOÎTE
0100112E21CA	CH12	POCHE 2L - LATEX SILICONÉ	40
0100112E21CB	CH14	POCHE 2L - LATEX SILICONÉ	40
0100112E21CC	CH16	POCHE 2L - LATEX SILICONÉ	40
0100112E21CD	CH18	POCHE 2L - LATEX SILICONÉ	40
0100112E21CE	CH20	POCHE 2L - LATEX SILICONÉ	40

SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE - LATEX SILICONÉ

Le système pré-connecté SM Tray BasicL est utilisé pour la cathétérisation à moyenne durée, c'est un appareil prêt à l'emploi car il réduit le nombre de manipulations.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
0100111C22BB	CHI4 - 90CM SYST URI PRECO 2 LITRES - SONDE LATEX	50
0100111C22BC	CHI6 - 90CM SYST URI PRECO 2 LITRES - SONDE LATEX	50
0100111C22BD	CHI8 - 90CM SYST URI PRECO 2 LITRES - SONDE LATEX	50



SYSTÈME URINAIRE PRÉCONNECTÉ

Le système de drainage urinaire préconnecté combine un sac de collecte d'urine et un cathéter de Foley en silicone à double voie. Le sac recueille l'urine et le cathéter est inséré dans la vessie pour une cathétérisation à demeure.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
M06059	CHI2 SYST URO PRECO	20
M06061	CHI4 SYST URO PRECO	20
M06062	CHI6 SYST URO PRECO	20
M06063	CHI8 SYST URO PRECO	20
M06064	CH20 SYST URO PRECO	20



POCHE À URINE NON VIDANGEABLE

Conçue pour garantir une collecte urinaire efficace, hygiénique et confortable. Fabriquées en PVC médical sans DEHP ni latex, elles conviennent parfaitement aux environnements hospitaliers et aux soins à domicile. Chaque modèle répond à un usage spécifique, tout en assurant une compatibilité universelle avec les sondes urinaires.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001019017903	POCHE 2L VIDANGEABLE AVEC VALVE ANTIREFLUX + TUBU 90 CM	200
001019037903	POCHE 2L NON VIDANGEABLE + TUBU 90 CM	200
008019017107	POCHE 2L AVEC VALVE ANTIREFLUX + TUBU 10 CM	400



POCHE URINAIRE STÉRILE AVEC SITE DE PRÉLÈVEMENT

La poche urinaire offre une capacité de 2, 4 ou 5 litres. Une construction sûre en PVC sans latex ni DEHP, avec une tubulure à section large pour éviter les obstructions, et un robinet en «T» facilitant la vidange. Stérilisée avec un mélange d'ETO + CO2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001011067908	POCHE 2L ROBINET + VALVE + AIGUILLE · SM4L	50
00101106790D	POCHE 2L ROBINET + VALVE · SM4L	100
004011E17903	POCHE 2L ROBINET + VALVE · SM7	20
004011G1A903	POCHE 4L ROBINET + VALVE · SM4000C	20
004011C2B903	POCHE 5L ROBINET + VALVE · SM5000C	20



POCHE DE VIDANGE C3 AVEC GÉLIFIANT SAP

Permet une évacuation hygiénique et sécurisée des poches à urine. Grâce au système Flexi-Funnel™ et au crochet Cross-Hanger™, la connexion est stable et sans fuite. Le sachet SAP transforme les liquides en gel pour éviter éclaboussures et contamination.

- Vidange propre et sécurisée des poches à urine
- Réduction du risque infectieux (système fermé)
- Absorption des liquides par SAP, pas de déversement
- Facile à manipuler grâce au bec verseur intégré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
20465	POCHE 1,5 L PETITS VOLUMES D'URINE	25
20469	POCHE 2 L MODÈLE STANDARD RENFORCÉ, USAGE QUOTIDIEN	25
20470	POCHE 2 L DEHP-FREE	25

ACCESSOIRES URINAIRES

POUDRE GÉLIFIANTE

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08101	BOUEILLE	100
08100	SACHET 6G	100



CROCHET POUR POCHE URINAIRE

Crochet conçu pour assurer une fixation sûre de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés, ou à un fauteuil roulant.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
514SUP05	PLASTIQUE	100



TUBULURE D'IRRIGATION POUR SONDE URINAIRE

Le fosset a été conçu pour s'adapter aux godets femelles des sondes vésicales en PVC. Il doit être retiré chaque fois que la vessie doit être vidée et lorsqu'il est nécessaire de changer la poche à urine.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
20360	CURAS FOSSET SPIGOT	100
11201102001	SECURMED FOSSET BLEU - 45MM	100



POT DE RECUEIL URINAIRE VACUTAINER

Le système BD Vacutainer® simplifie et standardise la collecte d'urine en permettant un transfert direct vers les tubes identifiés par code couleur. Les échantillons peuvent être acheminés en toute sécurité au laboratoire, quel que soit le système de transport.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
20360	120MM VACUTAINER + CANULE	100

CROCHET POUR POCHE URINAIRE

Les tubes d'analyse d'urine en plastique BD Vacutainer™ facilitent la collecte et le transport des échantillons d'urine. Ils sont stériles et peuvent être évacués avec ou sans conservateur, et sont conçus pour être utilisés avec les dispositifs de prélèvement BD.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364955	10ML	1000

Bexen TUBULURE D'IRRIGATION POUR SONDE URINAIRE

Équipement pour l'irrigation urologique avec perforateur et chambre, régulateur de débit et extrémité distale avec un raccord en silicone lubrifié. Dispositif stérile utilisé dans l'irrigation par voie urologique d'une solution contenue dans une poche (091.01) ou de solutions contenues dans deux poches indépendantes (091.02).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
091.01	SIMPLE	30
091.02	DOUBLE	30




SONDE RECTALE

La sonde rectale Securflow Vià! est indiquée pour l'administration de médicaments et aussi pour le drainage rectal. Il a une longueur de 40 cm, une extrémité ouverte et 2 yeux atraumatiques.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11214100401	CH18 - 40CM	100
11214100408	CH20 - 40CM	100
11214100402	CH22 - 40CM	100
11214100409	CH24 - 40CM	70
11214100410	CH26 - 40CM	70
11214100404	CH28 - 40CM	70
11214100405	CH30 - 40CM	70

RESPIRATOIRE



ASPIRATIONS

Sonde d'aspiration trachéo-bronchique Bicakcilar. Glisse sans altérer les muqueuses. La sonde d'aspiration trachéo-bronchique à usage unique permet d'éliminer les sécrétions, aliments ou autres liquides obstruant le pharynx et les voies respiratoires. Elle est utilisée pour désencombrer les bronches et les voies aériennes en général.



1951021 Boite de 100 UVC
CH6 50CM | BICAKCILAR

01951011 Boite de 100 UVC
CH8 50CM | BICAKCILAR

01951031 Boite de 100 UVC
CH10 50CM | BICAKCILAR

01952061 Boite de 100 UVC
CH 12 50CM | BICAKCILAR

01951051 Boite de 100 UVC
CH14 50CM | BICAKCILAR

01951061 Boite de 100 UVC
CH16 50CM | BICAKCILAR

1951071 Boite de 100 UVC
CH18 50CM | BICAKCILAR

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS



- Capacité de 20ml avec capuchon codé en couleur pour une identification facile de la taille du cathéter.
- Avec un entonnoir standard ou un connecteur de contrôle du vide pour se fixer à la source d'aspiration.
- Capuchon de rechange, vissage.

ME-8110 Boite de 75 UVC
SONDE CH10

ME-8108 Boite de 75 UVC
SONDE CH8



DIAGNOSTICS ET SURVEILLANCES

SPIROMÈTRE VOLDYNE



Affiche les performances respiratoires du patient (boule, repères) et l'incite à prendre des respirations plus profondes et plus longues. Il est idéal pour toute kinésithérapie respiratoire post-opératoire ou pour améliorer le débit inspiratoire.

4719018CE

Boite de 12 UVC

VOLDYNE 2.5L

4719016CE

Boite de 12 UVC

VOLDYNE 4L

CLIP OREILLE RÉUTILISABLE POUR DURA-Y

Le Nellcor OxiMax D-YSE est un clip auriculaire permettant d'utiliser le capteur OxiMax Dura-Y pour mesurer la saturation en oxygène à partir du lobe ou du pavillon de l'oreille.

D-YSE

Boite de 1 UVC

DURA-Y

Medtronic



NÉBULISATIONS

NOUVEAU MINI NÉBULISEUR

APO
TECNIA

Masque nébuliseur utilisé pour administrer un médicament type aérosol par les voies respiratoires.

APO11005

Boite de 50 UVC

MASQUE ADULTE 6ML | AVEC TUBULURE

APO11006

Boite de 50 UVC

MASQUE PÉDIATRIQUE 6ML | AVEC TUBULURE

APO11007

Boite de 50 UVC

MASQUE ADULTE 8ML | AVEC TUBULURE

APO11013

Boite de 50 UVC

MASQUE AÉROSOL 8ML | SANS TUBULURE

OXYGÉNOTHÉRAPIES

HUMIDIFICATEUR POUR AQUAPAK



Humidificateurs à bulles Aquapak® préremplis avec flacons d'eau stérile pour l'humidification de l'oxygène. Chaque humidificateur est doté d'un adaptateur spécialement conçu pour un usage international (12,9 mm ou 9/16 pouces), afin de faire gagner du temps aux praticiens.



400301

Boite de 20 UVC

340ML | SANS ADAPTEUR

H00340FCE

Boite de 20 UVC

340ML | AVEC ADAPTEUR FR

H00340CE

Boite de 20 UVC

340ML | AVEC ADAPTEUR US

H00640FCE

Boite de 10 UVC

650ML | AVEC ADAPTEUR FR

H00640CE

Boite de 10 UVC

650ML | AVEC ADAPTEUR US

NOUVEAU LUNETTES O₂ POUR ADULTE

Lunettes O₂ pour fournir de l'oxygène aux patients.

APO
TECNIA

APO11009

Boite de 50 UVC

LUNETTE O₂ | EMBOUT DROIT AVEC TUBULURE 210CM

APO11010

Boite de 50 UVC

LUNETTE O₂ | EMBOUT ÉVASÉ AVEC TUBULURE 210CMNOUVEAU LUNETTES O₂ PÉDIATRIQUE

Lunettes O₂ pédiatriques conçues pour fournir de l'oxygène aux enfants et aux nourrissons.

Elles assurent une administration efficace et confortable de l'oxygène adapté à leurs besoins.

APO
TECNIA

APO11011

Boite de 50 UVC

LUNETTE O₂ | PÉDIATRIQUE AVEC TUBULURE 210CM

APO11012

Boite de 50 UVC

LUNETTE O₂ | NOURRISSON AVEC TUBULURE 210CM

NOUVEAU MASQUE À OXYGÈNE - HAUTE CONCENTRATION

APO
TECNIA

APO11002

Boite de 50 UVC

ADULTE | TUBULURE 210 CM AVEC 2 EVENT

APO11014

Boite de 50 UVC

ADULTE | AVEC VALVE + EVENT + TUBULURE 210CM

APO11015

Boite de 50 UVC

ADULTE | SANS VALVE ET SANS EVENT

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).



NOUVEAU MASQUE À OXYGÈNE - MOYENNE CONCENTRATION

APO
TECNIA

Masque à moyenne concentration permet d'administrer de l'oxygène par voie orale ou nasale aux patients en insuffisance respiratoire. Il délivre une concentration d'oxygène d'environ 50%.



APO11001

Boite de 50 UVC

ADULTE | TUBULURE 210CM

APO11003

Boite de 50 UVC

ADULTE | SANS TUBULURE

APO11004

Boite de 50 UVC

PÉDIATRIQUE | TUBULURE 210CM

TUBULURE O2

Les tubulures à oxygène « lumière étoilée » offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit. La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.

41113P

Boite de 50 UVC

210CM | TUBULURE LUMIÈRE ÉTOILÉE

MEDLINE



TRACHÉOTOMIES

CANULE DE SHILEY FENÊTRÉE AVEC BALLONNET ET CHEMISE INTERNE RÉUTILISABLE

Medtronic

Les canules de trachéotomie Shiley comportent une ouverture qui permet une circulation d'air accrue. De plus, l'ouverture permet au patient de respirer par les voies respiratoires supérieures, s'il le souhaite. Cela peut renforcer la capacité d'un patient à tousser, à parler/ phoner et à se sevrer plus efficacement.



4FEN

Boite de 1 UVC

T4 | 65MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE

6FEN

Boite de 1 UVC

T6 | 76MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE

8FEN

Boite de 1 UVC

T8 | 81MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE

10FEN

Boite de 1 UVC

T10 | 81MM REU - AVEC BALLONNET - FENETRÉE

CANULE DE SHILEY FENÊTRÉE SANS BALLONNET ET CHEMISE INTERNE RÉUTILISABLE

Medtronic

Facilite la respiration spontanée et la phonation pour des patients trachéotomisés à long terme, avec une fenêtre réduisant la résistance expiratoire. Nécessite un collier de fixation.



6DCFN

Boite de 1 UVC

T6 | 74MM REU - SANS BALLONNET - FENETRÉE

8DCFN

Boite de 1 UVC

T8 | 79MM REU - SANS BALLONNET - FENETRÉE

CHEMISE INTERNE POUR CANULE DE SHILEY - USAGE UNIQUE

Medtronic

Pièce amovible qui s'insère dans la canule trachéale principale pour faciliter le nettoyage et maintenir la perméabilité des voies respiratoires. Elle permet un entretien hygiénique sans retirer la canule externe du patient. Durée d'utilisation de 29 jours maximum.

4DIC

Boite de 10 UVC

T4 | POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN

8DIC

Boite de 10 UVC

T6 | POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN

6DIC

Boite de 10 UVC

T8 | POUR REFS DCT-DFE-DCFS-DCFN



CHEMISES INTERNES DE RECHANGE SHILEY

Medtronic



Chemises internes de rechange temporaires pour canules LPC, FEN, CFS, CFN.
Durée d'utilisation de 29 jours maximum.

6SIC

Boite de 10 UVC

T6 | POUR REFS LPC FEN CFS CFN - REU.

8SIC

Boite de 10 UVC

T8 | POUR REFS LPC FEN CFS CFN - REU.

VALVE DE PHONATION

Medtronic

Facilite la vocalisation pour les patients alertes et éveillés qui respirent de manière autonome.

SSV

Boite de 2 UVC

TRACHEO

SSVO

Boite de 2 UVC

TRACHEO + SITE O2



COLLIER DE FIXATION POUR CANULE DE TRACHÉO AVEC VELCRO

Medtronic



Le support de canule de trachéotomie Shiley™ maintient solidement une canule de trachéotomie en place et s'adapte à la plupart des patients, des enfants aux adultes. Une alternative pratique au ruban adhésif qui favorise de meilleurs soins de la peau et le confort du patient.

TTH

Boite de 10 UVC

VELCRO

BANDE DE FIXATION POUR CANULE DE TRACHÉOTOMIE ADULTE

Medtronic

Bande de fixation permet de stabiliser et de sécuriser la canule de trachéostomie en place. Elle est insérée dans l'ouverture de chaque ailette de la canule trachéale avant d'être attachée autour du cou.

320-05

Boite de 10 UVC

ADULTE | MARRON

321-05

Boite de 10 UVC

ADULTE | BLANC



GYNÉCOLOGIE



Bexen SPÉCULUM DE GYNÉCOLOGIE - STÉRILE

Spéculum vaginal à usage unique, conçu pour allier sécurité, confort et simplicité d'utilisation lors des examens gynécologiques. Idéal pour une utilisation en cabinet ou en milieu hospitalier.

- Plastique transparent et robuste : minimise les risques de casse
- Réglage précis : vis à quart de tour avec blocage discret et efficace
- Surface lisse et arêtes arrondies : insertion atraumatique, meilleur confort patient
- Cusco : bivalve auto-bloquant, utilisé pour l'examen du vagin et du col de l'utérus. Il s'ouvre par un système de vis et maintient les parois écartées sans assistance.
- Sans latex – stérile, emballage individuel



705.01

Boîte de 100 UVC

CUSCO | 16 MM

703.01

Boîte de 100 UVC

CUSCO | 24 MM

701.01





Boîte de 100 UVC

CUSCO | 16 MM

CATALOGUES THÉMATIQUES

Disponible en téléchargement sur notre site internet www.kelis-medical.com et sur demande auprès de notre service ou de votre commercial de secteur, retrouvez les catalogues thématiques associées à chacune de nos gammes.

Mises à jour régulièrement au cours de l'année, elles comprennent des informations complémentaires ainsi que des guides techniques, pour toujours mieux vous accompagner dans vos choix et vous aider à mieux appréhender nos nombreuses références.



DISPONIBLE SUR WWW.KELIS-MEDICAL.COM

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE
75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA
840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

 serviceclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon